

Installation Instructions | Installationsanleitung | Notice d'installation |
Istruzioni per l'installazione | Instrucciones de instalación

Sartorius Signum


Option A15. Analog/Digital Converter for Connecting a Reference Scale

Option A15. AD-Wandler für Mengenwaagenanschluss (ADU)

Option A15. Connexion pour balance de référence (convertisseur A/N)

Opzione A15. Connessione per bilancia di riferimento (convertitore A/D)

Opción A15. Conexión para báscula de referencia (convertidor A/D)



98647-004-26

English – page 3

Deutsch – Seite 23

Français – page 42

Italiano – pagina 61

Español – página 80

- This additional, powerful analog/digital converter enables the use of a second weighing point; e.g., for connecting a weighing platform with a broad weighing range
- Connect the reference scale to the display and control unit with a cable gland, or install a separable plug-in connector
- Operator-guided configuration of reference scale in the operating menu
- Also available for use in legal metrology; reference scale configurable in class III up to 6250e and in class IIII up to 1000e

3 Intended Use

3 Specifications

- 4 Getting Started
- 4 Connecting the Weighing Platform
- 7 Configuring the Analog/Digital Converter
- 8 A/D Converter Configuration Menu
- 10 Service Menu
- 11 Activating the Service Mode
- 12 Selecting the Configuration Mode
- 15 Entering Geographical Data
- 16 Entering Calibration/Adjustment and Linearization Weights
- 17 External Linearization
- 18 Calibration and Adjustment
- 20 Setting the Preload
- 20 Clearing the Preload
- 20 Calibration/Adjustment without Weights

Configuration

- 21 Reference Scale Operating Menu

Specifications

Maximum readability	15,000 display digits (not in legal metrology)	
Maximum permissible verification scale intervals	Accuracy class	(III) (III)
Single-range mode	n≤	6250e 1000e
Multiple-range mode	n _i ≤	3125e 1000e
Multi-interval scale	n _i ≤	3125e 1000e
Multi-interval scale	Max/e _i ≤	6250e 6250e
Digital protective interface	In accordance with EN 45501	
Load cell supply voltage	U _{exc}	8.4 VDC
Minimum input voltage per verification scale interval	U _{min}	0.672 µV
Minimum/maximum load resistance	R _{Lmin} to R _{Lmax}	83 Ω to 2000 Ω
Limits of temperature range	T _{Lmin} to T _{Lmax}	-10°C to +40°C (+14°F to +104°F)
Fraction of the maximum permissible error	ρ _i	0.5
Type of cable connection	6-conductor	
Max. value of cable length per wire cross section	(L/A)	150 m/mm ²
Range of input voltage	U _{min} to U _{max}	0 to 29.4 mV
Ratings:		
Power supply	100-240 VAC (-15/+10%), 50-60 Hz, max. 17 W/23 VA	
Transient overvoltage	Overvoltage category II in accordance with IEC 60364-4-443	
Operation using protective extra-low voltage with safe separation from wall outlet (PELV)	See instruction manual for Option L8	
DC power supply	22.8 to 26.7 V (optional: 21.6 to 26.7 V); max. 12 VA	
AC power supply	22.8 to 26.7 V, 50-60 Hz, max. 12 VA	
Operation with rechargeable battery	See instruction manual for Option L9 Battery operation using built-in or external rechargeable battery (must be included in initial order)	
Limitation of emissions	In accordance with EN 61326-1 (IEC 61326-1): Group 1, Class B, suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low-voltage power-supply network that supplies buildings used for domestic purposes	
Immunity to interference	In accordance with EN 61326-1 (IEC 61326-1): Immunity test requirements for equipment intended for use in industrial locations (Table 2)	
Electrical safety	In accordance with EN 61010-1 (IEC 61010-1)	


Getting Started

Connecting the Weighing Platform


Connection of an analog Sartorius MAPP or MAPS platform or of a commercially available strain-gauge load cell is described in the following.

⚠ The load cell should be connected only by a trained and authorized Sartorius technician. Any installation work that does not conform to the instructions in this manual will result in forfeiture of all claims under the manufacturer's warranty.

- ⚠ Disconnect the equipment from power (unplug from the wall socket) before beginning any installation work.
- Set up the weighing platform (see the operating instructions for the weighing platform)
 - Lay the cable for connecting the weighing platform to the display and control unit
 - Open the Signum display and control unit:
 - remove the four cap nuts from the front panel and remove the panel.




- Connect cable from the weighing platform to the display and control unit
- Note:
- The cable gland is installed at the factory. Please use extreme caution when performing any work on the equipment that affects this cable gland.
Use a torque wrench and tighten the cable gland to 5 Nm.



- Prepare and install the cable as follows.
 - Guide the cable through the cable gland.
 - Close and tighten the cable gland in accordance with the applicable regulations.
 - Remove the casing from a section of the cable end (see illustration). The shield (1) must have contact with the clamps (2).
 - Expose approximately 15 cm (4 inches) of the wires (3) for connection to the terminals.
 - Guide the cable through the cable gland.
 - It is important to make sure that the shield is in contact with the clamps, because the cable is grounded by the shield.

- Install the weighing platform cable as follows:
 - Remove the casing from a section of the cable end. Expose approximately 5 cm (2 inches) of the isolated wires for installation.
 - Remove the casing from approximately 1 cm (1/2 inch) of the wires and attach ferrules to the wire ends.
 - Fit the ferrite ring over all wires.



- Attach the wires securely to the screw terminals


Pin Assignments in the Display and Control Unit

No.	Signal name	Meaning
1	BR_POS	Bridge supply voltage (+)
2	SENSE_POS	Sense (+) for the bridge supply voltage
3	OUT_POS	Measuring voltage positive
4	OUT_NEG	Measuring voltage negative
5	SENSE_NEG	Sense (-) for bridge supply voltage
6	BR_NEG	Bridge supply voltage (-)

- ⚠ Please refer to the service specifications or operating instructions for the load cell or weighing platform in question for details on the assignment of wire colors to signals. Isolate unused wires in accordance with industry standards.
- ⚠ If a load receptor that uses 4-conductor technology is connected (i.e., the cable from the load cell has only four wires), add wire straps to connect wires 1 and 2 (BR_POS and SENSE_POS) to wires 5 and 6 (SENSE_NEG and BR_NEG).

- Close the Signum display and control unit:

Position the front panel on the display and control unit and fasten it with the 4 cap nuts




Connecting the Display and Control Unit to AC Power

- Check the voltage rating and the plug design.

- The display and control unit is powered through the pre-installed power cord. The power supply is built into display and control unit, which can be operated with a supply voltage of 100 V to 240 V. Make sure that the voltage rating printed on the manufacturer's ID label is identical to that of your local line voltage. If the voltage specified on the label or the plug design of the power cord do not match the rating or standard you use, please contact your Sartorius office or dealer. The power connection must be made in accordance with the regulations applicable in your country.

The device (protection class 1) must be plugged into a properly installed wall outlet which has a protective grounding conductor (PE) and a fuse with maximum 16A. The power plug or other suitable device for disconnecting the power must be easily accessible.



Safety Precautions

If you use an electrical outlet that does not have a protective grounding conductor, make sure to have an equivalent protective conductor installed by a certified electrician as specified in the applicable regulations for installation in your country. Make sure the protective grounding effect is not neutralized by use of an extension cord that lacks a protective grounding conductor.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits pursuant to part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with these instructions, may cause harmful interference to radio communications. For information on the specific limits and class of this equipment, please refer to the Declaration of Conformity. Depending on the particular class, you are either required or requested to correct the interference. If you have a Class A digital device, you need to comply with the FCC statement as follows:

"Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense." If you have a Class B digital device, please read and follow the FCC information given below:

"[...]However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."


Before you operate this equipment, check which FCC class (Class A or Class B) it has according to the Declaration of Conformity included. Be sure to observe the information of this Declaration.

Warmup Time

To deliver exact results, the display and control unit must warm up for at least 30 minutes after initial connection to AC power or after a relatively long power outage. Only after this time will the equipment have reached the required operating temperature.

Using Verified Equipment in Legal Metrology

- Make sure to allow the equipment to warm up for at least 6 hours after initial connection to AC power.



Configuring the Analog/Digital Converter

Purpose

To adapt the parameters of the analog/digital converter to the connected load cell or weighing platform. Once these parameters have been configured, the A/D converter in conjunction with the load cell is defined as a weighing instrument.

Notes on Settings

- The A/D converter can be configured only with the menu access switch open (see "Selecting the Configuration Mode"). Make sure you close the menu access switch following A/D converter (ADC) configuration; otherwise, the "overload" (H) and "underload" (L) error codes are not shown.
- To enable ADC configuration, activate the service mode (see "Service Mode"), open the Setup menu, open the *SPEC* submenu, and select *ADC-CON*.
- Enter the maximum capacity (max. cap.) in a suitable weight unit, without decimal places (the rounding function will truncate any decimal places).

⚠ If you return to the highest menu level without selecting the *SAVE* menu item to save changes, all changes made up to that point are discarded.

- The menu-reset function ("Restore Factory Settings") does not affect settings for ADC configuration.

Note:

Once the ADC configuration has been locked (menu access switch closed), the display and control unit can no longer be used to influence weighing results. The scope of functions available in the weighing instrument is defined by the A/D converter. Weighing functions that can be activated include: read weight value, tare, calibrate/adjust, read tare value, save/delete tare input

Descriptions of Menu Items for A/D Converter Configuration

Standard or Verified Configuration (Menu Items: STAND. / VERIF.)

Before configuring the A/D converter, you must define whether the weighing platform is to be used in "standard" mode or "verified" mode (verified for use in legal metrology).

- Standard mode: STAND.
- Verified mode: VERIF.

Accuracy Class (Menu Item: CLASS)

Shown only for configuration in "verified" mode.

Only menu items 3 and 4 (accuracy class *(III)*/*(IV)*) are accessible. If the desired menu item is not marked with a circle (o) indicating it is already active, press *[→←]* repeatedly until this menu item is activated.

Selecting the Weighing Range (Menu Item: RANGES)

This setting defines whether the RANGE 1, RANGE 2 and RANGE 3 menu items for further configuration steps are shown or hidden.

- Single-range mode (SINGLE):
The entire weighing range is divided into scale intervals on the basis of the lowest interval d and the maximum load. Readability is equal to scale interval d (see below).
- Multi-interval mode (MULT.Int.):
The "Multi-interval" function divides the weighing capacity into as many as 3 weighing ranges, each with a different readability. The scale switches from one range to the next automatically, in accordance with the range limits specified. Once the instrument has been tared, the best possible resolution (lowest display digit) is available even when there is a load on the weighing platform.
- Multiple-range mode (MULT.-R.):
A multiple-range scale has two or three weighing ranges. When the maximum capacity of a lower range is exceeded, the scale switches to a higher range (lower resolution). The scale can be returned to the higher resolution only after the scale has been unloaded.

Scale Interval d

The display digit, d, indicates the resolution of the weighing instrument. The display digit can be entered only in increments of 1, 2, 5, 10, 20, 50, etc. This menu item is not shown when the "verified" configuration mode is active. On verifiable or verified weighing instruments (class *(III)* and *(IV)*) scale interval d is equal to verification scale interval e.

Verification Scale Interval e

The verification scale interval e indicates the resolution of the weighing instrument in legal metrology. The scale interval d can be entered only in increments of 1, 2, 5, 10, 20, 50, etc. This menu item is not shown when the "standard" configuration mode is active.

Maximum Capacity (Max. Cap.)

The maximum capacity is the maximum load that may be placed on the weighing instrument. If a heavier load is placed on the platform, the display shows "H."

The scale intervals are calculated from the maximum capacity and the scale interval d. For example, a maximum capacity of 15,000 kg with a smallest scale interval d of 0.005 kg yields 3000 scale intervals.

Maximum readability:

15,000 display digits (not in legal metrology).

In legal metrology, the number of intervals must not exceed 3125 e; for multi-interval scales, the limit is 3125 e per range.

Range 1, Range 2, Range 3 (RANGE 1, RANGE 2, RANGE 3):

Here you can enter the limits for each of the weighing ranges. When a limit is exceeded, the accuracy changes.

The following applies when entering range limits:

Range 1 < range 2 < range 3 < max. cap.

Thus the weighing capacity can be divided into 4 ranges. The display resolution changes in intervals of 1, 2, 5, 10, 20 etc. The lowest resolution is the smallest scale interval d. Ranges you do not require should be set to 0.

Available Weight Units (Menu Item: UNITS)

The weight units available for use in the normal weighing mode are selected here. Available units are indicated by a circle (o) on the display (more than one can be selected).

When using the instrument in legal metrology, make sure the selected unit is permissible.


Saving Configuration Parameters (Menu Item: SAVE)

Once you have selected all required parameters, select the SAVE menu item to store the settings.

Checking and Configuring the Equipment for Use in Legal Metrology

A metrological ID tag is included with the display and control unit.


Following ADC configuration, write the metrological data on this tag for all weighing ranges. Affix this tag below the display and cover it with the waterproof acetate overlay.




Check the settings under menu item 1.7 to make sure only the permitted weight units are accessible.

A/D Converter Configuration Menu

The following menu items for configuring the A/D converter are appended to the COMSPEC numeric menu when the service mode is active:





Service Menu

Purpose

The service menu contains additional configuration options in the operating menu (**SETUP**) that are only available when the "Service" mode is active.

The service menu must be activated to enable the main calibration/adjustment operations affecting the display and control unit and the connected weighing platform.

When the service mode is active, an "S" is shown in the upper right-hand corner of the display. To deactivate the service mode, switch the display and control unit off and then on again.

The following menu items are appended to the "Date" (**DATE**) and "Password" (**CODE**) menu items:

- **S-DATE**: Date of service
(enter the next scheduled service date)
- **MEM-NO**: Memory number
(enter a transaction number for an external Alibi memory)
- **SER-NO**: Display and control unit serial number
- **MODEL**: Model designation
(enter the device serial number)

Activating the Service Mode



Switch on the display and control unit and press **→T←**



briefly, during the startup routine, to open the operating menu



Select the **SETUP** menu item



Open the **SETUP** menu¹



Select the **CODE** menu item
(Press **Fn** repeatedly until **CODE** is displayed)



Open the **CODE** submenu and enter the service access code (see Appendix)
Enter the code using the **→O←** **→T←** **Fn** **[E]** keys



Confirm the service access code
Service mode is active: an “S” is shown in the upper right-hand corner of the display.



Return to the “Code” menu, now in service mode.



Return to the “Setup” menu, now in service mode.



¹ If password input is prompted at this point, enter the service access code (see appendix) and confirm input to continue

Selecting the Configuration Mode

Open the menu access switch:

- Remove the cap that covers the menu access switch on the left-hand side of the back of the display and control unit housing
- Move the switch to the left ("menu accessible" position)

Activate the service mode (see previous page)

Confirm **SETUP** menu: press **→T←**

Select the "Reference scale" menu item (**COMSPEC**) and confirm: press **Fn** twice, and then press **→T←**

Select the "Analog/digital converter" menu item (**A/DU-232**): press **Fn**

Confirm the **A/DU-232** menu item: press **→T←**

Select the "ADC configuration" menu item (**ADC-CON**): press **Fn** repeatedly

Confirm the **ADC-CON** menu item: press **→T←**



Select the "Standard" (**STAND.**) or "Verified" (**VERIF.**) configuration mode. In this example, "Standard" is selected.
Subsequent configuration steps are illustrated in detail on the next two pages.

Following configuration, select the **SAVE** menu item to save your settings.

The A/D converter, in conjunction with the weighing platform, can now be used like any standard weighing platform.

Close the menu access switch

Following ADC configuration, calibration/adjustment and linearization must be performed on the weighing platform (see page 18, "Calibration and Adjustment," and page 20, "Calibration and Adjustment without Weights" for details).



Example 1:

Entering/modifying values, in the weights units defined under menu item 1.7.x, for a single-range scale in "Standard" configuration mode.



Select the ADC-CON menu item

(press **Fn** as needed)

Confirm the ADC-CON menu item
Select the STAND. menu item



Standard configuration mode

Confirm the STAND. menu item



The RANGES menu item is shown

(press **Fn** repeatedly if necessary)

Confirm the RANGES menu item

Select the SINGLE menu item



The "Single range scale" menu item is shown

Confirm the SINGLE menu item



The WEIGHTS menu item is shown

Confirm the WEIGHTS menu item



The "Scale interval" menu item (D) is shown

(press **Fn** repeatedly if necessary)

Confirm the D menu item
Enter the desired value (e.g., 0.002 kg)

Display the D menu item again
Select the MAX. menu item



The "Maximum capacity" menu item is shown

(press **Fn** repeatedly if necessary)

Confirm the MAX. menu item
Enter the desired value (e.g., 30 kg)

Display the MAX. menu item again
The UNITS menu item is shown
Select the "Available weight units" menu item (UNITS)

The SAVE menu item is shown



Save the values entered (YES)
or quit without saving values (NO)

Example 2:

Entering/modifying values, in the weights units defined under menu item 1.7.x, for a multi-interval scale in "Standard" configuration mode.
(The procedure for configuring a multiple range scale is similar.)



Select the ADC-CON menu item

(press
as needed)

Confirm the ADC-CON menu item
Select the STAND. menu item



Standard configuration mode

Confirm the STAND. menu item



The RANGES menu item is shown

(press **Fn** repeatedly if necessary)

Confirm the RANGES menu item
Select the MULT.INT. menu item



The "Multi-interval scale" menu item is shown

Confirm the MULT.INT. menu item



The WEIGHTS menu item is shown

Confirm the WEIGHTS menu item



The "Scale interval" menu item (D) is shown

(press **Fn** repeatedly if necessary)

Confirm the D menu item
Enter the desired value (e.g., 0.002 kg)

Display the D menu item again


Select the RANGE 1 menu item.
Follow this procedure to enter values for:



Limit for range 1 (e.g., 6 kg)



Limit for range 2 (e.g., 15 kg)



Maximum capacity (e.g., 30 kg)

Continue as described under Example 1, after the step for entering the maximum capacity

Example 3:

Entering/modifying values, in the weights units defined under menu item 1.7.x, for a single-range scale in “Verified” configuration mode.



Select the ADC-CON menu item

(press Fn as needed)

Confirm the ADC-CON menu item



Select the VERIF. menu item

The “Verified configuration mode” menu item is shown

Confirm the VERIF. menu item



(press as needed)

The “Verification class” menu item is shown

Confirm “Accuracy class 3” or “Accuracy class 4”



(press Fn repeatedly if necessary)

The RANGES menu item is shown

Confirm the RANGES menu item

Select the SINGLE menu item




The “Single range scale” menu item is shown

Confirm the SINGLE menu item



The WEIGHTS menu item is shown

Confirm the WEIGHTS menu item




(press repeatedly if necessary) Fn

The “Verification scale interval” menu item (E) is shown

Confirm the E menu item
Enter the desired value (e.g., 0.002 kg)

Display the E menu item again
Select the MAX. menu item

Follow this procedure to enter values for:



Maximum capacity (e.g., 30 kg)

Continue as described under Example 1, after the step for entering the maximum capacity

Example 4:

Entering/modifying values, in the weights units defined under menu item 1.7.x, for a multi-interval scale in “Verified” configuration mode. (The procedure for configuring a multiple range scale is similar.)



Select the ADC-CON menu item

(press Fn as needed)

Confirm the ADC-CON menu item



Select the VERIF. menu item



The “Verified configuration mode” menu item is shown




Confirm the VERIF. menu item



The “Verification class” menu item is shown

(press as needed)


Confirm “Accuracy class 3/4”



The RANGES menu item is shown

(press Fn repeatedly if necessary)

Confirm the RANGES menu item



Select the MULT.INT. menu item



The “Multi-interval scale” menu item is shown




Confirm the MULT.INT. menu item



The WEIGHTS menu item is shown



Confirm the WEIGHTS menu item



The “Verification scale interval” menu item (E) is shown

(press repeatedly if necessary) Fn

Confirm the E menu item

Enter the desired value (e.g., 0.002 kg)



Display the E menu item again

Select the RANGE 1 menu item

Follow this procedure to enter values for:



Limit for range 1 (e.g., 6 kg)

Limit for range 2 (e.g., 15 kg)

Maximum capacity (e.g., 30 kg)

Continue as described under Example 1, after the step for entering the maximum capacity

Entering Geographical Data

Purpose

To perform an external adjustment of the weighing instrument at a place of adjustment that is not the same as the place of installation (e.g., at the factory or on the dealer's premises). If the weighing instrument is adjusted at the place of installation, it is not necessary to enter the geographical data.

The sensitivity of a weighing instrument can change depending on its place of installation, because it is affected by local gravity – or, more precisely, by the acceleration of gravity. When the geographical data is stored, the place of installation can be changed following external adjustment.

Calibration/adjustment of a weighing instrument is valid at the place of installation and within a specific tolerance range around that location. With 3000 e, for example, the tolerance zone is ± 100 km of the geographical latitude, and ± 200 m of the elevation above sea level.

The following exception applies in Germany ("Zone D"):

- If the latitude and altitude are set to
- 51.00° North and
 - 513 meters above sea level, the weighing instrument can be used anywhere in Germany. The acceleration of gravity applicable for Germany ("Zone D") is 9.810 m/s.

The geographical data stored in the output device at the factory applies to Germany ("Zone D").

This setting is recommended for calibrating/adjusting weighing instruments to be used within Germany. Entering more precise geographical data will increase the weighing instrument's precision, but will also restrict the tolerance zone.

Notes on Settings

- Geographical data can be entered only in the service mode and only with the menu access switch open.
- To enter geographical data, activate the service mode (see "Service Mode"), open the Setup menu, and select the **COM-SPEC** submenu. Settings are configured in the corresponding numeric menu under menu item 1.20.
- Enter either the geographical latitude in degrees (menu item 1.20.1) together with the altitude above sea level (menu item 1.20.2), or enter the acceleration of gravity (menu item 1.20.3). If the acceleration of gravity has been entered, then this value takes precedence over the latitude and altitude; in this case, "99999.99" and "9999999" are displayed for latitude and altitude, respectively. If only altitude and latitude are entered, "0000000" is shown for the acceleration of gravity.

⚠ If you return to the highest level of the numeric menu without saving changes (menu item 1.20.4), all changes made up to that point are discarded.

Procedure

- Open the menu access switch. If the display and control unit is part of a verified weighing system, the verification seal must be broken to move the switch. Afterwards, the scale must be re-verified.
- Activate the service mode
- Select the weighing platform
- Enter geographical data for the place of adjustment under menu items 1.20.1 through 1.20.3 and select menu item 1.20.4 to save. This data can be obtained from the relevant land registry or Ordnance Survey.
- Perform external calibration/adjustment (see page 19)

- Following calibration/adjustment, enter the geographical data for the place of installation under menu items 1.20.1 through 1.20.3 and select menu item 1.20.4 to save.
- Close the menu access switch
- The scale can now be used at the place of installation, or anywhere within the tolerance zone.

Note:

To display geographical data during the calibration/adjustment procedure, select menu item 8.12.2 in the Setup menu, under **UTILIT** (factory setting: 8.12.1, geographical data not displayed).

When the display of geographical data is active, the calibration procedure is as follows:

If latitude and elevation have been entered, the display shows "**ALTITUDE**" for 2 seconds when the calibration procedure is started (**CAL**), followed by the configured elevation above sea level in meters. Press **→T←** to confirm the data, or **→0←** to cancel. Next, the display shows **LATITUD** for 2 seconds, followed by the value set for the geographical latitude (in degrees). Again, press **→T←** to confirm the data or **→0←** to cancel. Next, the prompt to position the adjustment weight on the instrument is shown. If the acceleration of gravity was entered rather than altitude and latitude, the word "**GRAVITY**" appears for 2 seconds, followed by the value for the acceleration of gravity. Press **→T←** to confirm the data, or **→0←** to cancel.

Diagram of Menu for Entering Geographical Data

1. 20.	Place of Adjustment (latitude and altitude or acceleration of gravity at the place of installation)
1. 20. 1	Latitude in degrees
1. 20. 2	Altitude in meters above sea level
1. 20. 3	Acceleration of gravity
1. 20. 4	Store values entered for 1.20

Entering Calibration/Adjustment and Linearization Weights

Purpose

To enter values for the calibration/adjustment and linearization weights.

Notes on Settings


- The service mode must be active for entering the linearization weights under menu items 1.18.2 through 1.18.5.

- Enter calibration/adjustment and linearization weights in the Setup menu under “*COMSPEC*”. These settings are configured in the corresponding numeric menu under menu item 1.18.
- The service mode is not required for configuring menu item 1.18.1, “External user-defined weight.”

Procedure

- Activate the service mode (required only for entering linearization weights)
- Select the weighing platform
- Enter the external user-defined weight under menu item 1.18.1
- Enter external linearization weights under menu items 1.18.2 through 1.18.5

Diagram of Menu for Entering Calibration/Adjustment and Linearization Weights



External Linearization

Notes on Settings

- △ External linearization can be performed on verified weighing instruments only when the menu access switch is open.
- The "external linearization" function must be assigned to the  key (menu item 1.9.6 or 1.9.7.).

△ Following external linearization, close the menu access switch and reset the  key (> 2 sec) to its previous function (e.g., external calibration/adjustment with user-defined weights) under menu item 1.9.

Procedure



Zero the weighing platform



Start linearization



After approx. 2 seconds, you are prompted to place the first linearization weight on the scale.



Place the prompted weight on the scale. After a brief pause, the difference between the measured value and the true mass is displayed.



Store the linearization weight (press  to cancel).



You are prompted to place the second linearization weight on the scale. Repeat the steps described above for all linearization weights.



After you store the last linearization weight, you are prompted to unload the weighing instrument.



Unload the weighing instrument. After a brief pause, the zero point is stored automatically and the Signum display and control unit automatically returns to the normal weighing mode.

Calibration and Adjustment

Purpose

To check the accuracy of the weighing instrument and perform any adjustment required.

Calibration determines the difference between the value displayed and the actual weight on the platform. Calibration does not entail making any changes within the weighing instrument.

The adjustment procedure actually eliminates the difference between the readout and the actual weight, or reduces it to a level within the permissible tolerance limits.

Features

Which of the following features are available depends on the weighing platform:

- External calibration/adjustment with the default weight value or standard weight (1.9.1) (not available on verified scales)
- External calibration/adjustment with a user-defined weight (1.9.3) (not available on verified scales)
- Block the **[ISO-test]** key to prevent use of the two functions described above (1.9.10)
- Calibrate first; then adjust automatically (1.10.1) (not available on verified instruments)
- Calibrate, then prompt for manual input of adjustment command (1.10.2)
- Display of calibration prompt: flashing $\Delta\Delta$ symbol (1.15.2).
- Block external calibration/adjustment (1.16.2)

- Display altitude and geographical latitude or acceleration of gravity after CAL is shown at the beginning of the calibration procedure (menu item 8.12.2). These values are shown only if they have been entered in the service menu and activated.

For each of these parameters, the term is displayed first ("Altitud," "Latitud" or "Gravity") for 1 second, and then the corresponding value is displayed continuously until you press **[Tg]**.


Note

On verified weighing instruments, the external calibration/adjustment function is available only when the menu access switch is in the "open" position, which entails breaking the verification seal. The equipment must be re-verified after the seal has been broken.

Example

External calibration and manual adjustment with default weights

Settings in the Setup menu:
1.9.1; 1.10.2



Unload and zero the scale



Start calibration; e.g., when calibration prompt ($\Delta\Delta$) is flashing




The "Calibration: External, default weights" menu item is displayed for 2 seconds...



...after which you are prompted to place the required weight on the platform (e.g., 10 kg)

Position the calibration weight on the weighing platform



External calibration
Nom. + 10000 g
Diff. - 2 g



The difference between the weight value and the true mass is displayed, with +/- sign.

The calibration record is printed, if adjustment was not performed and the process was stopped by pressing $\rightarrow 0 \leftarrow$



Activate calibration/adjustment manually (press the $\rightarrow 0 \leftarrow$ key to cancel)


The calibration weight is displayed at the conclusion of calibration

14.01.2007 13:00
Model SIWR
Ser.no. 12345678
Type SIGNUM ADC
Ser.no. 12345678
Vers. 1.1007.12.1
BVers. 01-25-01

External calibration
Nom. + 10000 g
Diff. - 2 g
External adjustment
Diff. + 0 g

14.01.2007 13:02
Name:

A GMP-compliant printout is generated



Unload the weighing instrument

Setting the Preload

Notes on Settings

- △ The preload can be set only when the menu access switch is open.
- The “set preload” function must be assigned to the **[ISO-test]** key (menu item 1.9.8) (see page 15).
- △ After setting the preload, close the menu access switch and reset the **[ISO-test]** key to its previous function (e.g., external calibration/adjustment with user-defined weights) under menu item 1.9.

Clearing the Preload

Notes on Settings

- △ The preload can be cleared only when the menu access switch is open.
- The “clear preload” function must be assigned to the **[ISO-test]** key (menu item 1.9.9) (see page 15).
- △ After clearing the preload, close the menu access switch and reset the **[ISO-test]** key to its previous function (e.g., external calibration/adjustment with user-defined weights) under menu item 1.9.

Calibration/Adjustment without Weights

You can perform calibration/adjustment without weights in the service mode by entering the load cell specifications (e.g., hopper weighing with known load cell specifications).

Notes on Settings


- △ Calibration/adjustment without weights is not permitted on weighing instruments used in legal metrology.
- Calibration/adjustment without weights can only be performed in service mode, and only when the menu access switch is open.

- To enter the parameters required for calibration/adjustment without weights, activate the service mode (see “Service Mode”), open the Setup menu and select the **COMSPEC** submenu. Settings are configured in the corresponding numeric menu under menu item 1.19.
- The nominal capacity must be entered in the weight unit selected under 1.7.x.
- Enter the sensitivity of the load cell in mV/V (usually listed in the load cell specification sheets).
- Note:
Select menu item 1.19.8 to store the data entered. Once the ADC configuration data has been stored, these parameters can no longer be read out.

Procedure

- Open the menu access switch
- Activate the service mode
- Select the weighing platform
- Enter the nominal capacity of the load cell(s) under menu item 1.19.1. If the weighing instrument has more than one load cell, multiply the nominal capacity accordingly (e.g., 4 load cells with 50 kg nominal capacity each yields a nominal capacity of 200 kg).
- Enter the sensitivity of the load cell in mV/V under menu item 1.19.3.
- If the weighing instrument has multiple load cells, enter the individual values for the load cells under 1.19.3 through 1.19.6, or enter the mean value of all load cells under 1.19.3.
- Enter the dead load (preload) for a hopper in mV/V under 1.19.7.
- Save the values entered for calibration/adjustment without weights by selecting menu item 1.19.8.
- Close the menu access switch

Diagram of Menu for Calibration/Adjustment Without Weights




Configuration

Reference Scale Operating Menu

SETUP

COMSPEC



Device Parameters

Password prompt displayed if a password is configured

Connected Reference Scale

A/D Converter for Reference Scale (Display designation of this menu level: 5)

Adapting the Scale to Ambient Conditions (Adapt Filter)

Very stable conditions
Stable conditions
Unstable conditions
Very unstable conditions

Application Filter

Final readout
Filling mode
Low filtering
Without filtering

Stability Range

1/4 digit
1/2 digit
1 digit¹
2 digits¹
4 digits¹
8 digits¹

Stability Symbol Delay

No delay
Short delay
Average delay
Long delay

Taring¹

Without stability
After stability

Auto Zero

On
Off

Weight Unit 1²

Grams /o
Grams /g
Kilograms /kg
Carats /ct¹
Pounds /lb¹
Ounces /oz¹
Troy ounces /ozt¹
Hong Kong taels /tlh¹
Singapore taels /tls¹
Taiwanese taels /tlt¹
Grains /GN¹
Pennyweights /dwt¹
Parts per pound /lb¹
Chinese taels /tlc¹
Mommes /mom¹
Austrian carats /k¹
Tola /tol¹
Baht /bat¹
Mesghal /MS¹
Tons /t
Pounds:ounces (lb:oz)¹

Display Accuracy 1


All digits
Reduced by 1 decimal place for load change
10-fold increased resolution
Resolution increased by 2 scale intervals (e.g., 5 g to 1 g)
Resolution increased by 1 scale interval
(e.g., from 2 g to 1 g or from 10 g to 5 g)

¹ Not available on scales verified for use in legal metrology

² Depends on weighing platform model

COMSPEC⁵

ADIU-232⁵



Calibration and Adjustment

External calibration/adjustment; default weight
External calibration/adjustment; weight can be selected under menu item 1.18.1
Internal calibration/adjustment (only on models with a built-in motorized calibration weight)
Set preload
Clear preload
 key blocked

Calibration/Adjustment Sequence

Calibration with automatic adjustment
Calibration with adjustment triggered manually

Zero-setting Range

1 percent/max. cap.
2 percent/max. cap.

Initial Zero-setting Range

Factory setting (depends on model)
2 percent/max. cap.
5 percent/max. cap. (depending on platform model)

Tare/Zero at Power On

On
Off, load previous tare value
Only zero at power on

Calibration Prompt

Off
Calibration prompt “ΔΔ” flashes in the display

External Calibration/Adjustment¹

Accessible
Blocked

Weight Unit for Calibration Weight

Grams
Kilograms
Pounds¹

Entering Calibration Weight

External user-defined weight (e.g., 10,000 kg)

Weight Unit 2³

Grams /o
Grams /g
Kilograms /kg
Carats /ct¹
Pounds /lb¹
Ounces /oz¹
Troy ounces /ozt¹
Hong Kong taels /tlh¹
Singapore taels /tls¹
Taiwanese taels /tlt¹
Grains /GN¹
Pennyweights /dwt¹
Parts per pound /lb¹
Chinese taels /tlc¹
Mommes /mom¹
Austrian carats /k¹
Tola /tol¹
Baht /bat¹
Meghal /MS¹
Tons /t
Pounds:ounces (lb:oz)¹

Display Accuracy 2 (settings as under 1.8, “Display Accuracy 1”)

Weight Unit 3³ (settings as under 3.1, “Weight Unit 2”)

Display Accuracy 3 (settings as under 3.2, “Display Accuracy 2”)

Restore Factory Settings for WP1 Numeric Menu

Yes
No

¹ Not available on scales verified for use in legal metrology

² Factory setting on instruments verified for use in legal metrology

³ Menu depends on weighing platform model

- Ein zusätzlicher, leistungsfähiger Analog/Digital-Umsetzer ermöglicht die Nutzung eines zweiten Wägemarktes z.B. für den Anschluss einer Plattform mit großem Wägebereich
- Mengenwaagenanschluss über Kabelverschraubung am Anzeigekopf oder trennbar (über Stecker)
- Bedienergeführte Konfigurierung der Mengenwaage im Menü
- Auch einsetzbar im eichpflichtigen Verkehr; Mengenwaage konfigurierbar in Klasse III bis zu 6250e und in Klasse IIII bis zu 1000e

23	Verwendungszweck
23	Inhalt
23	Technische Daten
24	Inbetriebnahme
24	Wägeplattform anschließen
26	Analog/Digital-Umsetzer (ADU)
27	Menübaum zur ADU-Konfiguration
29	Service-Menü
30	Service-Modus aktivieren
31	ADU-Umsetzer konfigurieren
34	Geografische Daten eintragen
35	Justier- und Linearisierungsgewichte eingeben
36	Externes Linearisieren
37	Kalibrieren, Justieren
39	Vorlast setzen
39	Vorlast löschen
39	Justieren ohne Gewichte
40	Voreinstellungen
40	Bedienmenü Mengenwaage

Technische Daten

Maximale Ablesbarkeit	15.000 Anzeigeschritte (im nicht eichpflichtigen Verkehr)	
Maximal zulässige Anzahl der Eichwerte	Genauigkeitsklasse	(III)
Einbereichswaage	n≤	6250e
Mehrerebereichswaage	n _i ≤	1000e
Mehrteilungswaage	n _i ≤	1000e
Mehrteilungswaage	Max/e _i ≤	6250e
Digitale rückwirkungsfreie Schnittstelle	gemäß EN45501	
Wägezellen-Speisespannung	U _{exc}	8,4 VDC
Mindestmesssignal pro Eichwert	U _{min}	0,672 µV
Grenzwerte des Lastwiderstandes	R _{Lmin} ... R _{Lmax}	83 Ω 2000 Ω
Grenzen des Temperaturbereichs	T _{Lmin} ... T _{Lmax}	-10°C ... +40°C
Bruchteil der Eichfehlergrenze	ρ _i	0,5
Art des Kabelanschlusses	6-Leiter	
Max. Kabellänge/Kabelquerschnitt	(L/A)	max. 150 m/mm ²
Eingangssignalbereich	U _{min} ... U _{max}	0 ... 29,4 mV
Bemessungsdaten:		
Netzspannungsversorgung	100–240 VAC (-15/+10 %), 50–60 Hz, max. 17 W/23 VA	
Transiente Überspannungen	Überspannungskategorie II nach IEC 60364-4-443	
Betrieb an Kleinspannung mit sicherer Trennung vom Netz (PELV)	Siehe Anleitung zu Option L8	
DC Versorgung	22,8 ... 26,7 V (optional 21,6 ... 26,7 V), max. 12 VA	
AC Versorgung	22,8 ... 26,7 V, 50–60 Hz, max. 12 VA	
Betrieb mit wiederaufladbarer Batterie	Siehe Anleitung zu Option L9 Akkubetrieb über internen oder externen Akku (nur als Option direkt bei der Bestellung erhältlich)	
Störaussendung	gemäß EN61326-1 (IEC 61326-1): Gruppe 1, Klasse B, geeignet für den Gebrauch im Wohnbereich und Bereichen, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das auch Wohngebäude versorgt.	
Störfestigkeit	gemäß EN61326-1, (IEC61326-1): Prüfanforderungen für Geräte für den Gebrauch in industriellen Bereichen (Tabelle 2)	
Elektrische Sicherheit	gemäß EN61010-1 (IEC 61010-1)	


Inbetriebnahme

Wägeplattform anschließen


Anschluss einer analogen Sartorius-Plattform MAPP, MAPS, oder einer handelsüblichen DMS-Lastzelle.

⚠ Der Anschluss der Lastzelle sollte nur durch einen geschulten und autorisierten Sartorius-Fachmann erfolgen. Bei unsachgemäßer Installation entfällt die Gewährleistung.

- ⚠ Vor Beginn der Anschlussarbeit Netzstecker ziehen
- Wägeplattform aufstellen (siehe Betriebsanleitung der Wägeplattform)
- Kabel der Wägeplattform zum Auswertegerät verlegen
- Signum Auswertegerät öffnen:
Die 4 Hutmuttern der Frontplatte lösen. Frontplatte abnehmen.





- Verbindungskabel der Wägeplattform mit dem Auswertegerät verbinden
Hinweis:
Die PG-Verschraubung ist bereits vormontiert. Alle Arbeiten an der Verschraubung sehr sorgfältig ausführen!
Einen Drehmomentschlüssel verwenden.
Drehmoment dieser PG-Verschraubung: 5 Nm



- Verbindungskabel abisolieren und montieren.
 - Kabel durch die PG-Verschraubung stecken.
 - PG-Verschraubung fachgerecht montieren
 - Das Kabel abisolieren (lt. Zeichnung). Die Schirmung (1) muss Kontakt mit den Klemmen (2) haben.
 - Adern (3) des Kabels ca. 15cm lang lassen, so dass diese montiert werden können.
 - Kabel durch die PG-Verschraubung stecken.
 - Kontakt der Klemmen mit der Schirmung kontrollieren. Die Masseverbindung erfolgt über die Abschirmung!

- Kabel der Wägeplattform montieren
 - Das Kabel abisolieren. Adern des Kabels ca. 5 cm lang lassen, dass diese montiert werden können.
 - Adern ca. 1 cm abisolieren und mit Aderendhülsen versehen.
 - Ferritring über alle Adern stecken.







- Adern fest an den Klemmen verschrauben

Anschlussbelegung des Auswertegerätes:

Nr.	Signalbezeichnung	Bedeutung
1	BR_POS	Brückenspeisespannung (+)
2	SENSE_POS	Sense (+) für Brückenspeisespannung
3	OUT_POS	Messspannung positiv
4	OUT_NEG	Messspannung negativ
5	SENSE_NEG	Sense (-) für Brückenspeisespannung
6	BR_NEG	Brückenspeisespannung (-)

- ⚠ Die Zuordnung der Farben/Signale der jeweiligen Betriebsanleitung/Datenblatt der Wägeplattform entnehmen. Nicht belegte Leitungen fachgerecht isolieren.
 ⚠ Bei Anschluss eines Lastaufnehmers in 4-Leiter-Technik (Kabel der anzuschließenden Wägeplattform hat nur 4 Leitungen) die Klemmenpaare 1 und 2 (BR_ und SENSE_POS) sowie 5 und 6 (SENSE_NEG und BR_NEG) mit einer Drahtbrücke verbinden.

- Signum Auswertegerät schließen:
Frontplatte aufsetzen und mit den 4 Hutmuttern befestigen



Netzanschluss herstellen

- Spannungswert und Steckerausführung überprüfen.

- Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte, bereits montierte Netzkabel. Das Netzgerät ist in das Auswertegerät integriert. Das Gerät kann mit einer Spannung von 100 V bis 240 V betrieben werden. Der aufgedruckte Spannungswert (siehe Typenschild) muss mit der örtlichen Spannung übereinstimmen. Sollte die angegebene Netzspannung oder die Steckerausführung des Netzkabels nicht der bei Ihnen verwendeten Norm entsprechen, bitte die nächste Sartorius-Vertretung oder Ihren Händler verständigen. Der Netzanschluss muss gemäß den Bestimmungen Ihres Landes erfolgen.

Zum Netzanschluss des Gerätes (Schutzklasse 1) eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter (PE) und einer Absicherung von maximal 16A benutzen. Der Netzanschlussstecker oder eine andere, geeignete Trennvorrichtung zum Netz muss leicht erreichbar sein.

Schutzmaßnahmen


Bei Spannungsversorgung aus Netzen ohne Schutzleiter ist von einem Fachmann ein gleichwertiger Schutz entsprechend den gültigen Installationsvorschriften herzustellen. Die Schutzwirkung darf nicht durch eine Verlängerung ohne Schutzleiter aufgehoben werden.

Anwärmzeit

Um genaue Resultate zu liefern, benötigt das Gerät eine Anwärmzeit von mindestens 30 Minuten nach erstmaligem Anschluss an das Stromnetz. Erst dann hat das Gerät die notwendige Betriebstemperatur erreicht.

Geeichtetes Gerät im eichpflichtigen Verkehr einsetzen:

- Anwärmzeit von mindestens 6 Stunden einhalten nach erstmaligem Anschluss an das Stromnetz.



Analog/Digital-Umsetzer (ADU)

Zweck

Anpassen der Parameter des Analog-Digital-Umsetzers an die angeschlossene Lastzelle oder Wägeplattform. Nach der ADU-Konfiguration ist der A/D-Umsetzer in Verbindung mit dem Lastaufnehmer als Waage definiert.

Einstellhinweise

- Die ADU-Konfiguration ist nur bei geöffnetem Verriegelungsschalter möglich. Verriegelungsschalter nach der ADU-Konfiguration schließen, da sonst keine Anzeige der Zustände »Überlast« (»H«) und »Unterlast« (»L«) erfolgt.
- Die ADU-Konfiguration erfolgt bei aktiviertem Service Modus im Setup-Menü unter »COMSPEC« unter dem Menüpunkt **A/D-CON**.
- Max.-Lasten in einer geeigneten Gewichtseinheit ohne Nachkommastellen eingeben (Nachkommastellen werden durch Rundung abgeschnitten).

- ⚠ Ein Rücksprung in die oberste Menüebene des Menüs ohne vorheriges Speichern der Konfigurationsparameter (Menüpunkt **SAVE**) löscht alle bereits vorgenommenen Einstellungen.
- Die Eingaben der ADU-Konfiguration sind von einem Menü-Reset (Rücksetzen der Setupparameter auf Werkseinstellung) nicht betroffen.

⚠ Hinweis:

Eine Beeinflussung der Wägeergebnisse durch das Auswertegerät ist nach Sperren der Konfiguration des A/D-Umsetzers nicht mehr möglich. Der Umfang der möglichen Waagenfunktionen ist im A/D-Umsetzer festgelegt. Waagenfunktionen, die angesprochen werden können, sind z.B. Wägewert lesen, Tarieren, Justieren, Tarawert lesen, Taraeingabe speichern/löschen

Beschreibung der einzelnen Menüpunkte zur ADU-Konfiguration

Standard- oder Eichkonfiguration (Menüpunkte STAND. / VERIF.)

In der ADU-Konfiguration wird als erstes ausgewählt, ob die Wägeplattform als Standard- oder Eichwägeplattform (Einsatz im eichpflichtigen Verkehr) konfiguriert werden soll.

- Standardkonfiguration (STAND.)
- Eichkonfiguration (VERIF.).

Eichklasse (Menüpunkt CLASS)

Nur bei Eichkonfiguration eingeblendet. Hier ist ausschließlich der Menüpunkt 3/4 (Eichklasse **(III)/(IV)**) anwählbar. Falls der Menüpunkt nicht mit einem Kreis (o) als bereits aktiv markiert ist, muss er einmalig durch Drücken der Taste **[T]** aktiviert werden.

Bereichswahl (Menüpunkt RANGES)

Abhängig von der Einstellung unter diesem Menüpunkt werden die Menüpunkte RANGE 1, RANGE 2 und RANGE 3 für die weitere Konfiguration ein- oder ausgeblendet.

- Einbereichswaage (SINGLE)
Der gesamte Wägebereich wird in Abhängigkeit vom kleinsten Anzeigeschritt d und dem Maximalgewicht in Teilungswerte unterteilt. Die Ablesbarkeit entspricht dem Anzeigenschritt d.
- Mehrteilungswaage (MULT.INT.)
Die Funktion »Mehrteilungswaage« teilt den Wägebereich in bis zu 3 Bereiche mit unterschiedlicher Ablesbarkeit ein. Der jeweilige Wechsel erfolgt automatisch bei der vorgegebenen Bereichsgrenze. Nach dem Tarieren steht auch bei belasteter Wägeplattform die bestmögliche Auflösung (kleinster Anzeigeschritt) zur Verfügung.
- Mehrbereichswaage (MULT.R.)
Waage mit zwei oder drei Wägebereichen. Bei Überschreiten der Bereichsgrenze des niedrigeren Wägebereiches schaltet die Waage in den nächsthöheren Wägebereich (niedrigere Auflösung). Ein Zurückschalten in die höhere Auflösung erfolgt nur nach vollständigem Entlasten der Waage.

Anzeigeschritt d

Der Anzeigeschritt d gibt die Auflösung der Waage an. Die Eingabe ist nur in den Schritten 1, 2, 5, 10, 20 usw. möglich.

Im Fall »Eichkonfiguration« ist dieser Menüpunkt ausgeblendet. Der Anzeigeschritt d ist bei eichfähigen oder geeichten Wägeplattformen (Klasse **(III)** und **(IV)**) gleich dem Eichwert e.

Eichwert e

Der Eichwert e gibt die Auflösung der Waage im eichpflichtigen Verkehr an. Die Eingabe ist nur in den Schritten 1, 2, 5, 10, 20 usw. möglich.

Im Fall »Standardkonfiguration« ist der Menüpunkt ausgeblendet.

Maximallast (Max.-Last)

Die Maximallast ist die maximale Belastung, mit der die Wägeplattform beschickt werden kann. Bei höheren Gewichten zeigt die Waage Überlast »H« an.

Aus der Maximallast und dem kleinsten Anzeigeschritt d errechnen sich die Teilungsschritte der Waage (z.B. Max.-Last = 15.000 kg, kleinster Anzeigeschritt d = 0.005 kg, ergibt 3000 Teilungsschritte).

Maximale Ablesbarkeit:

15.000 Anzeigeschritte im nicht eichpflichtigen Verkehr.

Im eichpflichtigen Verkehr darf die Anzahl der Schritte nicht größer als 3125 e oder bei Mehrteilungswägen nicht größer als 3125 e pro Bereich sein.

Bereich 1, Bereich 2, Bereich 3 (RANGE 1, RANGE 2, RANGE 3)

Für die einzelnen Bereiche werden die Bereichsgrenzen eingegeben. Bei Überschreitung dieser Grenzen wechselt die Genauigkeit.

Bei der Eingabe gilt:

Bereich 1 < Bereich 2 < Bereich 3
< Max.-Last.

Somit kann der Wägebereich in bis zu 4 Bereiche eingeteilt werden. Die Auflösung wechselt mit dem Intervall 1, 2, 5, 10, 20 usw., wobei die geringste Auflösung der eingegebene kleinste Anzeigeschritt d ist. Bereiche, die nicht benötigt werden, auf Null setzen.

Verwendbare Gewichtseinheiten (Menüpunkt UNITS)

Hier werden die Gewichtseinheiten ausgewählt, die im Wägebetrieb frei gegeben sein sollen. Alle mit einem Kreis (o) gekennzeichneten Einheiten sind freigegeben, eine Mehrfachselektion ist möglich.

Bei Einsatz im eichpflichtigen Verkehr auf Zulässigkeit der jeweiligen Einheit achten.


Konfigurationsdaten speichern (Menüpunkt SAVE)

Die Daten der ADU-Konfiguration werden einmalig am Ende der Einstellung mit SAVE gesichert.

Prüfung und Konfiguration für den Einsatz im eichpflichtigen Verkehr

Zum Lieferumfang des Auswertegerätes gehört ein Metrologieschild.


Nach beendeter ADU-Konfiguration die metrologischen Daten für alle Bereiche auf dem Metrologieschild eintragen. Das Schild unterhalb des Displays anbringen und mit der beigefügten wasserdichten Acetatfolie abdecken.




Unter Menüpunkt 1.7 prüfen, dass nur zugelassene Gewichtseinheiten wählbar sind.

Menübaum zur ADU-Konfiguration

Das Zahlenmenü für COMSPEC (COMSPEC) ist im Service Modus um folgende zusätzliche Einstellmöglichkeiten zur ADU-Konfiguration erweitert:





Service Menu

Zweck

Das Service-Menü ermöglicht den Zugriff auf zusätzliche Menüpunkte im Setup-Menü (SETUP) die bei deaktiviertem Service-Modus nicht sichtbar sind. Im Service-Menü lassen sich die wichtigsten Justier- und Abgleicharbeiten im Auswertegerät und an der angeschlossenen Wägeplattform durchführen.

Der aktivierte Service-Modus ist durch ein »S« in der rechten oberen Ecke der Anzeige gekennzeichnet. Er wird durch den Neustart des Anzeigegerätes deaktiviert.

Im Service-Modus stehen die folgenden Erweiterungen zur Verfügung:

Nachfolgend hinter den Menüpunkten Datum (»DATE«) und Code (»CODE«) die Menüpunkte:

- Service-Datum »S-DATE«
(Eingabe des nächsten Service-Datums)
- Memory-Nummer »MEM-NØ«
(Eingabe eines Transaktionscodes für einen externen Alibispeicher)
- Seriennummer Auswertegerät
»SER-NØ«
- Modellbezeichnung »MODEL«
(Eingabe der Geräteseriennummer)

Service-Modus aktivieren



Gerät einschalten und sofort danach (während der Initialisierung des Gerätes)



kurz drücken, um das Menü anzuzeigen



Menüpunkt **SETUP** aufrufen



Geräteparameter **SETUP** anwählen ¹⁾



Menüpunkt **CODE** aufrufen
(Taste **Fn** so oft drücken, bis **CODE** in der Anzeige erscheint)



Menüpunkt **CODE** anwählen und Service-Zugangscode (siehe Anlage in der Betriebsanleitung Signum) eingeben.
Eingabe mit Tasten **→←** **Fn** **█**



Service-Zugangscode übernehmen
Servicemode ist aktiv: in der rechten oberen Ecke der Anzeige wird »**S**« dargestellt.



Rückkehr zum »Code« im Servicemode.



Rückkehr zum »Setup« im Servicemode.



¹⁾) Falls an dieser Stelle ein Codewort verlangt wird Service-Zugangscode (siehe Anlage) eingeben und weiter mit Service-Zugangscode übernehmen.

ADU-Umsetzer konfigurieren



Verriegelungsschalter öffnen

- Abdeckkappe hinten links am Gehäuse des Auswertegerätes entfernen
- Schalter nach links schieben («Stellung offen»)



Service Modus einstellen (siehe vorherige Seite)




Geräteparameter **SETUP** bestätigen: Taste **→T←** drücken

Mengenwaagenanschluss wählen: 2x Taste **Fn** und **→T←** drücken



Analog-/Digital-Umsetzer wählen: Taste **Fn** drücken



Analog-/Digital-Umsetzer bestätigen: Taste **→T←** drücken



Menüpunkt ADU-Konfiguration wählen:
Mehrmals Taste **Fn** drücken, bis **ADC-CON** erscheint




Menüpunkt ADC-Konfiguration bestätigen: Taste **→T←** drücken

Wählen ob eine Standardkonfiguration (STAND.) oder eine Eichkonfiguration (VERIF.) vorgenommen werden soll (hier z.B. Standardkonfiguration).
Detaillierter Ablauf siehe nächste Seite.



Nach abgeschlossener Konfiguration Daten unter Menüpunkt **SAVE** speichern.

Der A/D-Umsetzer kann jetzt in Verbindung mit dem Lastaufnehmer wie jede Standard-Wägeplattform behandelt werden.



Nach beendeter ADU-Konfiguration muss für die Wägeplattform ein Abgleich (Kalibrierung/Justierung und Linearisierung) vorgenommen werden
(siehe Seite 37 «Kalibrieren/Justieren» und Seite 39 «Justieren ohne Gewichte»)

Beispiel 1:

Werte für Standardkonfiguration bei einer Einbereichswaage in der unter 1.7.x eingestellten Einheit eingeben oder ändern.



Menüpunkt ADC-CON anwählen



Menüpunkt ADC-CON bestätigen
(ggf. Fn)



Standardkonfiguration



Menüpunkt STAND. bestätigen



Bereichswahl



Menüpunkt RANGES bestätigen
Menüpunkt SINGLE anwählen



Einbereichswaage



Menüpunkt SINGLE bestätigen




Gewichte




Menüpunkt WEIGHTS bestätigen



Schrittweite



Menüpunkt D bestätigen
Wert eingeben (z.B. 0,002 kg)
bis Anzeige D erscheint
Menüpunkt MAX. anwählen



Maximale Last



Menüpunkt MAX. bestätigen
Wert eingeben (z.B. 30 kg)
bis Anzeige MAX. erscheint
Menüpunkt UNITS wird angezeigt
um verwendbare Gewichtseinheiten
(UNITS) auszuwählen
Menüpunkt SAVE wird angezeigt



Eingegebene Werte speichern (YES)
oder nicht speichern (NO)

Beispiel 2:

Werte für Standardkonfiguration bei einer Mehrteilungswaage in der unter 1.7.x eingestellten Einheit eingeben oder ändern.
(Entsprechendes gilt für Mehrbereichswaage.)



Menüpunkt ADC-CON anwählen



Menüpunkt ADC-CON bestätigen
(ggf. →← Fn (Fn))



Standardkonfiguration



Menüpunkt STAND. bestätigen



Bereichswahl



Menüpunkt RANGES bestätigen
Menüpunkt MULT.INT. anwählen



Mehrteilungswaage



Menüpunkt MULT.INT bestätigen



Gewichte



Menüpunkt WEIGHTS bestätigen



Schrittweite (z.B. 0,002 kg)



Menüpunkt D bestätigen
Wert eingeben (z.B. 0,002 kg)
bis Anzeige D erscheint
Menüpunkt RANGE 1. anwählen
ebenso Werte eingeben für:



Bereichsgrenze 1 (z.B. 6 kg)



Bereichsgrenze 2 (z.B. 15 kg)



Maximale Last (z.B. 30 kg)

weiter wie im Beispiel 1 nach Eingabe
der maximalen Last

Beispiel 3:

Werte für Eichkonfiguration bei einer Einbereichswaage in der unter 1.7.x eingestellten Einheit eingeben oder ändern.



Menüpunkt ADC-CON anwählen

(ggf.)

Menüpunkt ADC-CON bestätigen und Menüpunkt VERIF. anwählen



Eichkonfguration

Menüpunkt VERIF. bestätigen



Eichklasse

(ggf.)

um Eichklasse 3/4 zu bestätigen



Bereichswahl

(ggf. mehrfach)

Menüpunkt RANGES bestätigen
Menüpunkt SINGLE anwählen



Mehrteilungswaage

Menüpunkt SINGLE bestätigen



Gewichte


Menüpunkt WEIGHTS bestätigen



Eich-Schrittweite

(ggf. mehrfach)

Menüpunkt E bestätigen
Wert eingeben (z.B. 0,002 kg)
bis Anzeige E erscheint
Menüpunkt MAX. anwählen
ebenso Werte eingeben für:



Maximale Last (z.B. 30 kg)

weiter wie im Beispiel 1 nach Eingabe der maximalen Last

Beispiel 4:

Werte für Eichkonfiguration bei einer Mehrteilungswaage in der unter 1.7.x eingestellten Einheit eingeben oder ändern.
(Entsprechendes gilt für Mehrbereichswaage.)



Menüpunkt ADC-CON anwählen

(ggf.)

Menüpunkt ADC-CON bestätigen und Menüpunkt VERIF. anwählen



Eichkonfiguration

Menüpunkt VERIF. bestätigen



Eichklasse

(ggf.)

um Eichklasse 3/4 zu bestätigen



Bereichswahl

(ggf. mehrfach)

Menüpunkt RANGE bestätigen
Menüpunkt MULT.INT.anwählen



Mehrteilungswaage

Menupunk MULT.INT bestätigen



Gewichte

Menüpunkt WEIGHTS bestätigen



Eich-Schrittweite

(ggf. mehrfach)

Menüpunkt E bestätigen
Wert eingeben (z.B. 0,002 kg)
bis Anzeige E erscheint
Menüpunkt RANGE 1 anwählen
ebenso Werte eingeben für:



Bereichsgrenze 1 (z.B. 6 kg)

Bereichsgrenze 2 (z.B. 15 kg))

Maximale Last (z.B. 30 kg)

weiter wie im Beispiel 1 nach Eingabe der maximalen Last

Geographische Daten eintragen

Zweck

Der Eintrag der geographischen Daten ermöglicht die externe Justierung der Waage an einem Justierort (z.B. beim Hersteller oder Verkäufer), der nicht mit dem Aufstellort identisch ist. Wird die Waage am Aufstellort justiert ist der Eintrag der geographischen Daten nicht notwendig.

Die Empfindlichkeit einer Waage ändert sich je nach Aufstellort, da sie von der örtlichen Schwerkraft – genauer: der Erdbeschleunigung – abhängt. Durch das Speichern der geographischen Daten ist es möglich, den Aufstellort der Waage nach der externen Justage zu ändern.

Die Justierung einer Waage gilt am Aufstellort und innerhalb einer bestimmten Toleranzzone. Bei 3.000 e beträgt sie ± 100 km von der eingestellten geographischen Breite und ± 200 m zur eingestellten Höhe über NN.

Eine Ausnahme bildet die Einstellung «Deutschland (Zone D):»

Sind bei der externen Justierung der Waage innerhalb von Deutschland die geographischen Daten

- 51,00° nördl. Breite
- 513 m Höhe über NN eingetragenen, kann die Waage überall in Deutschland betrieben werden. Die Erdbeschleunigung für die «Deutschland (Zone D)» beträgt 9,810 m/s.
Bei Auslieferung sind die geographischen Daten »Deutschland (Zone D)« im Ausgabegerät eingetragen.
Die Einstellung der geographischen Daten für »Deutschland (Zone D)« empfiehlt sich bei Justierung und Lieferungen der Waage innerhalb Deutschlands. Die Eingabe der exakten geographischen Daten führt zu einer höheren Genauigkeit, schränkt aber die Toleranzzone ein.

Einstellhinweise

- Die Eingabe der geographischen Daten ist nur bei geöffnetem Verriegelungsschalter möglich.
- Eingabe der geographischen Daten erfolgt bei aktiviertem Service Modus im Setup-Menü für »COMSPEC«. Die Einstellungen werden im dazugehörigen Zahlenmenü unter dem Menüpunkt 1.20 vorgenommen.
- Es kann entweder das Wertepaar geographische Breite in Grad (Menüpunkt 1.20.1) und Ortshöhe in m über NN (Menüpunkt 1.20.2) eingegeben oder der Wert der Erdbeschleunigung (Menüpunkt 1.20.3). Dabei hat die Erdbeschleunigung Priorität gegenüber der geographischen Breite und Ortshöhe: Wenn sie eingegeben wird, wird für die Breite 99999.99 und für die Höhe 9999999 angezeigt. Wenn nur Höhe und Breite eingegeben werden, erscheint für die Erdbeschleunigung 0000000.
- ⚠ Ein Rücksprung in die oberste Menüebene des Zahlenmenüs ohne vorheriges Speichern chern der Konfigurationsparameter (Menüpunkt 1.20.4) löscht alle bereits vorgenommenen Einstellungen.

Vorgehensweise

- Verriegelungsschalter öffnen. Ist das Gerät Teil einer geeichten Wägeanlage, so ist das nur unter Brechen der Versiegelungsmarke möglich. Die Waage ist dann erneut zu eichen.
- Service-Modus aktivieren
- Wägeplattform anwählen
- Geographische Daten für den Justierort unter Menüpunkt 1.20.1 bis 1.20.3 eingegeben und unter Menüpunkt 1.20.4 speichern. Die Daten können beim Katasteramt oder bei der Behörde für Landesvermessung erfragt werden.
- Externe Justierung durchführen (siehe Seite 19)


- Nach der Justierung die geographischen Daten für den Aufstellort unter Menüpunkt 1.20.1 bis 1.20.3 eingegeben und unter Menüpunkt 1.20.4 speichern.
- Verriegelungsschalter schließen.
- Die Waage kann nun am Aufstellort einschließlich der oben angegebenen Toleranzzone betrieben werden.

Hinweis:

Die eingestellten geographischen Werte werden beim Justievorgang angezeigt, wenn die Anzeige dieser Daten im Setup-Menü unter »UTILIT« Menüpunkt 8.12.2 aktiviert ist (Werksvoreinstellung: 8.12.1, Anzeige deaktiviert). Bei Aktivierung der Anzeige der geographischen Daten läuft der Justievorgang wie folgt ab:

Nach Start des Justievorgangs »CAL« wird bei Verwendung von Ortshöhe und geographische Breite kurz das Wort »LATITUD« gefolgt von der eingestellten Höhe (in Metern über NN) angezeigt. Die Anzeige wird mit Taste $\rightarrow\leftarrow$ bestätigt (Abbruch mit Taste $\rightarrow 0\leftarrow$). Anschließend wird kurz das Wort »LATITUD« gefolgt von der eingestellten geographischen Breite in Grad angezeigt. Auch sie wird mit Taste $\rightarrow\leftarrow$ bestätigt (Abbruch mit Taste $\rightarrow 0\leftarrow$). Danach erscheint die Aufforderung zum Auflegen des Justiergewichtes. Wurde anstelle von Ortshöhe und geographischer Breite die Erdbeschleunigung eingetragen, erscheint kurz das Wort »GRAVITY« gefolgt vom eingestellten Wert für die Erdbeschleunigung. Die Anzeige wird mit Taste $\rightarrow\leftarrow$ bestätigt (Abbruch mit Taste $\rightarrow 0\leftarrow$).

Menübaum zur Eingabe der geographischen Daten



Justier- und Linearisierungsgewichte eingeben

Zweck

Eingabe der Justier- und Linearisierungsgewichte

Einstellhinweise


- Für die Eingabe der Linearisierungsgewichte unter den Menüpunkten 1.18.2 bis 1.18.5 ist die Aktivierung des Service-Modus erforderlich.

- Die Eingabe der Justier- und Linearisierungsgewichte erfolgt im Setup-Menü unter »**COMSPEC**«. Die Einstellungen werden im dazugehörigen Zahlenmenü unter dem Menüpunkt 1.18 vorgenommen.
- Für die Eingabe des externes Anwender-Justiergewichts unter Menüpunkt 1.18.1 ist die Aktivierung des Service-Modus nicht erforderlich.

Vorgehensweise

- Service-Modus aktivieren (nur notwendig wenn Linearisierungsgewichte eingegeben werden)
- Wägeplattform anwählen.
- Externes User-Justiergewicht unter Menüpunkt 1.18.1 eingeben
- Externes Linearisiergewichte unter den Menüpunkten 1.18.2 bis 1.18.5 eingeben.

Menübaum zur Eingabe der Justier- und Linearisierungsgewichte



Externes Linearisieren

Einstellhinweise

- ⚠ Externes Linearisieren bei Waagen im eichpflichtigen Verkehr ist nur bei geöffnetem Verriegelungsschalter möglich.
- Der Taste **[ISO-test]** muss die Funktion externes Linearisieren (Menüpunkt 1.9.6 oder 1.9.7) zugewiesen sein.

⚠ Nach dem externen Linearisieren Verriegelungsschalter schließen und der Taste **[ISO-test]** wieder ihre ursprüngliche Funktion (z.B. externes Kalibrieren/Justieren mit benutzerdefinierten Gewichten) unter Menüpunkt 1.9 zuweisen.

Vorgehensweise



Wägeplattform nullstellen.



Linearisieren starten.



Nach ca. 2 Sekunden erscheint die Aufforderung zum Auflegen des ersten Linearisierungsgewichtes.



Gefordertes Gewicht aufstellen. Nach kurzer Zeit wird die Differenz zwischen Messwert und wahren Massewert angezeigt.



Linearisierungsgewicht übernehmen (Abbruch mit Taste **[±0e]**).



Aufforderung zum Auflegen des zweiten Linearisierungsgewichtes erscheint. Vorgang für alle geforderten Linearisierungsgewichte wiederholen.



Nach Übernahme des letzten Linearisierungsgewichtes erscheint die Aufforderung die Waagschale vollständig zu entlasten.



Waagschale entlasten. Nach kurzer Zeit wird der Nullpunkt automatisch übernommen. Die Auswerteeinheit schaltet automatisch in den Wägebetrieb zurück.

Kalibrieren, Justieren

Zweck

Die Genauigkeit der Messergebnisse muss kontrolliert werden. Dies erfolgt durch das Kalibrieren und Justieren.

Beim Kalibrieren wird eine mögliche Abweichung zwischen dem angezeigten Messwert und dem wahren Massewert erkennbar. Beim Kalibrieren erfolgt kein verändernder Eingriff in die Waage.

Beim Justieren wird eine Abweichung zwischen dem angezeigten Messwert und dem wahren Massewert zu beseitigen oder auf die zulässigen Fehlergrenzen reduziert.

Merkmale

Die konfigurierte Wägeplattform gibt vor, welche der folgenden Merkmale verfügbar sind:

- Externes Justieren mit dem Gewicht der Werksvoreinstellung – Standardgewicht (1.9.1), nicht bei geeichten Waagen
- Externes Justieren mit einem vom Benutzer vorgegebenen Gewicht (1.9.3), nicht bei geeichten Waagen
- Taste  sperren, damit die oben genannten Funktionen nicht ausgelöst werden können (1.9.10)
- Kalibrieren mit automatischem Justieren (1.10.1), nicht bei geeichten Waagen
- Kalibrieren mit der Möglichkeit die Justierfunktion danach manuell auszulösen (1.10.2)
- Justierhinweis – blinkendes ΔΔ-Symbol (1.15.2).
- Externes Justieren sperren (1.16.2)

- Anzeige von Höhe und geografischen Breite bzw. der Erdbeschleunigung nach Anzeige von Cal beim Starten des Kalibriervorgangs (Menüpunkt 8.12.2). Diese Werte werden nur angezeigt, wenn sie im Servicemenü eingetragen und aktiviert wurden.

Die Begriffe Höhe (Altitud), geografische Breite (Latitude) bzw. Erdbeschleunigung (Gravity) werden je für 1 Sekunde angezeigt, danach der zugehörige Wert, der mit Taste  quittiert werden muss.


Hinweis

Die Funktion externes Justieren ist bei geeichten Geräten nur bei geöffnetem Verriegelungsschalter nach Brechen der Versiegelungsmarke möglich. Das Gerät muss danach erneut geeicht werden.

Beispiel

Extern kalibrieren und manuell justieren mit Standardgewichten

Voreinstellungen im Setup:
1.9.1; 1.10.2



Waage entlasten und nullstellen




Kalibrieren starten (z.B. nach Justierhinweis blinkendes ΔΔ Symbol)



Diese Anzeige erscheint für 2 Sekunden



Die Aufforderung zum Auflegen des Kalibrier-/Justiergewichts erscheint (z.B. 10 kg)



Kalibrier-/Justiergewicht auf die Wägeplattform legen



Differenz zwischen Messwert und wahren Massewert wird mit Vorzeichen angezeigt.

Externes Kalibrieren
Soll + 10000 g
Diff. - 2 g

Protokoll wird ausgedruckt, wenn Justieren nicht durchgeführt wird und der Vorgang mit Taste $\text{[}0\leftarrow\text{]}$ abgebrochen wird



Justieren manuell auslösen (Kalibrieren/Justieren abbrechen mit Taste $\text{[}0\leftarrow\text{]}$)

Nach Abschluss der Justierung erscheint das Justiergewicht



GMP-Protokoll wird ausgedruckt

14.01.2007 13:00
Typ SIWR
Ser.no. 12345678
Typ SIGNUM ADC
Ser.no. 12345678
Vers. 1.1007.12.1
BVers. 01-25-01

Externes Kalibrieren


Soll + 10000 g
Diff. - 2 g

Externes Justieren

Diff. + 0 g

14.01.2007 13:02

Name:



Waage entlasten

Vorlast setzen

Einstellhinweise

- ⚠ Das Setzen einer Vorlast ist nur bei geöffnetem Verriegelungsschalter möglich.
- Der Taste ISO_{test} muss die Funktion Vorlast setzen (Menüpunkt 1.9.8) zugewiesen sein.
- ⚠ Nach dem Setzen einer Vorlast Verriegelungsschalter schließen und der Taste ISO_{test} wieder ihre ursprüngliche Funktion (z.B. externes Kalibrieren/Justieren mit benutzerdefinierten Gewichten) unter Menüpunkt 1.9 zuweisen.

Vorlast löschen

Einstellhinweise

- ⚠ Das Löschen einer Vorlast ist nur bei geöffnetem Verriegelungsschalter möglich.
- Der Taste ISO_{test} muss die Funktion Vorlast löschen (Menüpunkt 1.9.9) zugewiesen sein.
- ⚠ Nach dem Löschen einer Vorlast Verriegelungsschalter schließen und der Taste ISO_{test} wieder ihre ursprüngliche Funktion (z.B. externes Kalibrieren/Justieren mit benutzerdefinierten Gewichten) unter Menüpunkt 1.9 zuweisen.

Justieren ohne Gewichte

Im Service-Menü kann durch die Eingabe der Kenndaten der Lastzellen eine Justierung ohne Gewicht vorgenommen werden (z.B. Siloverwägung mit bekannten Kenndaten der Lastzellen)

Einstellhinweise

- ⚠ Das Justieren ohne Gewicht darf nicht bei Waagen im eichpflichtigen Verkehr durchgeführt werden.
- Eine Justierung ohne Gewicht ist nur bei geöffnetem Verriegelungsschalter im Service-Menü möglich.

- Die Eingabe der zur Justierung ohne Gewicht notwendigen Parameter erfolgt bei aktiviertem Service Modus im Setup-Menü unter »**COMSPEC**«. Die Einstellungen werden im dazugehörigen Zahlenmenü unter dem Menüpunkt 1.19 vorgenommen.
- Der Parameter »Nennlast« muss in der Einheit, wie unter 1.7.x eingestellt, eingegeben werden.
- Der Parameter »Empfindlichkeit« wird in mV/V eingegeben (Wert z.B. dem Datenblatt entnehmen).
- Hinweis:
Die eingegebenen Daten werden durch Anwahl des Menüpunktes »1.19.8« gespeichert. Nach der Speicherung können die Daten nicht mehr ausgelesen werden.

Vorgehensweise

- Verriegelungsschalter öffnen
- Service-Modus aktivieren
- Wägeplattform anwählen
- Nennlast der Lastzelle(n) unter Menüpunkt 1.19.1 eingeben. Bei einer Wägeplattform bestehend aus mehreren Lastzellen ist die Nennlast entsprechend zu multiplizieren (z.B. 4 Lastzellen zu je 50 kg ergibt eine Nennlast von 200 kg)
- Empfindlichkeit der Lastzelle in mV/V unter Menüpunkt 1.19.3 eintragen.
- Bei Wägeplattformen mit mehreren Lastzellen werden die Einzelwerte der Lastzellen in 1.19.3 bis 1.19.6 eingetragen oder der Mittelwert über alle Zellen in 1.19.3.
- Die Totlast einer Silokonstruktion in mV/V eingeben in 1.19.7.
- Werte für die Justierung ohne Gewicht unter Menüpunkt 1.19.8 speichern
- Verriegelungsschalter schließen

Menübaum zum Justieren ohne Gewicht

1.19	Justieren ohne Gewicht (Eingabe der Kenndaten der Lastzelle(n))
1.19.1	Nennlast
1.19.3	Empfindlichkeit in mV/V für Zelle 1 (oder Mittelwert gemittelt über alle Zellen)
1.19.4	Empfindlichkeit in mV/V für Zelle 2
1.19.5	Empfindlichkeit in mV/V für Zelle 3
1.19.6	Empfindlichkeit in mV/V für Zelle 4
1.19.7	Totlast (Nullpunkt/Offset)
1.19.8	Werte für 1.19 speichern

Voreinstellungen

Bedienmenü »Mengenwaage«

SETUP

COMSPEC

ADU-232 5

- 1. 1.
 - 1. 1. 1
 - 1. 1. 2 *
 - 1. 1. 3
 - 1. 1. 4
- 1. 2.
 - 1. 2. 1 *
 - 1. 2. 2
 - 1. 2. 3
 - 1. 2. 4
- 1. 3.
 - 1. 3. 1
 - 1. 3. 2
 - 1. 3. 3
 - 1. 3. 4 *
 - 1. 3. 5
 - 1. 3. 6
- 1. 4.
 - 1. 4. 1
 - 1. 4. 2 *
 - 1. 4. 3
 - 1. 4. 4
- 1. 5.
 - 1. 5. 1
 - 1. 5. 2 *
- 1. 6.
 - 1. 6. 1 *
 - 1. 6. 2
- 1. 7.
 - 1. 7. 1
 - 1. 7. 2
 - 1. 7. 3 *
 - 1. 7. 4
 - 1. 7. 5
 - 1. 7. 6
 - 1. 7. 7
 - 1. 7. 8
 - 1. 7. 9
 - 1. 7. 10
 - 1. 7. 11
 - 1. 7. 12
 - 1. 7. 14
 - 1. 7. 15
 - 1. 7. 16
 - 1. 7. 17
 - 1. 7. 18
 - 1. 7. 19
 - 1. 7. 20
 - 1. 7. 21
 - 1. 7. 22
- 1. 8.
 - 1. 8. 1 *
 - 1. 8. 2
 - 1. 8. 14
 - 1. 8. 15
 - 1. 8. 16

Geräteparameter

Wenn Codewort aktiv erfolgt eine Codewortabfrage

Mengenwaagenanschluss

Analog-/Digital-Umsetzer für Mengenwaage
(Anzeigekennzeichnung dieser Menüebene: 5)

Anpassung an den Aufstellort (Filteranpassung)

- Sehr ruhige Umgebung
- Ruhige Umgebung
- Unruhige Umgebung
- Sehr unruhige Umgebung

Anwendungsfilter

- Auswägen
- Dosieren
- Geringe Filterung
- Ohne Filterung

Stillstandsbereich

- Ziffenschritt
- Ziffenschritt
- 1 Ziffenschritt ¹⁾
- 2 Ziffenschritte ¹⁾
- 4 Ziffenschritte ¹⁾
- 8 Ziffenschritte ¹⁾

Stillstandsverzögerung

- Ohne Verzögerung
- Kurze Verzögerung
- Mittlere Verzögerung
- Lange Verzögerung

Tarierung ¹⁾

- Ohne Stillstand
- Nach Stillstand

Autozero

- Ein
- Aus

Gewichtseinheit 1 ²⁾

- Gramm / o
- Gramm /g
- Kilogramm /kg
- Carat /ct ¹⁾
- Pound /lb ¹⁾
- Ounce /oz ¹⁾
- Troy Ounce /ozt ¹⁾
- Tael Hongkong /tlh ¹⁾
- Tael Singapur /tls ¹⁾
- Tael Taiwan /tlt ¹⁾
- Grain /GN ¹⁾
- Pennyweight /dwt ¹⁾
- Parts per Pound //lb ¹⁾
- Tael China /tlc ¹⁾
- Momme /mom ¹⁾
- Karat /K ¹⁾
- Tola /tol ¹⁾
- Baht /bat ¹⁾
- Mesgahl /MS ¹⁾
- Tonne /t
- Pound: Ounce (lb:oz) ¹⁾

Anzeigegenauigkeit 1

- Alle Stellen
- Reduziert um 1 Stelle bei Lastwechsel
- 10-fach höhere Auflösung
- Auflösung um 2 Teilungswerte erhöhen (z.B. 5g auf 1g)
- Auflösung um 1 Teilungswert erhöhen (z.B. von 2g auf 1g oder 10g auf 5g)

¹⁾ = Einstellungsänderung entfällt bei geeichten Geräten

²⁾ = abhängig vom Wägeplattformtyp

COMSPEC 5	
RDU-232 5	
1. 9.	Kalibrieren, Justieren Extern Kal./Justieren; Standardgewicht Extern Kal./Justieren; Gewicht wählbar (Menüpunkt 1.18.1) Intern Justieren (nur bei Modellen mit Gewichtsschaltung) Vorlast setzen Vorlast Löschen Taste [$\frac{100}{test}$] gesperrt
1.10.	Kalibrier-/Justierablauf Kalibrieren mit Justieren autom. Kalibrieren mit Justieren manuell
1.11.	Nullstellbereich 1 Prozent/Max.Last 2 Prozent/Max.Last
1.12.	Einschalt-Nullstellbereich Werksvoreingestellt (je nach Modelltyp) 2 Prozent/Max. Last 5 Prozent/Max. Last (Einstellungsmöglichkeit je nach Modelltyp)
1.13.	Einschalt-Tara/Null Ein Aus und Zurückladen der alten Tarawerte Nur Einschalt-Null
1.15.	Justierhinweis Aus Justierhinweis »ΔΔ« erscheint blinkend in der Anzeige
1.16.	Extern Justieren 1) Frei Gesperrt
1.17	Einheit für Justierge wicht Gramm Kilogramm Pound ¹⁾
1.18.	Justierge wicht eingeben Externes Justierge wicht des Anwender (Eingabe, z.B.: 10.000kg)
3. 1.	Gewichtseinheit 2 ³⁾ Gramm /o Gramm /g Kilogramm /kg Carat /ct ¹⁾ Pound /lb ¹⁾ Ounce /oz ¹⁾ Troy Ounce /ozt ¹⁾ Tael Hongkong /tlh ¹⁾ Tael Singapur /tls ¹⁾ Tael Taiwan /tlt ¹⁾ Grain /GN ¹⁾ Pennyweight /dwt ¹⁾ Parts per Pound //lb ¹⁾ Tael China /tlc ¹⁾ Momme /mom ¹⁾ Karat /K ¹⁾ Tola /tol ¹⁾ Baht /bat ¹⁾ Mesgahl /MS ¹⁾ Tonne /t Pound: Ounce (lb:oz) ¹⁾
3. 2.	Anzeigegenauigkeit 2 (Parameter siehe 1.8 „Gewichtseinheit 1“)
3. 3.	Gewichtseinheit 3 ³⁾ (Parameter siehe 3.1 „Gewichtseinheit 2“)
3. 4.	Anzeigegenauigkeit 3 (Parameter siehe 3.2 „Anzeigegenauigkeit 2“)
9. 1.	Werksvoreinstellungen des Zahlenmenüs zu WP1 Ja Nein
OFF (Aus)	

¹⁾ = Einstellungsänderung entfällt bei geeichten Geräten

²⁾ = Werkseinstellung bei geeichten Geräten

³⁾ = Menü abhängig vom Wägeplattformtyp

Description générale

Table des matières

- Un convertisseur analogique/numérique performant supplémentaire permet d'utiliser un deuxième point de pesée, par ex. pour connecter une plate-forme avec une grande étendue de pesée.
- Connexion d'une balance de référence sur la tête d'affichage ou séparée (via un connecteur mâle) par l'intermédiaire d'un passe-câble à vis
- Configuration de la balance de référence dans le menu
- Egalement utilisable en usage réglementé ; balance de référence configurable dans la classe III jusqu'à 6250e et dans la classe IIII jusqu'à 1000e

42	Description générale
42	Table des matières
42	Caractéristiques techniques
43	Mise en service
43	Raccordement d'une plate-forme de pesée
45	Convertisseur analogique/numérique
46	Arborescence du menu pour la configuration du convertisseur A/N
48	Menu du service
49	Activation du mode Service
50	Configuration du convertisseur A/N
53	Saisie des données géographiques
54	Saisie du poids d'ajustage et du poids de linéarisation
55	Linéarisation externe
56	Calibrage et ajustage
58	Mémorisation de la précharge
58	Effacer la précharge
58	Ajustage sans poids
59	Réglages
59	Menu d'exploitation de la balance de référence

Caractéristiques techniques


Précision de lecture maximale	15.000 incréments d'affichage (en usage non réglementé)	
Nombre d'échelons de vérification maximal autorisé	Classe de précision III	III
Balance à une étendue	$n \leq$	6250e
Balance à plusieurs étendues	$n_i \leq$	1000e
Balance à échelons multiples	$n_i \leq$	1000e
Balance à échelons multiples	Max/e _i ≤	6250e
Interface numérique sans rétroaction	Selon EN45501	
Tension d'alimentation du capteur	U _{exc}	8,4 VDC
Signal de mesure minimal par échelon de vérification	U _{min}	0,672 µV
Limites de résistance de la charge	R _{Lmin} ... R _{Lmax}	83 Ω 2000 Ω
Limites de la gamme de température	T _{Lmin} ... T _{Lmax}	-10°C ... +40°C
Fraction de l'erreur maximale admissible	ρ _i	0,5
Type de câble de raccordement	6 conducteurs	
Longueur max. du câble/section transversale du câble	(L/A)	au max. 150 m/mm ²
Etendue du signal d'entrée	U _{min} ... U _{max}	0 ... 29,4 mV
Caractéristiques assignées :		
Alimentation électrique	100–240 VAC (-15/+10 %), 50–60 Hz, max. 17 W/23 VA	
Surtensions transitaires	Catégorie de surtension II selon CEI 60364-4-443	
Fonctionnement avec très basse de tension de protection (TBTP)	Voir le mode d'emploi de l'option L8	
Alimentation DC	22,8 ... 26,7 V (en option 21,6 ... 26,7 V), 12 VA max.	
Alimentation AC	... 26,7 V, 50–60 Hz, 12 VA max.	
Fonctionnement avec batterie rechargeable	Voir le mode d'emploi de l'option L9 Fonctionnement via accumulateur interne ou externe (disponible seulement en option directement à la commande)	
Emissions parasites	Selon EN61326-1 (CEI 61326-1) : Groupe 1, classe B, adapté à l'utilisation dans des environnements résidentiels et dans des environnements directement connectés à un réseau de basse tension qui alimente également des immeubles d'habitation.	
Immunité aux émissions parasites	Selon EN61326-1, (CEI61326-1) : exigences d'essai pour les appareils destinés à être utilisés en environnement industriel (tableau 2)	
Sécurité électrique	Selon EN61010-1 (CEI 61010-1)	

Mise service

Raccordement d'une plate-forme de pesée


Raccordement d'une plate-forme analogique Sartorius MAPP, MAPS ou d'un capteur à jauge de contrainte vendu dans le commerce.

⚠ Le raccordement du capteur doit être exclusivement réalisé par un spécialiste Sartorius agréé et formé en conséquence. Une installation non conforme fait perdre tout droit à la garantie.



⚠ Débrancher la fiche secteur avant de commencer les travaux.

- Installer la plate-forme de pesée (voir le mode d'emploi de la plate-forme).
- Installer le câble qui relie la plate-forme de pesée et l'indicateur.
- Ouvrir l'indicateur Signum : dévisser les 4 écrous borgnes du panneau avant. Retirer le panneau avant.




- Connecter le câble de raccordement de la plate-forme de pesée à l'indicateur.

Remarque :

Le presse-étoupe est pré-assemblé. Tous les travaux de raccordement doivent être effectués avec le plus grand soin.


Utiliser une clé dynamométrique.

Couple de ce presse-étoupe : 5 Nm




- Dénuder et monter le câble de raccordement.

- Introduire le câble à travers le presse-étoupe.
- Monter correctement le presse-étoupe.
- Dénuder le câble (selon le croquis). Le blindage (1) doit être en contact avec les bornes de connexion (2).
- Laisser aux conducteurs (3) du câble une longueur d'environ 15 cm de manière à pouvoir les monter.
- Introduire le câble à travers le presse-étoupe.
- Vérifiez que les bornes de connexion sont bien en contact avec le blindage. La mise à la masse est réalisée par l'intermédiaire du blindage.



- Monter le câble de la plate-forme de pesée.

- Dénuder le câble. Laisser aux conducteurs du câble une longueur d'environ 5 cm de manière à pouvoir les monter.
- Dénuder les conducteurs sur une longueur d'environ 1 cm et les munir d'embouts.
- Passer l'anneau en ferrite autour des conducteurs.



- Visser fermement les conducteurs aux bornes de connexion.

Schéma d'affectation de l'indicateur :


N°	Nom du signal	Signification
1	BR_POS	Tension d'alimentation du pont (+)
2	SENSE_POS	Sense (+) pour tension d'alimentation du pont
3	OUT_POS	Signal positif
4	OUT_NEG	Signal négatif
5	SENSE_NEG	Sense (-) pour tension d'alimentation du pont
6	BR_NEG	Tension d'alimentation du pont (-)

⚠ Pour l'affectation des couleurs et des signaux, utiliser le mode d'emploi/la fiche technique de la plate-forme de pesée. Isoler correctement les conducteurs non affectés.

⚠ Lorsqu'un récepteur de charge avec technique à 4 fils (le câble de la plate-forme à raccorder n'a que 4 conducteurs) est raccordé, connecter les paires de bornes 1 et 2 (BR_ et SENSE_POS) et 5 et 6 (SENSE_NEG et BR_NEG) à un fil jarretière.

● Fermer l'indicateur Signum :

Monter le panneau avant et le fixer à l'aide des 4 écrous borgnes.



Raccordement au secteur

- Vérifier la tension d'alimentation et le modèle de la prise secteur.

○ L'alimentation est assurée par le câble de raccordement fourni et préassemblé. Le bloc d'alimentation est intégré dans l'indicateur. L'appareil peut être uniquement utilisé avec une tension de 100 V à 240 V.

La valeur de tension figurant sur l'appareil (plaquette signalétique) doit obligatoirement correspondre à la tension locale. Si la tension secteur et le type de la fiche du câble secteur ne correspondent pas aux normes en vigueur, contacter votre représentant ou revendeur Sartorius.


Le raccordement au secteur doit être réalisé conformément aux dispositions locales en vigueur.

Pour raccorder l'appareil (classe de protection 1) au secteur, utiliser une prise installée conformément aux prescriptions et munie d'un conducteur de protection (PE) et d'une protection par fusibles d'au maximum 16 A.

La fiche de raccordement au secteur ou un autre dispositif de déconnexion adapté doivent être facilement accessibles.

Mesures de protection

En cas d'alimentation électrique à partir d'un réseau sans conducteur de protection, une protection équivalente doit être installée par un spécialiste conformément aux règles d'installation en vigueur. L'effet protecteur ne doit pas être annulé par une rallonge sans conducteur de protection.



Temps de préchauffage

Après le premier raccordement au secteur, l'appareil a besoin d'un temps de préchauffage d'au moins 30 minutes afin de pouvoir fournir des résultats précis. L'appareil atteindra alors la température de fonctionnement nécessaire.

Mettre en service l'appareil approuvé pour l'usage réglementé :

- Observer un temps de préchauffage d'au moins 6 heures après le premier raccordement au secteur.

Convertisseur analogique/numérique (CAN)

Fonction

Adaptation des paramètres du convertisseur analogique/numérique au capteur ou à la plate-forme de pesée. Après la configuration, le convertisseur associé au récepteur de charge est défini en tant que balance.

Informations sur le réglage

- La configuration du convertisseur est uniquement possible lorsque le commutateur d'accès est ouvert. Fermer le commutateur d'accès après la configuration du convertisseur sinon les états « Surcharge » (« H ») et « Sous-chARGE » (« L ») ne sont pas affichés.
- La configuration du convertisseur est réalisée lorsque le mode Service est activé dans le menu Setup sous « COMSPEC » sous l'option ABC-CON.
- Saisir les charges maximales dans une unité de poids adaptée sans décimale (les décimales sont arrondies).

⚠ Le retour au niveau de menu supérieur, sans enregistrement préalable des paramètres de configuration (option de menu **SAVE**) supprime les réglages effectués.

- Les entrées de la configuration du convertisseur ne sont pas concernées par la réinitialisation du menu (restauration des réglages par défaut).

⚠ Remarque :

Une fois que la configuration du convertisseur analogique/numérique est verrouillée, les résultats de pesée ne sont plus affectés par l'indicateur. Toutes les fonctions possibles de la balance sont définies dans le convertisseur analogique/numérique. Les fonctions de la balance sont par ex. : lecture de la valeur de pesée, tarage, ajustage, lecture de la valeur de tare, mémorisation/suppression de la saisie de tare.

Description des options de configuration du convertisseur analogique/numérique

Configuration standard ou pour usage réglementé (options STAND. / VERIF.)

Lors de la configuration du convertisseur, on choisit d'abord si la plate-forme de pesée doit être configurée en standard ou pour l'usage réglementé.

- Configuration standard (STAND.)
- Configuration pour usage réglementé (VERIF.).

Classe de précision (option CLASS)

S'affiche uniquement lors de la configuration pour usage réglementé.

Seule l'option 3/4 (classe de précision **(II)**, **(III)**) peut être sélectionnée.

Si l'option n'est pas signalée comme déjà active par un cercle (o), elle doit être activée en appuyant sur la touche **[T]**.

Étendues (option RANGES)

En fonction du réglage de cette option, les options RANGE 1, RANGE 2 et RANGE 3 s'affichent ou sont masquées pour la suite de la configuration.

- Balance à une étendue (SINGLE)
Divise l'étendue de pesée en échelons réels en fonction du plus petit incrément d'affichage d et du poids maximum. La précision de lecture correspond à l'incrément d'affichage d.
- Balance à échelons multiples (MULT.INT.)
La fonction « Balance à échelons multiples » divise l'étendue en 3 avec une précision de lecture variable. Le changement se produit automatiquement avec les limites d'étendue prédéfinies. Après le tarage, la résolution maximale (incrément d'affichage minimum) est disponible même lorsque la plate-forme de pesée est chargée.
- Balance à plusieurs étendues (MULT.R.)
Balance à deux ou trois étendues de pesée. Lorsque l'on dépasse la limite de l'étendue, la balance passe dans l'étendue de pesée supérieure (résolution inférieure). Le retour à la résolution supérieure est uniquement possible lorsque la balance est entièrement déchargée.

Incrément d'affichage d

L'incrément d'affichage d indique la résolution de la balance. La saisie est uniquement possible par échelons de 1, 2, 5, 10, 20, etc.

En cas de « Configuration pour usage réglementé », cette option n'est pas disponible. L'incrément d'affichage d est égal à l'échelon de vérification e avec les plates-formes utilisables en usage réglementé ou approuvées (classe **(II)** et **(III)**).

Echelon de vérification e

« e » indique la résolution de la balance en usage réglementé. La saisie est uniquement possible par échelons de 1, 2, 5, 10, 20, etc.

En cas de « Configuration standard », cette option n'est pas disponible.

Charge maximale

La charge maximale est la charge maximale de chargement sur la plate-forme de pesée. Lorsque le poids est important, la balance affiche Surcharge « H ». On peut calculer les échelons réels de la balance à partir de la charge maximale et de l'incrément d'affichage minimum d (par ex. charge max. = 15 000 kg, incrément d'affichage minimum d = 0,005 kg, on obtient 3 000 échelons réels).

Précision de lecture maximale : 15.000 incréments en usage non réglementé.

En usage réglementé, le nombre d'incréments ne doit pas dépasser 3125 e et pour les balances à échelons multiples 3125 e par étendue.

Etendue 1, étendue 2, étendue 3 (RANGE 1, RANGE 2, RANGE 3)

Les limites d'étendue sont saisies pour chaque étendue. Le dépassement de ces limites modifie la précision.

Pour la saisie, tenir compte du principe suivant :

étendue 1 < étendue 2 < étendue 3
< charge max.

Ainsi, l'étendue de pesée peut être divisée en 4. La résolution change avec un intervalle de 1, 2, 5, 10, 20, etc. La résolution minimale correspond à l'incrément d'affichage d le plus faible saisi. Mettre à zéro les étendues inutiles.

Unités de poids utilisables (option UNITS)

On sélectionne ici les unités de poids qui doivent être activées en mode de pesée. Toutes les unités qui apparaissent avec un cercle (o) sont activées, la sélection multiple est possible. En cas d'utilisation en usage réglementé, veiller à ce que l'unité utilisée soit autorisée.


Enregistrement des données de configuration (option SAVE)

Les données de la configuration du convertisseur A/N sont enregistrées avec la fonction SAVE à la fin de la configuration.

Vérification et configuration pour une utilisation en usage réglementé

Une plaque métrologique est livrée avec l'indicateur.


Une fois la configuration du convertisseur A/N terminée, inscrire les données métrologiques sur la plaque pour toutes les étendues. Fixer la plaque au bas de l'écran et la recouvrir de la feuille d'acétate imperméable fournie.



Sous l'option 1.7, vérifier que seules les unités de poids autorisées sont sélectionnables.

Arborescence du menu pour la configuration du convertisseur A/N

En mode Service, le menu numérique pour COMSPEC (COMSPEC) est complété par les options suivantes de configuration du convertisseur A/N :



Configuration du convertisseur A/N

Configuration standard

Sélection de l'étendue

Balance à une étendue

Échelon

Charge max.

Balance à échelons multiples

Échelon

Limite d'étendue 1

Limite d'étendue 2

Limite d'étendue 3

Charge max.

Balance à plusieurs étendues


Échelon

Limite d'étendue 1

Limite d'étendue 2

Limite d'étendue 3

Charge max.



Menu du service

Fonction

Le menu Service permet d'accéder à des options supplémentaires du menu setup (**SETUP**) qui sont masquées lorsque le mode service est désactivé. Dans le menu Service, vous pouvez effectuer les tâches d'ajustage et de réglage sur l'indicateur et la plate-forme de pesée raccordée.

Le mode Service activé est signalé par un « **S** » dans le coin supérieur droit de l'affichage. Il est désactivé lorsque l'indicateur est redémarré.

En mode Service, les extensions suivantes sont disponibles :

Après avoir accédé aux options Date (« **DATE** ») et Code (« **CODE** »), on trouve les options suivantes :

- Date de service « **S-DATE** »
(saisie de la prochaine date de service)
- Numéro mémoire « **MEM-NØ** »
(saisie d'un code de transaction pour une mémoire alibi externe)
- Numéro de série de l'indicateur
« **SER-NØ** »
- Nom du modèle « **MODEL** »
(saisie du numéro de série de l'appareil)

Activation du mode Service



Mettre l'appareil en marche et tout de suite après (pendant l'initialisation de l'appareil), appuyer brièvement sur



pour afficher le menu



Ouvrir l'option **SETUP**



Sélectionner les paramètres de l'appareil dans **SETUP** ¹⁾



Ouvrir l'option **CODE**
(appuyer sur **Fn** jusqu'à ce que **CODE** s'affiche)



Sélectionner l'option **CODE** et saisir le code d'accès au service (voir annexe, dans le mode d'emploi Signum)
Saisie avec les touches **→0←** **→T←** **Fn** **[]**



Mémoriser le code d'accès au service
Le mode service est actif : « **5** » s'affiche dans le coin supérieur droit.



Retour au « Code » dans le mode service.



Retour au « Setup » dans le mode service.



¹⁾ Si un mot de passe est demandé ici, saisir le code d'accès au service (voir annexe) et poursuivre en mémorisant le code d'accès au service.

Configuration du convertisseur A/N



- Ouvrir le commutateur d'accès
- Enlever le cache de protection se trouvant à gauche sur la face arrière du boîtier de l'indicateur
- Pousser le commutateur vers la gauche (position ouverte)

Régler le mode Service (voir page précédente)

Confirmer le paramètre de l'appareil **SETUP** : appuyer sur la touche **→T←**.

Sélectionner la connexion de la balance de référence et confirmer : appuyer deux fois sur les touches **Fn** et **→T←**.

Sélectionner convertisseur analogique/numérique : appuyer sur la touche **Fn**.

Confirmer convertisseur analogique/numérique : appuyer sur la touche **→T←**.

Sélectionner l'option configuration du convertisseur A/N : appuyer plusieurs fois sur la touche **Fn** jusqu'à ce que **A/DN-CON** apparaisse.

Confirmer l'option configuration du convertisseur A/N : appuyer sur la touche **→T←**.

Sélectionner la configuration standard (STAND.) ou la configuration pour usage réglementé (VERIF.) (ici par ex. configuration standard).
Pour connaître le déroulement détaillé, consulter la page suivante

Une fois la configuration terminée, enregistrer les données sous l'option **SAVE**.

Le convertisseur A/N peut désormais être utilisé avec le récepteur de charge comme n'importe quelle plate-forme de pesée standard.

Fermer le commutateur d'accès

Une fois la configuration du convertisseur A/N terminée, procéder au réglage de la plate-forme de pesée (calibrage/ajustage et linéarisation) (voir page 56 « Calibrage/Ajustage » et page 58 « Ajustage sans poids »)

Exemple 1 :

Saisir ou modifier les valeurs de la configuration standard pour une balance à une étendue dans l'unité définie sous 1.7.x.



Sélectionner l'option ADC-CON

[→T]
(le cas échéant **[Fn]**)

Confirmer l'option ADC-CON
pour sélectionner l'option STAND.



Configuration standard

[→T]

Confirmer l'option STAND.



Sélection de l'étendue

[→T]
(éventuel. plusieurs fois **[Fn]**)

Confirmer l'option RANGES
Sélectionner l'option SINGLE



Balance à une étendue

[→O]

Confirmer l'option SINGLE



Poids

[→T]


Confirmer l'option WEIGHTS



Échelon

[→T]
[→O] **[→T]** **[Fn]** **[E]**
(éventuel. plusieurs fois **[→T]** jusqu'à ce que D s'affiche
[Fn])

Confirmer l'option D
Saisir la valeur (par ex. 0,002 kg)
Sélectionner l'option MAX.



Charge maximale

[→T]
[→O] **[→T]** **[Fn]** **[E]**
(éventuel. plusieurs fois **[→T]** jusqu'à ce que MAX. s'affiche
[Fn]
(le cas échéant **[→T]**)

Confirmer l'option MAX.
Saisir la valeur (par ex. 30 kg)
L'option UNITS s'affiche pour
sélectionner les unités utilisables
(UNITS)

[Fn]

L'option SAVE s'affiche



Enregistrer les valeurs saisies (YES)
ou ne pas les enregistrer (NO)

Exemple 2 :

Saisir ou modifier les valeurs de la configuration standard pour une balance à échelons multiples dans l'unité définie sous 1.7.x.
(il en va de même pour la balance à plusieurs étendues)



Sélectionner l'option ADC-CON

[→T]
(éventuel. **[→T]** **[Fn]** **[E]**)

Confirmer l'option ADC-CON
et sélectionner l'option STAND.



Configuration standard

[→T]

Confirmer l'option STAND.



Sélection de l'étendue

[→T]
(éventuel. plusieurs fois **[Fn]**)

Confirmer l'option RANGES
Sélectionner l'option MULT.INT.



Balance à échelons multiples

[→O]

Confirmer l'option MULT.INT



Poids

[→T]

Confirmer l'option WEIGHTS



Échelon (par ex. 0,002 kg)

[→T]
[→O] **[→T]** **[Fn]** **[E]**
(éventuel. plusieurs fois **[→T]** jusqu'à ce que D s'affiche
[Fn])


Confirmer l'option D
Saisir la valeur (par ex. 0,002 kg)
Sélectionner l'option RANGE 1.
et entrer les valeurs de :



limite d'étendue 1 (par ex. 6 kg)



limite d'étendue 2 (par ex. 15 kg)



charge maximale (par ex. 30 kg)

poursuivre comme dans l'exemple 1
après avoir saisi la charge maximale

Exemple 3 :

Saisir ou modifier les valeurs de la configuration pour usage réglementé pour une balance à une étendue dans l'unité définie sous 1.7.x.



Sélectionner l'option ADC-CON



Confirmer l'option ADC-CON et sélectionner l'option VERIF.



Configuration pour usage réglementé



Confirmer l'option VERIF.



Classe de précision



Pour confirmer la classe de précision 3/4



Sélection de l'étendue



Confirmer l'option RANGES
(éventuel. plusieurs fois Fn) Sélectionner l'option SINGLE



Balance à échelons multiples



Confirmer l'option SINGLE



Poids



Confirmer l'option WEIGHTS




Échelon de précision



Confirmer l'option E
(éventuel. plusieurs fois Fn) Saisir la valeur (par ex. 0,002 kg)
jusqu'à ce que E s'affiche
Sélectionner l'option MAX.

et entrer les valeurs de :



charge maximale (par ex. 30 kg)


poursuivre comme dans l'exemple 1
après avoir saisi la charge maximale

Exemple 4 :

Saisir ou modifier les valeurs de la configuration pour usage réglementé pour une balance à échelons multiples dans l'unité définie sous 1.7.x.
(il en va de même pour la balance à plusieurs étendues)



Sélectionner l'option ADC-CON



Confirmer l'option ADC-CON et sélectionner l'option VERIF.




Configuration pour usage réglementé



Confirmer l'option VERIF.



Classe de précision



pour confirmer la classe de précision 3/4



Sélection de l'étendue



Confirmer l'option RANGES
(éventuel. plusieurs fois Fn) Sélectionner l'option MULT.INT.



Balance à échelons multiples



Confirmer l'option MULT.INT




Poids



Confirmer l'option WEIGHTS



Échelon de précision



Confirmer l'option E
(éventuel. plusieurs fois Fn) Saisir la valeur (par ex. 0,002 kg)
jusqu'à ce que E s'affiche
Confirmer l'option RANGE 1 et entrer les valeurs de :



limite d'étendue 1 (par ex. 6 kg)

limite d'étendue 2 (par ex. 15 kg)

charge maximale (par ex. 30 kg)

poursuivre comme dans l'exemple 1
après avoir saisi la charge maximale

Saisie des données géographiques

Fonction

La saisie des données géographiques permet l'ajustage externe de la balance à un endroit différent du lieu d'installation (par ex. chez le fabricant ou le revendeur). Lorsque la balance est ajustée sur le lieu d'installation, la saisie des données géographiques est inutile.

La sensibilité d'une balance change en fonction du lieu d'installation car elle dépend de la force de gravité locale, ou plus exactement de l'accélération gravitationnelle. L'enregistrement des données géographiques permet de changer le lieu d'installation de la balance après l'ajustage externe.

L'ajustage d'une balance est valable sur le lieu d'installation et à l'intérieur d'une zone de tolérance déterminée. Pour 3000 e, elle est de ± 100 km par rapport à la latitude réglée et de ± 200 m d'altitude au-dessus du niveau de la mer.

Le réglage « Allemagne (zone D) » est une exception :

Si, pour l'ajustage externe de la balance en Allemagne, les données géographiques

- 51,00° de latitude Nord
 - 513 m d'altitude
- sont saisies, la balance peut être utilisée n'importe où en Allemagne. L'accélération gravitationnelle pour l'« Allemagne (zone D) » est de 9,810 m/s.
A la livraison, les données géographiques pour l'« Allemagne (zone D) » sont entrées dans l'indicateur. Le réglage des données géographiques pour l'« Allemagne (zone D) » est recommandé pour l'ajustage et les livraisons de la balance en Allemagne. La saisie des données géographiques exactes améliore la précision mais réduit la zone de tolérance.

Informations sur le réglage

- La saisie des données géographiques est uniquement possible lorsque le commutateur d'accès est ouvert.
- La saisie des données géographiques s'effectue lorsque le mode service est activé dans le menu Setup pour « **COMSPEC** ». Les réglages sont effectués dans le menu numérique sous l'option 1.20.
- La latitude en degrés (option 1.20.1) et l'altitude au-dessus du niveau de la mer en m (option 1.20.2) ou l'accélération gravitationnelle (option 1.20.3) peuvent être saisies. La valeur de l'accélération gravitationnelle est toujours prioritaire par rapport à la latitude et à l'altitude : lorsqu'elle est saisie, la latitude affichée est 99999.99 et l'altitude 9999999. Si seules l'altitude et la latitude sont saisies, 0000000 apparaît pour l'accélération gravitationnelle.

⚠ Le retour au niveau de menu supérieur du menu numérique, sans enregistrement préalable des paramètres de configuration (option 1.20.4) supprime les réglages effectués.

Procédure

- Ouvrir le commutateur d'accès. Si l'appareil fait partie d'une balance vérifiée, vous devez rompre la marque de scellement. La balance devra à nouveau être approuvée pour l'utilisation en usage réglementé.
- Activer le mode Service
- Sélectionner la plate-forme de pesée
- Saisir les données géographiques de l'emplacement d'ajustage sous les options 1.20.1 à 1.20.3 et les enregistrer sous l'option 1.20.4. Vous pouvez obtenir ces données auprès du service du cadastre ou de topographie compétent.
- Exécuter l'ajustage externe (voir page 56)

- Après l'ajustage, saisir les données géographiques du lieu d'installation sous les options 1.20.1 à 1.20.3 et les enregistrer sous l'option 1.20.4.
- Fermer le commutateur d'accès.
- La balance peut être maintenant utilisée sur le lieu d'installation, y compris dans la zone de tolérance précitée.

Remarque :

Les valeurs géographiques définies s'affichent lors de la procédure d'ajustage lorsque l'affichage de ces données est activé dans le menu setup sous « **UTILIT** » option 8.12.2 (réglage par défaut : 8.12.1, affichage désactivé). Lorsque l'affichage des données géographiques est activé, la procédure d'ajustage est la suivante :

lorsque la procédure d'ajustage « **CAL** » a démarré, en utilisant l'altitude et la latitude, le mot « **LATITU** » suivi de la hauteur définie (en mètres au-dessus du niveau de la mer) s'affiche. L'affichage est confirmé avec la touche **[T+]** (annuler avec la touche **[0-]**). Le mot « **LATITU** » suivi de la latitude définie en degrés s'affiche ensuite. Elle est également confirmée avec la touche **[T+]** (annuler avec la touche **[0-]**). Vous êtes alors invité à poser le poids d'ajustage. Si l'accélération gravitationnelle est saisie à la place de l'altitude et de la latitude, le mot « **GRAVITY** » suivi de la valeur définie s'affiche. L'affichage est confirmé avec la touche **[T+]** (annuler avec la touche **[0-]**).

Arborescence du menu pour la saisie des données géographiques

1. 20.	Lieu d'ajustage (latitude et altitude ou accélération gravitationnelle sur le lieu d'installation)
1. 20. 1	Latitude en degrés
1. 20. 2	Altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer
1. 20. 3	Accélération gravitationnelle
1. 20. 4	Enregistrer les valeurs pour 1.20

Saisie du poids d'ajustage et du poids de linéarisation

Fonction

Entrée des poids d'ajustage et de linéarisation

Informations sur le réglage

- L'activation du mode service est nécessaire pour saisir les poids d'ajustage sous les options 1.18.2 à 1.18.5.

- La saisie des poids d'ajustage et de linéarisation s'effectue dans le menu setup sous « COMSPEC ». Les réglages sont effectués dans le menu numérique sous l'option 1.18.
- Pour saisir le poids d'ajustage utilisateur externe sous l'option 1.18.1, l'activation du mode service n'est pas nécessaire.

Procédure

- Activer le mode service (uniquement nécessaire lorsque les poids de linéarisation ont été saisis).
- Sélectionner la plate-forme de pesée.
- Saisir le poids d'ajustage utilisateur externe sous l'option 1.18.1.
- Saisir le poids de linéarisation externe sous les options 1.18.2 à 1.18.5.

Arborescence du menu pour la saisie des poids d'ajustage et de linéarisation

1. 18.	Entrée des poids d'ajustage et de linéarisation
	1. 18. 1 Entrée du poids d'ajustage utilisateur externe (mode service inutile)
	1. 18. 2 Entrée poids lin. 1
	1. 18. 3 Entrée poids lin. 2
	1. 18. 4 Entrée poids lin. 3
	1. 18. 5 Entrée poids lin. 4

Linéarisation externe

Informations sur le réglage

- ⚠ La linéarisation externe avec les balances utilisées en usage réglementé est uniquement possible lorsque le commutateur d'accès est ouvert.
- La touche **[ISO-test]** doit être associée à la fonction de linéarisation externe (option 1.9.6 ou 1.9.7).

⚠ Après la linéarisation externe, fermer le commutateur d'accès et restaurer la fonction d'origine de la touche **[ISO-test]** (par ex. calibrage/ajustage externe avec poids définis par l'utilisateur) sous l'option 1.9.

Procédure



Remettre la plate-forme de pesée à zéro.



Démarrer la linéarisation.



Après env. 2 secondes, une invite vous demandant de poser le premier poids de linéarisation s'affiche.



Poser le poids demandé. La différence entre la valeur mesurée et la masse réelle s'affiche rapidement.



Mémoriser le poids de linéarisation (annuler avec la touche **[0-]**).



L'invite vous demandant de poser le second poids de linéarisation s'affiche. Répéter la procédure pour tous les poids de linéarisation demandés.



Une fois le dernier poids de linéarisation mémorisé, une invite vous demandant de décharger complètement le plateau de la plate-forme s'affiche.



Décharger le plateau de la plate-forme. Peu après, le point zéro est automatiquement mémorisé, l'indicateur retourne automatiquement en mode de pesée.

Calibrage et ajustage

Fonction

La précision des résultats de mesure doit être vérifiée. Le calibrage et l'ajustage permettent de les contrôler.

Lors du calibrage, l'éventuelle différence entre la mesure affichée et la masse réelle s'affiche. Lors du processus de calibrage, aucune modification n'est effectuée dans la balance.

Ajuster signifie supprimer la différence entre la mesure affichée et la masse réelle ou réduire celle-ci pour qu'elle soit comprise entre les limites d'erreurs autorisées.

Caractéristiques

La plate-forme de pesée configurée indique quelles caractéristiques parmi les suivantes sont disponibles :

- Ajustage externe avec le poids du réglage d'usine – poids standard (1.9.1), ne concerne pas les balances utilisées en usage réglementé
- Ajustage externe avec un poids défini par l'utilisateur (1.9.3), ne concerne pas les balances utilisées en usage réglementé
- Verrouiller la touche  pour empêcher l'exécution des fonctions mentionnées ci-dessus (1.9.10)
- Calibrage avec ajustage automatique (1.10.1), ne concerne pas les balances utilisées en usage réglementé
- Calibrage avec possibilité d'exécution manuelle de la fonction d'ajustage (1.10.2)
- Instruction d'ajustage – symbole  clignotant (1.15.2).
- Verrouiller l'ajustage externe (1.16.2)

- Affichage de l'altitude et de la latitude ou de l'accélération gravitationnelle après l'affichage de Cal au démarrage du calibrage (option 8.12.2). Ces valeurs s'affichent uniquement si elles ont été entrées et activées dans le menu service. Les termes altitude (Altitud), latitude (Latitude) ou accélération gravitationnelle (Gravity) s'affichent pendant 1 seconde chacun. La valeur correspondante doit être ensuite confirmée avec la touche .


Remarque

La fonction d'ajustage externe est uniquement possible lorsque le commutateur d'accès au menu est ouvert et la marque de scellement rompu sur les appareils pour usage réglementé. L'appareil doit être à nouveau soumis à la vérification.

Exemple

Calibrage externe et ajustage manuel avec poids standard

Paramètres dans le setup :
1.9.1; 1.10.2



Décharger la balance et la mettre à zéro




Démarrer le calibrage (par ex. après l'instruction d'ajustage, symbole  clignotant)

Cet affichage apparaît pendant 2 secondes



L'invite vous demandant de poser le poids de calibrage/ajustage s'affiche (par ex. 10 kg)

Poser le poids de calibrage/ajustage sur la plate-forme de pesée



La différence entre la mesure et la masse réelle est précédée du signe + ou -.

Calibrage externe

Cons. + 10000 g
Diff. - 2 g

Un procès-verbal est imprimé si vous n'effectuez pas l'ajustage et si vous interrompez le processus avec la touche **→0←**.



Déclencher manuellement l'ajustage (annuler le calibrage/ajustage avec la touche **→0←**).

Une fois l'ajustage terminé, le poids d'ajustage s'affiche.



Le procès-verbal BPF est imprimé.

14.01.2007 13:00
Typ SIWR
Ser.no. 12345678
Typ SIGNUM ADC
Ser.no. 12345678
Vers. 1.1007.12.1
BVers. 01-25-01

Calibrage externe


Cons. + 10000 g
Diff. - 2 g

Ajustage externe

Diff. + 0 g

14.01.2007 13:02

Name:



Décharger la balance.

Mémorisation de la précharge

Informations sur le réglage

- ⚠ La mémorisation d'une précharge est uniquement possible lorsque le commutateur d'accès est ouvert.
- La touche **[ISO-Test]** doit être associée à la fonction Mémoriser précharge (option 1.9.8).
- ⚠ Après la mémorisation d'une précharge, fermer le commutateur d'accès et restaurer la fonction d'origine de la touche **[ISO-Test]** (par ex. calibrage/ajustage externe avec poids définis par l'utilisateur) sous l'option 1.9.

Effacer la précharge

Informations sur le réglage

- ⚠ La suppression d'une précharge est uniquement possible lorsque le commutateur d'accès est ouvert.
- La touche **[ISO-Test]** doit être associée à la fonction Effacer précharge (option 1.9.9).
- ⚠ Après la suppression d'une précharge, fermer le commutateur d'accès et restaurer la fonction d'origine de la touche **[ISO-Test]** (par ex. calibrage/ajustage externe avec poids définis par l'utilisateur) sous l'option 1.9.

Ajustage sans poids

Dans le menu service, la saisie des caractéristiques des capteurs permet d'effectuer un ajustage sans poids (par ex. pesage de silo avec caractéristiques connues des capteurs).

Informations sur le réglage

- ⚠ L'ajustage sans poids ne doit pas être effectué avec les balances pour usage réglementé.
- L'ajustage sans poids est uniquement possible dans le menu service lorsque le commutateur d'accès est ouvert.

- La saisie des paramètres requis pour l'ajustage sans poids s'effectue lorsque le mode service est actif dans le menu setup sous « **COMSPEC** ». Les réglages sont effectués dans le menu numérique sous l'option 1.19.
- Le paramètre « Charge nominale » doit être saisi dans l'unité définie sous 1.7.x.
- Le paramètres « Sensibilité » est saisi en mV/V (consulter la fiche technique pour connaître la valeur).
- Remarque :
Les données saisies sont enregistrées en sélectionnant l'option « 1.19.8 ». Après l'enregistrement, les données ne peuvent plus être lues.

Procédure

- Ouvrir le commutateur d'accès
- Activer le mode Service
- Sélectionner la plate-forme de pesée
- Saisir la charge nominale du(des capteur(s) sous l'option 1.19.1. Avec une plate-forme de pesée composée de plusieurs capteurs, la charge nominale doit être multipliée en conséquence (par ex. avec 4 capteurs pour 50 kg, on obtient une charge nominale de 200 kg)
- Saisir la sensibilité du capteur en mv/V sous l'option 1.19.3.
- Pour les plates-formes de pesée composées de plusieurs capteurs, les valeurs individuelles des capteurs sont entrées dans 1.19.3 à 1.19.6 ou leur moyenne est saisie dans 1.19.3.
- Saisir la charge morte d'un silo en mV/V sous 1.19.7.
- Enregistrer les valeurs de l'ajustage sans poids sous l'option 1.19.8
- Fermer le commutateur d'accès

Arborescence du menu de l'ajustage sans poids

1.19	Ajustage sans poids (saisie des caractéristiques du/des capteur(s))
1.19.1	Charge nominale
1.19.3	Sensibilité en mV/V pour le capteur 1 (ou moyenne des capteurs)
1.19.4	Sensibilité en mV/V pour le capteur 2
1.19.5	Sensibilité en mV/V pour le capteur 3
1.19.6	Sensibilité en mV/V pour le capteur 4
1.19.7	Charge morte (point zéro/offset)
1.19.8	Enregister les valeurs pour 1.19

Réglages

Menu d'exploitation « Balance de référence »

SETUP

COMSPEC

ADU-232 5

- 1. 1.
 - 1. 1. 1
 - 1. 1. 2 *
 - 1. 1. 3
 - 1. 1. 4
- 1. 2.
 - 1. 2. 1 *
 - 1. 2. 2
 - 1. 2. 3
 - 1. 2. 4
- 1. 3.
 - 1. 3. 1
 - 1. 3. 2
 - 1. 3. 3
 - 1. 3. 4 *
 - 1. 3. 5
 - 1. 3. 6
- 1. 4.
 - 1. 4. 1
 - 1. 4. 2 *
 - 1. 4. 3
 - 1. 4. 4
- 1. 5.
 - 1. 5. 1
 - 1. 5. 2 *
- 1. 6.
 - 1. 6. 1 *
 - 1. 6. 2
- 1. 7.
 - 1. 7. 1
 - 1. 7. 2
 - 1. 7. 3 *
 - 1. 7. 4
 - 1. 7. 5
 - 1. 7. 6
 - 1. 7. 7
 - 1. 7. 8
 - 1. 7. 9
 - 1. 7. 10
 - 1. 7. 11
 - 1. 7. 12
 - 1. 7. 14
 - 1. 7. 15
 - 1. 7. 16
 - 1. 7. 17
 - 1. 7. 18
 - 1. 7. 19
 - 1. 7. 20
 - 1. 7. 21
 - 1. 7. 22
- 1. 8.
 - 1. 8. 1 *
 - 1. 8. 2
 - 1. 8. 14
 - 1. 8. 15
 - 1. 8. 16

Paramètres de l'appareil

Demande du mot de passe (code) si un mot de passe est actif

Connexion d'une balance de référence

Convertisseur analogique/numérique pour balance de référence
(symbole d'affichage de ce niveau du menu : 5)

Adaptation au lieu d'installation (adaptation filtre)

Environnement très stable
Environnement stable
Environnement instable
Environnement très instable

Filtre d'application

Lecture finale
Dosage
Filtration faible
Sans filtration

Etendue de stabilité

1/4 digit
1/2 digit
1 digit ¹⁾
2 digits ¹⁾
4 digits ¹⁾
8 digits ¹⁾

Délai de stabilité

Aucun
Court
Moyen
Long

Tarage ¹⁾

Sans stabilité
Après stabilité

Zéro automatique

En service
Hors service

Unité de poids 1 ²⁾

Grammes /o
Grammes /g
Kilogrammes /kg
Carats /ct ¹⁾
Livres /lb ¹⁾
Onces /oz ¹⁾
Onces de Troy /ozt ¹⁾
Taels Hongkong /tlh ¹⁾
Taels Singapour /tls ¹⁾
Taels Taiwan /tlt ¹⁾
Grains /GN ¹⁾
Pennyweights /dwt ¹⁾
Pièces par livre //lb ¹⁾
Taels chinois /tlc ¹⁾
Mommes /mom ¹⁾
Carats autrichiens /K ¹⁾
Tolas /tol ¹⁾
Bahts /bat ¹⁾
Mesgahls /MS ¹⁾
Tonnes /t
Livres : onces (lb:oz) ¹⁾

Précision d'affichage 1

Tous les digits
Réduit d'1 digit lors changement de charge
Résolution 10 fois supérieure
Augmenter la résolution de 2 échelons (par ex. de 5 g à 1 g)
Augmenter la résolution d'1 échelon
(par ex. de 2 g à 1 g ou de 10 g à 5 g)

¹⁾ = Pas de modification de réglage sur les appareils approuvés pour l'utilisation en usage réglementé

²⁾ = Dépend du type de plate-forme

COMSPEC 5**RDU-232 5**

1.9.	Calibrage, ajustage Cal./ajustage externe ; poids standard Cal./ajustage externe ; poids sélectionnable (option du menu 1.18.1) Ajustage interne (uniquement sur les modèles avec poids interne motorisé) Mémoriser la précharge Effacer la précharge Touche bloquée
1.10.	Séquence de calibrage/ d'ajustage Calibrage avec ajustage auto. Calibrage avec ajustage manuel
1.11.	Etendue de mise à zéro 1 %/charge max. 2 %/charge max.
1.12.	Etendue de mise à zéro Réglée en usine (selon le modèle) 2 %/charge max. 5 %/charge max. (possibilité de réglage selon le modèle)
1.13.	Tare initiale/Zéro initial En service Hors service et rechargement des anciennes valeurs de tare Uniquement zéro initial
1.15.	Instruction d'ajustage Hors service Instruction d'ajustage « » clignote à l'affichage
1.16.	Ajustage externe 1) Libre Bloqué
1.17	Unité du poids d'ajustage Grammes Kilogrammes Livres ¹⁾
1.18.	Entrer le poids d'ajustage Poids d'ajustage externe de l'utilisateur (entrée, par ex. : 10.000kg)
3.1.	Unité de poids 2 ³⁾ Grammes / o Grammes /g Kilogrammes /kg Carats /ct ¹⁾ Livres /lb ¹⁾ Onces /oz ¹⁾ Onces de Troy /ozt ¹⁾ Taels Hongkong /tlh ¹⁾ Taels Singapour /tls ¹⁾ Taels Taiwan /tlt ¹⁾ Grains /GN ¹⁾ Pennyweights /dwt ¹⁾ Pièces par livre //lb ¹⁾ Taels chinois /tcl ¹⁾ Mommes /mom ¹⁾ Carats autrichiens /K ¹⁾ Tolas /tol ¹⁾ Bahts /bat ¹⁾ Mesgahls /MS ¹⁾ Tonnes /t Livres : onces (lb:oz) ¹⁾
3.2.	Précision d'affichage 2 (paramètres : voir 1.8 « Unité de poids 1 »)
3.3.	Unité de poids 3 ³⁾ (paramètres : voir 3.1 « Unité de poids 2 »)
3.4.	Précision d'affichage 3 (paramètres : voir 3.2 « Précision d'affichage 2 »)
9.1.	Réglages d'usine du menu numérique pour PP1 Oui Non
OFF (hors service)	

¹⁾ = Pas de modification de réglage sur les appareils approuvés pour l'utilisation en usage réglementé²⁾ = Réglage d'usine sur les appareils approuvés pour l'utilisation en usage réglementé³⁾ = Menu dépend du type de plate-forme de pesée

- L'impiego di un convertitore analogico/digitale aggiuntivo di alte prestazioni permette di utilizzare un secondo punto di pesatura, ad esempio collegando una piattaforma con un campo di pesata più grande
- Connessione di una bilancia di riferimento all'unità del display tramite passacavo oppure con connettore maschio separabile
- Configurazione guidata della bilancia di riferimento nel menu
- Possibilità di utilizzo anche come strumento omologato in metrologia legale; bilancia di riferimento configurabile nella classe **(III)** fino a 6250e e nella classe **(III)** fino a 1000e

61	Uso previsto
61	Indice
61	Dati tecnici
62	Messa in funzione
62	Collegamento della piattaforma di pesata
64	Convertitore analogico/digitale (C. A/D)
65	Menu ad albero della configurazione C. A/D
67	Menu Service
68	Attivazione della modalità Service
69	Configurazione del convertitore C. A/D
72	Immissione dei dati geografici
73	Immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione
74	Linearizzazione esterna
75	Calibrazione e regolazione
77	Immissione precarico
77	Cancellazione precarico
77	Regolazione senza pesi
78	Impostazioni
78	Menu di funzionamento della bilancia di riferimento

Dati tecnici

Precisione di lettura massima	15.000 divisioni (non per l'impiego in metrologia legale)	
Numeri delle divisioni di verifica massimo ammesso	Classe di precisione	(III)
Bilancia a campo unico	$n \leq$	6250e
Bilancia a campi plurimi	$n_i \leq$	1000e
Bilancia a divisioni plurime	$n_i \leq$	1000e
Bilancia a divisioni plurime	Max/e _i ≤	6250e
Interfaccia senza effetto retroattivo	in conformità alla norma EN45501	
Tensione di alimentazione celle di carico	U _{exc}	8,4 VDC
Tensione minima di ingresso per divisione di verifica	U _{min}	0,672 µV
Limiti della resistenza di carico	R _{Lmin} ... R _{Lmax}	83 Ω 2000 Ω
Limiti del campo di temperatura	T _{Lmin} ... T _{Lmax}	-10°C ... +40°C
Frazione dell'errore massimo tollerato	0,5	
Sistema di collegamento del cavo	a 6 fili	
Lunghezza del cavo max./sezione del cavo	(L/A)	max. 150 m/mm ²
Campo segnale d'ingresso (tensione)	U _{min} ... U _{max}	0 ... 29,4 mV
Dati elettrici:		
Alimentazione di tensione	100–240 VAC (-15/+10 %), 50–60 Hz, max. 17 W/23 VA	
Sovratensioni transitorie	60364-4-443	
Funzionamento usando una bassissima tensione di protezione (PELV) con dispositivo di separazione dalla rete	Vedi manuale d'istruzioni per l'Opzione L8	
Alimentazione c.c.	22,8 ... 26,7 V (opzionale 21,6 ... 26,7 V), max. 12 VA	
Alimentazione c.a.	22,8 ... 26,7 V, 50–60 Hz, max. 12 VA	
Funzionamento con batteria ricaricabile	Vedi manuale d'istruzioni per l'Opzione L9 Funzionamento a batteria ricaricabile interna o esterna (disponibile solo come opzione da indicare in fase d'ordine)	
Limitazione dell'emissione di disturbo	Conforme alla norma EN61326-1 (IEC 61326-1): gruppo 1, classe B, idoneità all'utilizzo in ambienti residenziali e in ambienti collegati direttamente a una rete a bassa tensione che alimenta (anche) edifici d'abitazione	
Immunità ai disturbi	Conforme alla norma EN61326-1, (IEC61326-1): requisiti di prova per apparecchi destinati all'utilizzo in ambienti industriali (tabella 2)	
Sicurezza elettrica	Conforme alla norma EN61010-1 (IEC 61010-1)	


Messa in funzione

Collegamento della piattaforma di pesata


Collegamento di una piattaforma Sartorius MAPP, MAPS analogica o di una cella di carico di tipo estensimetrico comunemente reperibile in commercio.

⚠ Il collegamento della cella di carico deve essere effettuato solo da personale Sartorius qualificato ed autorizzato. I diritti di garanzia decadono se l'installazione non è stata eseguita in modo regolare.

- ⚠ Prima di iniziare il collegamento estrarre la spina dalla rete di alimentazione
- Installare la piattaforma di pesata (vedere le istruzioni per l'uso della piattaforma di pesata)
 - Posare il cavo di collegamento della piattaforma di pesata all'indicatore
 - Aprire l'indicatore Signum:
svitare i 4 dadi a cappello del pannello anteriore. Rimuovere il pannello anteriore.





- Collegare il cavo della piattaforma di pesata all'indicatore
Avvertenza:
Il pressacavo PG è preinstallato. Tutti i lavori sul pressacavo devono essere eseguiti con molta attenzione!
Usare una chiave dinamometrica.
Coppia di serraggio del pressacavo PG: 5 Nm



- Togliere la guaina isolante dall'estremità del cavo e collegarlo.
- Inserire il cavo nel pressacavo PG.
- Montare il pressacavo in modo corretto.
- Togliere la guaina isolante dall'estremità del cavo (come in figura). La schermatura (1) deve essere a contatto con i morsetti (2).
- 1 fili (3) del cavo devono avere una lunghezza di ca. 15 cm per poterli collegare.
- Inserire il cavo nel pressacavo PG.
- Controllare il contatto tra i morsetti e la schermatura. Il collegamento alla massa avviene attraverso la schermatura!

- Montare il cavo della piattaforma di pesata
- Togliere la guaina isolante dal cavo. I fili del cavo devono avere una lunghezza di ca. 5 cm per poterli collegare.
- Togliere la guaina isolante dai fili per circa 1 cm e applicare le boccole.
- Inserire l'anello di ferrite su tutti i fili.






- Avvitare saldamente i fili ai morsetti

Schema di collegamento dell'indicatore:

N.	Segnale	Significato
1	BR_POS	Tensione di alimentazione ponte (+)
2	SENSE_POS	Senso (+) per tensione di alimentazione ponte
3	OUT_POS	Tensione di misura, positiva
4	OUT_NEG	Tensione di misura, negativa
5	SENSE_NEG	Senso (-) per tensione di alimentazione ponte
6	BR_NEG	Tensione di alimentazione ponte (-)


- ⚠ Per l'assegnazione dei colori/segnali leggere il manuale d'istruzioni/scheda dati della piattaforma di pesata. Isolare tutte le linee non utilizzate.
- ⚠ In caso di collegamento di una piattaforma di pesata a 4 conduttori (il cavo della piattaforma di pesata da collegare ha solo 4 fili) ponticellare la coppia di morsetti 1 e 2 (BR_ e SENSE_POS) e la coppia di morsetti 5 e 6 (SENSE_NEG e BR_NEG).

- Collegare l'indicatore Signum:
posizionare il pannello anteriore e bloccarlo con i 4 dadi a cappello



Collegamento alla rete

- Controllare il valore di tensione e la forma della spina.



- L'alimentazione di corrente avviene attraverso il cavo d'alimentazione compreso nella fornitura e già montato. L'alimentatore è integrato nell'indicatore. L'apparecchio può funzionare con una tensione d'esercizio di 100 V ... 240 V. Il valore di tensione stampigliato (vedere la targhetta) deve corrispondere alla tensione locale. Nel caso in cui la tensione di rete indicata o il tipo di spina del cavo non corrispondesse alle norme in vigore nel Paese, rivolgersi alla rappresentanza locale Sartorius o al proprio rivenditore. Il collegamento alla rete deve essere effettuato in conformità alle disposizioni del Paese d'utilizzo dell'apparecchio.

Per il collegamento alla rete elettrica dell'apparecchio (classe di protezione 1) usare una presa installata a norma provvista di conduttore di protezione (PE) e protezione con fusibili di un massimo di 16 A.

La spina di collegamento alla rete oppure un altro dispositivo di separazione dalla rete idoneo deve essere facilmente raggiungibile.

Misure di sicurezza


Se la tensione alimentata proviene da rete senza conduttore di protezione, un tecnico specializzato dovrà provvedere ad una protezione equivalente, secondo le normative d'installazione vigenti. L'azione protettiva non deve essere neutralizzata dall'utilizzo di una prolunga non provvista di conduttore di protezione.

Tempo di riscaldamento

Per fornire risultati precisi l'apparecchio richiede un tempo di riscaldamento di almeno 30 minuti dopo il primo collegamento alla rete elettrica. Solo dopo questo periodo di riscaldamento l'apparecchio ha raggiunto la temperatura d'esercizio necessaria.

Impiego dell'apparecchio omologato in metrologia legale:

- Osservare un tempo di riscaldamento di almeno 6 ore dopo il primo collegamento alla rete elettrica.



Convertitore analogico/digitale (C. A/D)

Scopo

Adattare i parametri del convertitore analogico/digitale alla cella di carico o alla piattaforma di pesata collegata. Una volta effettuata la configurazione il convertitore A/D in combinazione con la piattaforma di pesata viene definito come bilancia.

Indicazioni per l'impostazione

- La configurazione del convertitore A/D è possibile solo con il commutatore di accesso al menu in posizione aperta. Chiudere il commutatore dopo aver configurato il C. A/D poiché, in caso contrario, lo stato di «sovraffaccarico» («H») e di «sottocarico» («L») non viene visualizzato.
- La configurazione del convertitore A/D viene effettuata con la modalità Service attiva nel menu di Setup sotto «*COM-SPEC*» alla voce di menu «*A/D-CON*».
- Immettere i valori di portata massimi in un'unità di peso appropriata senza decimali (i numeri decimali vengono arrotondati)

- ⚠ Se si ritorna al livello superiore del menu senza aver salvato in precedenza i parametri di configurazione (voce di menu *SAVE*) tutte le impostazioni già effettuate verranno cancellate.
- I parametri di configurazione del convertitore A/D non sono interessati da un ripristino del menu (ripristino dei parametri di configurazione impostati di fabbrica).

Avvertenza:

L'indicatore non potrà più influire sui risultati di pesata dopo il blocco della configurazione del convertitore A/D. Il numero delle funzioni di pesata consentite viene determinato nel convertitore A/D. Le funzioni di pesata disponibili sono per es. lettura del valore di pesata, taratura, regolazione, lettura del valore di tara, memorizzazione/cancellazione del valore di tara immesso.

Descrizione delle singole voci di menu della configurazione del convertitore A/D

Configurazione standard o per metrologia legale (voci di menu STAND. / VERIF.)

Nella configurazione del convertitore A/D viene operata prima la scelta se la piattaforma di pesata deve essere configurata come piattaforma standard o come piattaforma omologata (impiego in metrologia legale).

- Configurazione standard (STAND.)
- Configurazione per metrologia legale (VERIF.)

Classe di precisione (voce di menu CLASS)

Attiva solo nel caso di configurazione per metrologia legale.

Qui è possibile selezionare solo la voce di menu 3/4 (classe di precisione /). Se la voce di menu non è contrassegnata come attiva dal simbolo di un cerchio (o), dovrà essere attivata una sola volta premendo il tasto .

Selezione campo (voce di menu RANGE)

A seconda dell'impostazione effettuata in questa voce di menu vengono attivati o disattivati i punti RANGE 1, RANGE 2 e RANGE 3 per la configurazione successiva.

- Bilancia a campo unico (SINGLE)
L'intero campo di pesata viene suddiviso in valori di divisione relativi alla divisione di lettura più piccola d e al peso massimo. La precisione di lettura corrisponde alla divisione d.
- Bilancia a divisioni plurime (MULTI.INT)
Questa funzione divide il campo di pesata in un massimo di 3 campi ognuno con una precisione di lettura differente. La commutazione avviene automaticamente al raggiungimento del limite di campo predefinito. Dopo la taratura è disponibile la risoluzione più alta possibile (divisione più piccola) anche se la piattaforma di pesata è carica.
- Bilancia a campi plurimi (MULT.R)
Bilancia con due o tre campi di pesata. Superando il limite definito per il campo di pesata inferiore, la bilancia commuta nel campo di pesata immediatamente superiore (risoluzione più bassa). Per ritornare alla risoluzione più alta bisogna scaricare completamente la bilancia.

Divisione di lettura d

La divisione di lettura d indica la risoluzione della bilancia. L'immissione è possibile solo in incrementi di 1, 2, 5, 10, 20, ecc.

Nella «Configurazione per metrologia legale» questa voce di menu è disattivata. In piattaforme di pesata omologabili o omologate per l'impiego in metrologia legale (classe e) la divisione di lettura d è pari alla divisione di verifica e.

Divisione di verifica e

La divisione di verifica e indica la risoluzione della bilancia impiegata in metrologia legale. L'immissione è possibile solo in incrementi di 1, 2, 5, 10, 20, ecc.

Nella «Configurazione standard» questa voce di menu è disattivata.

Portata massima (Max.)

La portata massima è il carico massimo che può essere posto sulla bilancia. Se il peso supera la portata massima, sul display viene visualizzata la lettera H (sovraffaccarico). Le divisioni della bilancia si calcolano sulla base della portata massima e della divisione di lettura inferiore d (per es. portata max. = 15.000 kg, divisione di lettura inferiore d = 0,005 kg, si ottengono 3000 divisioni della bilancia).

Precisione di lettura massima:
15000 divisioni di lettura per l'impiego standard.

Nell'impiego in metrologia legale, il valore delle divisioni non deve essere superiore a 3125 e oppure a 3125 e per ogni campo sulle bilance a divisioni plurime.

Campo 1, campo 2, campo 3 (RANGE 1, RANGE 2, RANGE 3)

Per ogni singolo campo vengono introdotti i limiti corrispondenti. Il superamento di questi limiti provoca un cambio di precisione.

Durante l'immissione vale quanto segue:

Campo 1 < Campo 2 < Campo 3
< Portata massima

Il campo di pesata può essere quindi suddiviso fino ad un numero massimo di 4 campi. La risoluzione cambia in intervalli di 1, 2, 5, 10, 20, ecc. La risoluzione minima corrisponde alla divisione di lettura d minima immessa. Azzerare i campi che non sono più necessari.

Unità selezionabili (voce di menu UNITS)

Qui vengono selezionate le unità di peso che devono essere abilitate per le operazioni di pesata. Tutte le unità contrassegnate con un cerchio (o) sono abilitate; è possibile selezionare più unità.

Per l'impiego in metrologia legale, osservare se le unità sono ammesse.


Memorizzazione dei dati di configurazione (voce di menu SAVE)

I dati della configurazione del convertitore A/D vengono memorizzati una sola volta al termine dell'impostazione mediante SAVE.

Controllo e configurazione per l'impiego in metrologia legale

La fornitura dell'indicatore comprende anche una targhetta per la metrologia legale.


Una volta terminata la configurazione del convertitore A/D riportare i dati metrologici di tutti i campi su questa targhetta. Applicare la targhetta al di sotto del display e rivestirla con la pellicola in acetato impermeabile all'acqua compresa nella fornitura.



Controllare alla voce di menu 1.7 che siano selezionabili solo le unità di peso omologate.

Menu ad albero della configurazione C. A/D

Il menu numerico per COMSPEC (COMSPEC) è stato ampliato nella modalità Service delle seguenti possibilità di impostazione per la configurazione del convertitore A/D:



Configurazione C. A/D

Configurazione standard

Selezione campo

Bilancia a campo unico

Aampiezza divisione bilancia

Portata massima

Bilancia a divisioni plurime

Aampiezza divisione bilancia

Limite campo 1

Limite campo 2

Limite campo 3

Portata massima

Bilancia a campi plurimi


Aampiezza divisione bilancia

Limite campo 1

Limite campo 2

Limite campo 3

Portata massima



Menu Service

Scopo

Il menu Service permette l'accesso ad un menu ampliato di Setup (SETUP) che non è visibile se la modalità Service è disattivata.

Nel menu Service è possibile eseguire le principali operazioni di calibrazione e regolazione sull'indicatore e sulla piattaforma di pesata collegata.

La modalità Service attivata è contrassegnata dalla lettera «**S**» posta nell'angolo superiore destro del display.
La modalità viene disattivata quando l'indicatore viene riavviato.

Nella modalità Service ampliata sono disponibili le seguenti opzioni:

- Dopo le voci di menu Data («**DATE**») e Password («**CODE**») si trovano le opzioni:
- Data Service «**S-DATE**»
(immissione della prossima data di Service)
 - Numero di memoria «**MEM-NØ**»
(immissione di un codice di transazione per un modulo di memoria alibi esterno)
 - Numero di serie indicatore «**SER-NØ**»
 - Designazione modello «**MODEL**»
(immissione del numero di serie dell'apparecchio)

Attivazione della modalità Service



Accendere l'apparecchio e subito dopo (durante l'inizializzazione dell'apparecchio) premere brevemente




per visualizzare il menu



Richiamare la voce di menu **SETUP**



Selezionare i parametri dell'apparecchio **SETUP**¹⁾



Richiamare la voce di menu **CODE**
(premere il tasto **Fn** fino a quando sul display appare **CODE**)



Selezionare la voce di menu **CODE** ed immettere la password di accesso Service (vedi allegato nel manuale Signum) Immissione con i tasti **→←** **Fn** **[E]**



Accettare la password di accesso Service
La modalità Service è attiva: nell'angolo superiore destro del display appare una «**S**».



Ritornare all'opzione «Code» nella modalità Service.



Ritornare all'opzione «Setup» nella modalità Service.



¹⁾ Se a questo punto appare la richiesta di una password, immettere la password d'accesso Service (vedi allegato) e proseguire accettando la password d'accesso Service.

Configurazione del convertitore A/D



- Aprire il commutatore di accesso al menu
● Rimuovere il cappuccio di copertura sulla parte posteriore sinistra dell'indicatore
● Spostare a sinistra il commutatore («Posizione aperta»)



Impostare la modalità Service (vedere a pagina precedente)




Confermare il parametro dell'apparecchio **SETUP**: premere il tasto **→T←**


Selezionare la connessione della bilancia di riferimento (**COMSPEC**) e confermare: premere 2 volte i tasti **Fn** e **→T←**



Selezionare il convertitore A/D (ADU-232): premere il tasto **Fn**



Confermare il convertitore A/D: premere il tasto **→T←**



Selezionare la configurazione C. A/D:
premere più volte il tasto **Fn** fino a quando appare **A/D-CON**



Confermare la configurazione C. A/D: premere il tasto **→T←**


Selezionare una configurazione standard (STAND.) o una configurazione per metrologia legale (VERIF.) (in questo caso per es. Configurazione standard). Per il procedimento dettagliato vedere la pagina successiva.



Una volta terminata la configurazione salvare i dati sotto **SAVE**.

Il convertitore A/D collegato ad una piattaforma di pesata può essere ora utilizzato come una qualsiasi piattaforma di pesata standard.

Chiudere il commutatore di accesso al menu



Una volta terminata la configurazione del convertitore A/D è necessario procedere ad una messa a punto (calibrazione/regolazione e linearizzazione) della piattaforma di pesata (vedere a pagina 75 «Calibrazione/regolazione» e a pagina 77 «Regolazione senza pesi»)

Esempio 1:

Immettere o modificare i valori per la configurazione standard su una bilancia a campo unico nell'unità impostata sotto 1.7.x.



→T↔
(event. premere [Fn])

Selezionare la voce di menu ADC-CON



Confermare la voce di menu ADC-CON
per selezionare la voce di menu STAND.



Configurazione standard




Confermare la voce di menu STAND.



Selezione campo



Confermare la voce di menu RANGES



Selezionare la voce di menu SINGLE



Bilancia a campo unico



Confermare la voce di menu SINGLE



Pesi




Confermare la voce di menu WEIGHTS




Aampiezza divisione




Confermare la voce di menu D
Immettere il valore (per es. 0,002 kg)



sino a quando appare D sul display
Selezionare la voce di menu MAX.




Portata massima



Confermare la voce di menu MAX.
Immettere il valore (per es. 30 kg)



sino a quando appare MAX. sul display
Viene visualizzata la voce di menu UNITS
per selezionare le unità di peso
disponibili (UNITS)



Viene visualizzata la voce di menu SAVE



Memorizzare i valori immessi (SI) o
non memorizzare i valori immessi (NO)

Esempio 2:

Immettere o modificare i valori per la configurazione standard su una bilancia a divisioni plurime nell'unità impostata sotto 1.7.x.
(vale anche per una bilancia a campi plurimi)




Selezionare la voce di menu ADC-CON



Confermare la voce di menu ADC-CON
per selezionare la voce di menu STAND.




Configurazione standard



Confermare la voce di menu STAND.



Selezione campo



Confermare la voce di menu RANGES



Selezionare la voce di menu MULT.INT.



Bilancia a divisioni plurime



Confermare la voce di menu MULT.INT.




Pesi




Confermare la voce di menu WEIGHTS



Aampiezza divisione (per es. 0,002 kg)



Confermare la voce di menu D
Immettere il valore (per es. 0,002 kg)




sino a quando appare D sul display
Selezionare la voce di menu RANGE 1.
immettere allo stesso modo i valori per:



Limite campo 1 (per es. 6 kg)



Limite campo 2 (per es. 15 kg)



Portata massima (per es. 30 kg)

Esempio 3:

Immettere o modificare i valori per la configurazione per l'impiego in metrologia legale su una bilancia a campo unico nell'unità impostata sotto 1.7.x.



(→T←)
(event. premere
→T← Fn [E])

Selezionare la voce di menu ADC-CON

Confermare la voce di menu ADC-CON
e selezionare la voce di menu VERIF.



(→T←)

Configurazione per l'impiego in
metrologia legale

Confermare la voce di menu VERIF.



(event. premere
→T← →T← →0←)

Classe di precisione

per confermare la classe di precisione 3/4



(→T←)
(event. premere più
volte Fn)

Selezione campo

Confermare la voce di menu RANGES

Selezionare la voce di menu SINGLE



(→0←)

Bilancia a divisioni plurime

Confermare la voce di menu SINGLE



(→T←)

Pesi

Confermare la voce di menu WEIGHTS




(→T←)
(→0← →T← Fn [E])
(event. premere più
volte →T←)
Fn

Aampiezza divisione di verifica

Confermare la voce di menu E
Immettere il valore (per es. 0,002 kg)

sino a quando appare E sul display
Selezionare la voce di menu MAX.

immettere allo stesso modo i valori per:



Portata massima (per es. 30 kg)

proseguire come nell'esempio 1 dopo
l'immissione della portata massima

Esempio 4:

Immettere o modificare i valori per la configurazione per l'impiego in metrologia legale su una bilancia a divisioni plurime nell'unità impostata sotto 1.7.x. (vale anche per una bilancia a campi plurimi)



Selezionare la voce di menu ADC-CON

(→T←)
(event. premere
→T← Fn [E])



(→T←)

Confermare la voce di menu ADC-CON
e selezionare la voce di menu VERIF.



(event. premere
→T← →T← →0←)



(→T←)
(event. premere più
volte Fn)

Configurazione per l'impiego in
metrologia legale

Confermare la voce di menu VERIF.



(→0←)

Selezione campo

Confermare la voce di menu RANGES

Selezionare la voce di menu MULT.INT.



(→T←)

Bilancia a divisioni plurime

Confermare la voce di menu MULT.INT



(→T←)
(→0← →T← Fn [E])
(event. premere più
volte →T←)
Fn

Pesi

Confermare la voce di menu WEIGHTS



Aampiezza divisione di verifica

Confermare la voce di menu E
Immettere il valore (per es. 0,002 kg)

sino a quando appare E sul display
Selezionare la voce di menu RANGE 1
immettere allo stesso modo i valori per:



Limite campo 1 (per es. 6 kg)

Limite campo 2 (per es. 15 kg)

Portata massima (per es. 30 kg)

proseguire come nell'esempio 1 dopo
l'immissione della portata massima

Immissione dati geografici

Scopo

L'immissione dei dati geografici consente la regolazione esterna della bilancia sul luogo di utilizzo (p.e. presso il costruttore o il rivenditore) che non è identico al luogo di installazione. Se la bilancia viene regolata sul luogo di installazione non è necessario immettere i dati geografici.

La sensibilità di una bilancia cambia a seconda del luogo di installazione, poiché dipende dalla forza di gravità del luogo o più precisamente dall'accelerazione terrestre. Memorizzando i dati geografici è possibile cambiare il luogo d'installazione della bilancia dopo la regolazione esterna.

La regolazione di una bilancia è valida sul luogo d'installazione e nell'ambito di un determinato limite di tolleranza. Nel caso di 3.000 è di ±100 km rispetto alla latitudine impostata e di ±200 m rispetto all'altitudine s.l.m. impostata.

L'impostazione «Germania (zona D)» costituisce un'eccezione: se per la regolazione esterna della bilancia in Germania sono stati immessi i dati geografici

- 51,00° latitudine nord
- 513 m altitudine s.l.m.
la bilancia può essere utilizzata in qualsiasi punto della Germania. L'accelerazione terrestre per la «Germania (zona D)» è di 9,810 m/s.
L'apparecchio viene consegnato con i dati geografici «Germania (zona D)» già registrati.
È consigliabile procedere all'impostazione dei dati geografici per «Germania (zona D)» se la regolazione e la consegna della bilancia vengono effettuate in Germania. L'immissione dei dati geografici esatti comporta una precisione maggiore, riduce tuttavia il limite di tolleranza.

Indicazioni per l'impostazione

- L'immissione dei dati geografici può essere effettuata solo con il commutatore di accesso al menu in posizione aperta.
- L'immissione dei dati geografici viene effettuata con la modalità Service attivata nel menu Setup per «**SERVICE**». Le impostazioni vengono effettuate nel relativo menu numerico alla voce di menu 1.20.
- È possibile immettere la latitudine geografica in gradi (voce di menu 1.20.1) e l'altitudine del luogo in m s.l.m. (voce di menu 1.20.2), oppure il dato dell'accelerazione terrestre (voce di menu 1.20.3). L'accelerazione terrestre è da prediligere rispetto alla latitudine e all'altitudine. Se viene immessa l'accelerazione terrestre vengono visualizzati i valori 999999.99 per la latitudine e 9999999 per l'altitudine. Se vengono immesse solo altitudine e latitudine viene visualizzato il valore 0000000 per l'accelerazione terrestre.
- ⚠ Se si ritorna al livello superiore del menu numerico senza aver memorizzato in precedenza i parametri di configurazione (voce di menu 1.20.4) tutte le impostazioni già effettuate verranno cancellate.

Procedura

- Aprire il commutatore di accesso al menu. Se l'apparecchio è integrato in un impianto di pesata omologato per l'impiego in metrologia legale è possibile aprire il commutatore solo rompendo il sigillo. La bilancia dovrà essere sottoposta nuovamente a verifica metrologica.
- Attivare la modalità Service
- Selezionare la piattaforma di pesata
- Immettere i dati geografici per il luogo di regolazione alle voci di menu 1.20.1-1.20.3 e memorizzarli alla voce di menu 1.20.4. I dati possono essere richiesti dall'Ufficio del Catasto o presso l'Ufficio rilevamenti topografici.
- Eseguire la regolazione esterna (vedere a pagina 75)

- Dopo la regolazione immettere i dati geografici per il luogo d'installazione alle voci di menu 1.20.1-1.20.3 e memorizzarli alla voce di menu 1.20.4.
- Chiudere il commutatore di accesso al menu.
- La bilancia può essere operata ora sul luogo di installazione e nell'ambito dei limiti di tolleranza indicati in precedenza.

Avvertenza:

I valori geografici impostati vengono visualizzati durante la procedura di regolazione se la visualizzazione di questi dati è stata attivata nel menu Setup alla voce «**DISPLAY**», 8.12.2 (impostazione di fabbrica: 8.12.1, visualizzazione disattivata).

Con l'attivazione della visualizzazione dei dati geografici la procedura di regolazione si svolge come segue:
dopo l'avvio della procedura di regolazione «**SCALE**», se si è scelto di utilizzare i valori di altitudine e latitudine del luogo d'installazione, viene visualizzata brevemente la parola «**ALTITUDE**» seguita dall'altitudine impostata (in metri s.l.m.). La visualizzazione viene confermata con il tasto **[SET]** (interruzione con il tasto **[STOP]**). Quindi viene visualizzata brevemente la parola «**LATITUDE**» seguita dalla latitudine in gradi. Anche la latitudine viene confermata con il tasto **[SET]** (interruzione con il tasto **[STOP]**). Poi viene visualizzata la richiesta di collocare il peso di regolazione sulla bilancia. Se al posto dell'altitudine e della latitudine è stata immessa l'accelerazione terrestre viene visualizzata brevemente la parola «**GRAVITY**» seguita dal valore impostato per l'accelerazione terrestre. La visualizzazione viene confermata con il tasto **[SET]** (interruzione con il tasto **[STOP]**).

Menu ad albero per l'immissione dei dati geografici

1. 20.	Luogo di regolazione (latitudine ed altitudine, in alternativa l'accelerazione terrestre nel luogo d'installazione)
——— 1. 20. 1	Latitudine in gradi
——— 1. 20. 2	Altitudine in metri s.l.m.
——— 1. 20. 3	Accelerazione terrestre
——— 1. 20. 4	Memorizzazione valori per 1.20

Immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione

Scopo

Immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione

Indicazioni per l'impostazione

- Per l'immissione dei pesi di linearizzazione alle voci di menu da 1.18.2 a 1.18.5 è necessario attivare la modalità Service.

- L'immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione viene effettuata nel menu Setup sotto «**COMSPEC**». Le impostazioni vengono effettuate nel relativo menu numerico alla voce di menu 01.18.
- Per l'immissione del peso di regolazione esterno definito dall'utente alla voce di menu 1.18.1 non è necessario attivare la modalità Service.

Procedura

- Attivare la modalità Service (necessario solo se vengono immessi i pesi di linearizzazione)
- Selezionare la piattaforma di pesata
- Immettere il peso di regolazione esterno definito dall'utente alla voce di menu 1.18.1
- Immettere i pesi di linearizzazione esterna alle voci di menu da 1.18.2. a 1.18.5.

Menu ad albero per l'immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione

1. 18.	Immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione
1. 18. 1	Immissione peso di regolazione esterno definito dall'utente (modalità Service non necessaria)
1. 18. 2	Immissione peso linearizzazione 1
1. 18. 3	Immissione peso linearizzazione 2
1. 18. 4	Immissione peso linearizzazione 3
1. 18. 5	Immissione peso linearizzazione 4

Linearizzazione esterna

Indicazioni per l'impostazione

- ⚠ La linearizzazione esterna sulle bilance per l'impiego in metrologia legale è possibile solo con il commutatore di accesso al menu in posizione aperta.
- La funzione di linearizzazione esterna deve essere attribuita al tasto **[ISO-Test]** (voce di menu 1.9.6 o 1.9.7).

⚠ Al termine della linearizzazione esterna chiudere il commutatore di accesso al menu e attribuire nuovamente al tasto **[ISO-Test]** la funzione iniziale (per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi definiti dall'utente) alla voce di menu 1.9.

Procedura



Azzerare la piattaforma di pesata.



Avviare la linearizzazione.

Dopo ca. 2 secondi appare la richiesta di collocare sulla bilancia il primo peso di linearizzazione.



Collocare il peso richiesto. Dopo breve tempo viene visualizzata la differenza tra il valore di misura e il valore di massa reale.



Accettare il peso di linearizzazione (interruzione con il tasto **→0←**).

Viene visualizzata la richiesta di collocare sulla bilancia il secondo peso di linearizzazione. Ripetere la procedura per tutti i pesi di linearizzazione richiesti.



Dopo che è stato accettato l'ultimo peso di linearizzazione viene visualizzata la richiesta di scaricare completamente il piatto di pesata.



Scaricare il piatto di pesata. Dopo breve tempo viene accettato automaticamente l'azzeramento, l'indicatore ritorna automaticamente alle operazioni di pesata



Calibrazione e regolazione

Scopo

La precisione dei risultati di pesatura deve essere controllata. Ciò è possibile tramite la calibrazione e la regolazione.

Durante la calibrazione viene riconosciuto un eventuale scostamento tra il valore di misura visualizzato e il valore di massa reale. Durante la calibrazione non viene eseguito nessun intervento che possa modificare la bilancia.

Durante la regolazione viene eliminato o portato ai limiti di errore ammessi un eventuale scostamento tra il valore di misura visualizzato e il valore di massa reale.

Caratteristiche

La disponibilità delle seguenti caratteristiche dipende dalla piattaforma di pesata configurata:

- Regolazione esterna con il peso preimpostato di fabbrica – peso standard (1.9.1), non è possibile sulle bilance omologate per l'impiego in metrologia legale
- Regolazione esterna con un peso definito dall'utente (1.9.3), non è possibile sulle bilance omologate per l'impiego in metrologia legale
- Blocco del tasto **[ISO-test]**, per impedire l'eventuale attivazione delle funzioni di cui sopra (1.9.10)
- Calibrazione con regolazione automatica (1.10.1), non è possibile sulle bilance omologate per l'impiego in metrologia legale
- Calibrazione con la possibilità di attivare in seguito manualmente la funzione di regolazione (1.10.2)
- Indicazione di regolazione – il simbolo **ΔΔ** lampeggi (1.15.2).
- Blocco della regolazione esterna (1.16.2)

- Visualizzazione di altitudine e latitudine o accelerazione terrestre dopo la visualizzazione di CAL all'avvio della procedura di calibrazione (voce di menu 8.12.2). Questi valori vengono visualizzati solo se sono stati immessi ed attivati nel menu Service.

I termini altitudine (Altitudine) (Latitude) o accelerazione terrestre (Gravity) vengono visualizzati per 1 secondo; quindi appare il relativo valore che deve essere confermato con il tasto **[ENTER]**.


Nota

Sugli apparecchi omologati per l'impiego in metrologia legale la funzione di regolazione esterna è possibile solo con il commutatore d'accesso al menu in posizione aperta, dopo aver rotto il sigillo. L'apparecchio dovrà essere sottoposto nuovamente a verifica metrologica.

Esempio

Calibrazione esterna e regolazione manuale con pesi standard

Impostazioni nel Setup:
1.9.1; 1.10.2



Scaricare ed azzerare la bilancia




Avviare la calibrazione (per es. dopo l'indicazione della regolazione con il simbolo **ΔΔ** lampeggiante)

La visualizzazione viene effettuata per 2 secondi



Viene visualizzata la richiesta di collocare il peso di calibrazione/regolazione sulla piattaforma di pesata (per es. 10 kg)



Collocare il peso di calibrazione/regolazione sulla piattaforma di pesata



Viene visualizzata la differenza tra il valore di misura e il valore di massa reale con un segno aritmetico.

Il protocollo viene stampato se non viene eseguita la regolazione e la procedura viene interrotta con il tasto **[→0←]**



Avviare la regolazione manuale (interruzione della calibrazione/regolazione con il tasto **[→0←]**)

Al termine della regolazione viene visualizzato il peso di regolazione



Stampa del protocollo GMP


```
14.01.2007      13:00
Tipo          SIWR
N. serie    12345678
Tipo          SIGNUM ADC
N. serie    12345678
Vers.        1.1007.12.1
BVers.       01-25-01
```

Calibrazione esterna

```
Nom + 10000 g
Diff. - 2 g
Regolazione esterna
Diff. + 0 g
```

```
14.01.2007      13:02
```

Nome:



Scaricare la bilancia

Impostazione precarico

Indicazioni per l'impostazione

- ⚠ L'impostazione di un precarico è possibile solo con il commutatore di accesso al menu in posizione aperta.
- La funzione di impostazione del precarico deve essere attribuita al tasto **[ISO-test]** (voce di menu 1.9.8) (vedi pagina 79).
 - ⚠ Al termine dell'impostazione del precarico chiudere il commutatore di accesso al menu e attribuire nuovamente al tasto **[ISO-test]** la funzione iniziale (per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi definiti dall'utente) alla voce di menu 1.9.

Cancellazione precarico

Indicazioni per l'impostazione

- ⚠ La cancellazione di un precarico è possibile solo con il commutatore di accesso al menu in posizione aperta.
- La funzione di cancellazione del precarico deve essere attribuita al tasto **[ISO-test]** (voce di menu 1.9.9) (vedi pagina 79).
 - ⚠ Al termine della cancellazione del precarico chiudere il commutatore di accesso al menu e attribuire nuovamente al tasto **[ISO-test]** la funzione iniziale (per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi definiti dall'utente) alla voce di menu 1.9.

Regolazione senza pesi

Nel menu Service è possibile eseguire una regolazione senza pesi immettendo i dati caratteristici delle celle di carico (per es. pesatura di silos con dati caratteristici noti delle celle di carico)

Indicazioni per l'impostazione

- ⚠ La regolazione senza peso non può essere eseguita sulle bilance per l'impiego in metrologia legale.
- Una regolazione senza peso è possibile solo con il commutatore di accesso al menu in posizione aperta nel menu Service.

- L'immissione dei parametri necessari per la regolazione senza peso viene effettuata con la modalità Service attivata nel menu Setup sotto «**COMSPEC**». Le impostazioni vengono effettuate nel relativo menu numerico alla voce di menu 1.19.
- Il parametro «Carico nominale» deve essere immesso nell'unità così come impostato sotto 1.7. x.
- Il parametro «Sensibilità» viene immesso in mV/V (ricavare il valore per es. dalla scheda tecnica).
- Avvertenza:
I dati immessi vengono memorizzati selezionando la voce di menu «1.19.8». Una volta memorizzati i dati non possono più essere letti.

Procedura

- Aprire il commutatore di accesso al menu
- Attivare la modalità Service
- Selezionare la piattaforma di pesata
- Immettere il carico nominale della(e) cella(e) di carico alla voce di menu 1.19.1. Nel caso di una piattaforma di pesata composta da più celle di carico, il carico nominale deve essere moltiplicato in base al numero delle celle (per es. 4 celle di carico ognuna di 50 kg corrisponderanno ad un carico nominale di 200 kg).
- Immettere la sensibilità della cella di carico in mV/V alla voce di menu 1.19.3.
- Nel caso di piattaforme con più celle di carico, i singoli valori delle celle di carico vengono immessi alle voci di menu da 1.19.3 a 1.19.6 oppure viene immessa la media dei valori di tutte le celle alla voce 1.19.3.
- Immettere il carico morto di una struttura di un silos in mV/V sotto 1.19.7.
- Memorizzare i valori per la regolazione senza peso alla voce di menu 1.19.8.
- Chiudere il commutatore di accesso al menu

Menu ad albero per la regolazione senza peso

1.19	Regolazione senza peso (immissione dei dati caratteristici della(e) cella(e) di carico
	Carico nominale
	Sensibilità in mV/V per cella 1 (oppure media dei valori di tutte le celle)
	Sensibilità in mV/V per cella 2
	Sensibilità in mV/V per cella 3
	Sensibilità in mV/V per cella 4
	Peso morto (zero/offset)
	Memorizzazione valori per 1.19


Impostazioni

Menu operativo «Bilancia di riferimento»

SETUP

COMSPEC

RJU-232⁵



Parametri dell'apparecchio

Se la password è attiva viene richiesta la password

Connessione bilancia di riferimento

Convertitore analogico/digitale per bilancia di riferimento
(Simbolo sul display di questo livello di menu: **5**)

Adattamento della bilancia alle condizioni ambientali (filtro di adattamento)

Condizioni molto stabili

Condizioni stabili

Condizioni instabili

Condizioni molto instabili

Filtro applicativo

Lettura finale

Dosaggio

Filtraggio basso

Senza filtraggio

Campo di stabilità

1/4 digit

1/2 digit

1 digit¹⁾

2 digit¹⁾

4 digit¹⁾

8 digit¹⁾

Ritardo di stabilità

Senza ritardo

Ritardo breve

Ritardo medio

Ritardo lungo

Taratura¹⁾

Senza stabilità

Dopo la stabilità

Autozero

On

Off

Unità di peso 1²⁾

Grammi / o

Grammi /g

Chilogrammi /kg

Carati /ct¹⁾

Libbre /lb¹⁾

Once /oz¹⁾

Once Troy /ozt¹⁾

Tael Hongkong /tlh¹⁾

Tael Singapore /tls¹⁾

Tael Taiwan /lts¹⁾

Grani /GN¹⁾

Pennyweight /dwt¹⁾

Parti per libbra //lb¹⁾

Tael Ciina /tcl¹⁾

Momme /mom¹⁾

Carati austriaci /K¹⁾

Tola /tol¹⁾

Baht /bat¹⁾

Mesgahl /MS¹⁾

Tonnellate /t

Libbre: Once (lb:oz)¹⁾

COMSPEC 5		
	R3U-232 5	
	1. 9.	Calibrazione, regolazione Cal./reg. esterna; peso di fabbrica Cal./reg. esterna; peso selezionabile (con la voce di menu 1.18.1) Regolazione interna (solo per i modelli con peso di regolazione interno motorizzato) Impostazione precarico Cancellazione precarico Tasto [] bloccato
	1.10.	Sequenza di calibrazione/regolazione Calibrazione con regolazione automatica Calibrazione con regolazione manuale
	1.11.	Campo di zero 1 percento/carico max. 2 percento/carico max.
	1.12.	Campo di zero iniziale Impostato in fabbrica (dipende dal modello) 2 percento/carico max. 5 percento/carico max. (possibilità di impostazione dipendente dal modello)
	1.13.	Tara/zero iniziale On Off e ripristino dei vecchi valori di tara Solo azzeramento
	1.15.	Consiglio di regolazione Off Consiglio di regolazione «Δ» lampeggia sul display
	1.16.	Regolazione esterna¹⁾ Libera Bloccata
	1.17	Unità per il peso di regolazione Grammi Chilogrammi Libbre ¹⁾
	1.18.	Immissione del peso di calibrazione Peso di regolazione esterno dell'utente (inserire il valore, per es.: 10.000 kg)
	3. 1.	Unità di peso 2³⁾ Grammi /o Grammi /g Chilogrammi /kg Carati /ct ¹⁾ Libbre /lb ¹⁾ Once /oz ¹⁾ Once Troy /ozt ¹⁾ Tael Hongkong /tlh ¹⁾ Tael Singapore /tls ¹⁾ Tael Taiwan /ttl ¹⁾ Grani /GN ¹⁾ Pennyweight /dwt ¹⁾ Parti per libbra //lb ¹⁾ Tael Cina /tlc ¹⁾ Momme /mom ¹⁾ Carati austriaci /K ¹⁾ Tola /tol ¹⁾ Baht /bat ¹⁾ Mesgahl /MS ¹⁾ Tonnellate /t Libbre: Once (lb:oz) ¹⁾
	3. 2.	Precisione di lettura 2 (vedi parametri al punto 1.8 «Unità di peso 1»)
	3. 3.	Unità di peso 3³⁾ (vedi parametri al punto 3.1 «Unità di peso 2»)
	3. 4.	Precisione di lettura 3 (vedi parametri al punto 3.2 «Precisione di lettura 2»)
	9. 1.	Impostazioni di fabbrica del menu numerico per PP1 Sì No
OFF		

¹⁾ = la modifica dell'impostazione non è possibile sugli apparecchi omologati

²⁾ = impostazione di fabbrica per gli apparecchi omologati

³⁾ = dipende dal tipo di piattaforma di pesata

Finalidad de uso

- Un convertidor analógico/digital adicional y de alto rendimiento permite la utilización de un segundo punto de pesaje p. ej. para la conexión de una segunda plataforma de pesaje con una gran capacidad de carga
- Conexión de la báscula de referencia por medio de una atornilladura de cable en el cabezal de lectura o separable (por medio de enchufe)
- Configuración dirigida por el usuario de la báscula de referencia en el menú
- También utilizable en metrología legal; báscula de referencia configurable en clase III hasta 6250e y en clase IIII hasta 1000e

Contenido

80	Uso previsto
80	Contenido
80	Especificaciones técnicas
81	Puesta en marcha
81	Conexión de la plataforma
83	Convertidor analógico/digital (CA/D)
84	Árbol de menú para configuración CA/D
86	Menú de servicio
87	Activación de modo de servicio
88	Configurar el convertidor CA/D
91	Introducir datos geográficos
92	Introducir pesa de calibración y linealización
93	Linealización externa
94	Calibración, ajuste
96	Colocar precarga
96	Borrar precarga
96	Calibrar sin pesas
97	Ajustes previos
97	Menú de manejo de báscula de referencia

Especificaciones técnicas


Legibilidad máxima	15.000 dígitos (no en metrología legal)	
Cantidad de escalones de verificación autorizada	Clase de exactitud	(III) (III)
Báscula monorrango	n≤	6250e 1000e
Báscula multirango	n _i ≤	3125e 1000e
Báscula multiescalón	n _i ≤	3125e 1000e
Báscula multiescalón	Max/e _i ≤	6250e 6250e
Interfaz digital sin efectos secundarios		según EN45501
Tensión alimentación de células de carga	U _{exc}	8,4 VDC
Señal de medición mínima por escalón de verificación	U _{min}	0,672 µV
Valores límite de la resistencia de carga	R _{Lmin} ... R _{Lmax}	83 Ω 2000 Ω
Límites del rango de temperatura	T _{Lmin} ... T _{Lmax}	-10°C ... +40°C
Fracción del límite de error de verificación	ρ _i	0,5
Tipo de la conexión del cable	6 conductores	
Largo de cable/sección de cable máx.	(L/A)	máx. 150 m/mm ²
Rango de señal de entrada	U _{min} ... U _{max}	0 ... 29,4 mV
Datos sobre electricidad:		
Alimentación de tensión:		100–240 VAC (-15/+10 %), 50–60 Hz, máx. 17 W/23 VA
Sobretensiones temporales		Categoría de sobretensión II según IEC 60364-4-443
Funcionamiento a baja tensión con una separación segura de red (PELV)		Ver instrucciones de funcionamiento de la opción L8
Alimentación CC		22,8 ... 26,7 V (optional 21,6 ... 26,7 V), máx. 12 VA
Alimentación CA		22,8 ... 26,7 V, 50–60 Hz, máx. 12 VA
Funcionamiento con batería recargable		Ver instrucciones de funcionamiento para la opción L9 Funcionamiento vía batería recargable interna o externa (sólo como opción directamente con el pedido)
Limitación de las fuentes de distorsión		según EN61326-1 (IEC 61326-1): Grupo 1, clase B, adecuado para el uso en entorno residencial y áreas, que están directamente conectadas a una red de baja tensión, que alimentan (también) viviendas.
Inmunidad definida		según EN61326-1, (IEC61326-1): Exigencias de prueba de inmunidad para aparatos para el uso en entornos industriales (Tabla 2)
Seguridad eléctrica		según EN61010-1 (IEC 61010-1)

Puesta en marcha


Conexión de la plataforma de pesaje

Conexión a una plataforma analógica MAPP, MAPS de Sartorius, o una célula de carga DMS usual en el comercio.


⚠ La conexión de la célula de carga debe realizarse sólo por personal entrenado y autorizado por Sartorius. Una instalación inadecuada conlleva la pérdida de los derechos de garantía.




- ⚠ Antes de comenzar los trabajos, sacar el enchufe de la red
- Colocar la plataforma de pesaje (ver Instrucciones de funcionamiento de la plataforma)
- Tender el cable de la plataforma de pesaje al visor
- Abrir el visor Signum:
Soltar las 4 tuercas de sombrerete de la placa de base. Retirar la placa de base.




- Conectar el cable de conexión de la plataforma de pesaje con el visor
- Advertencia:
La atornilladura de cable (PG) ya está premontada.
¡Todos los trabajos en la atornilladura de cable han de realizarse con extremo cuidado!
Usar una llave dinamométrica.
El momento de torsión de esta atornilladura PG: 5 Nm



- Desaislar el cable de conexión y montar.
- Pasar el cable por la atornilladura PG.
- Montar correctamente la atornilladura PG
- Desaislar el cable (según ilustración). El blindaje (1) debe tener contacto con las pinzas (2).
- Dejar un largo de 15 cm aprox. en los conductores (3) del cable, de manera de poder montarlos.
- Pasar el cable a través de la atornilladura PG.
- Controlar el contacto de las pinzas con el blindaje. ¡La conexión de masa se realiza por el blindaje!



- Montar el cable de la plataforma de pesaje
- Desaislar el cable. Dejar un largo de 5 cm aprox. en los conductores del cable, de manera de poder montarlos.
- Desaislar los conductores aprox. 1 cm y proveerlos con las virolas para cable.
- Colocar un anillo de ferrita sobre todos los conductores.



- Atornillar firmemente los conductores a los bornes

Asignación de conectores del visor:


Nº.	Identificación de señal	Significado
1	BR_POS	Tensión de alimentación del puente (+)
2	SENSE_POS	Sense (+) para tensión de alimentación del puente
3	OUT_POS	Tensión de medida positiva
4	OUT_NEG	Tensión de medida negativa
5	SENSE_NEG	Sense (-) para tensión de alimentación del puente
6	BR_NEG	Tensión de alimentación del puente (-)

⚠ Para la asignación de colores y señales, ver las instrucciones de funcionamiento / hoja de datos de la plataforma de pesaje respectiva. Aislarse correctamente todas las líneas no utilizadas.

⚠ Al conectar un receptor de carga con tecnología de 4 cables (cable de la plataforma a ser conectada tiene sólo 4 conductores) vincular los pares de bornes 1 y 2 (BR_y SENSE_POS), como también 5 y 6 (SENSE_NEG y BR_NEG) con una ligadura de alambre.

● Conectar el visor Signum:

Colocar la placa de base y fijar con las 4 tuercas de sombrerete.



Conección a la red

- Controlar el valor de tensión y diseño de conector.

○ La alimentación de corriente se realiza por el cable de red suministrado y ya montado. El alimentador de red está integrado en el visor. El aparato puede funcionar con una tensión entre 100 V y 240 V.

El valor de tensión impreso (ver placa de modelo) debe concordar con la tensión local. Si la tensión de red especificada o el diseño de conector no correspondiera a la norma utilizada en su país, le rogamos comunicarlo a la representación Sartorius más próxima, o bien, a su proveedor.

La conexión a la red debe hacerse de acuerdo con las prescripciones del país.

Para la conexión a la red del aparato (clase de protección 1), utilizar un enchufe instalado según las reglamentaciones con conductor protector (dispositivo equipotencial) y una protección por fusibles de máximo 16A.

El enchufe de conexión a la red u otro dispositivo de separación de la red debe poder alcanzarse fácilmente.

Medidas de protección



Con una alimentación de tensión de redes sin conductor de protección, un especialista cualificado tiene que instalar una protección de valor equivalente de acuerdo con las prescripciones de instalación vigentes. El efecto de protección no debe suprimirse nunca por un alargamiento sin conductor de protección.

Tiempo de calentamiento previo

Para entregar resultados exactos, el aparato necesita un calentamiento previo de 30 minutos después de conectarlo por primera vez a la red, recién entonces se ha alcanzado la temperatura de régimen requerida.

Uso del aparato verificado en metrología legal:

- Despues de conectar por primera vez a la red de corriente, el aparato necesita un tiempo de calentamiento previo de 6 horas.



Convertidor analógico/digital (CA/D)

Objeto

Adaptar los parámetros del convertidor analógico-digital a la célula de carga o plataforma de pesaje conectada. Según la configuración CA/D, el convertidor A/D está definido en conexión con el receptor de carga como báscula.

Advertencias sobre el ajuste

- La configuración CA/D es posible sólo con interruptor de bloqueo en accesible. Después de configurar CA/D volver a bloquear con el interruptor, de lo contrario no aparecerán indicados los estados "sobrepeso" ("H") y "peso demasiado liviano" ("L").
- La configuración CA/D se realiza con modo Servicio activado en el menú Setup bajo "COMSPEC" bajo el ítem de menú **AIC-CON**.
- Entrar el alcance máximo en una unidad de peso adecuada sin decimales (los decimales se cortan por redondeo).

- ⚠ Un retorno al nivel de menú superior del menú sin memorización previa de los parámetros de configuración (ítem de menú **SAVE**) borra todos los ajustes ya realizados.
- Las entradas de la configuración CA/D no son afectados por un reset de menú (reposición de los parámetros Setup al ajuste de fábrica).

⚠ Advertencia:

Una influencia de los resultados de medición por el visor ya no es más posible, después de bloquear la configuración del convertidor A/D. El volumen de las posibles funciones de báscula está definido en el convertidor A/D. Funciones de báscula que pueden activarse son p. ej. leer valor de medida, tarar, calibrar, leer valores tara, memorizar/borrar entradas tara

Descripción de los ítems del menú individuales para la configuración CA/D

Configuración estándar o para metrología legal (de verificación) (ítem del menú STAND. / VERIF.)

En la configuración CA/D se selecciona primero, si la plataforma de pesaje debe configurarse como plataforma estándar o plataforma verificada (uso en metrología legal)

- Configuración estándar (STAND.)
- Configuración de verificación (VERIF.).

Clase verificada (ítem del menú CLASS)

Sólo con la configuración de verificación conectada.

Aquí se puede seleccionar exclusivamente el ítem del menú 3/4 (clase de verificación **(II)/(III)**). Si el ítem del menú no está marcado con un círculo (o) como ya activo, debe activarse pulsando solamente una vez la tecla **SET**.

Elección de rangos (ítem del menú RANGES)

Dependiendo del ajuste bajo este ítem del menú se apagan o conectan los ítems del menú RANGE 1, RANGE 2 y RANGE 3 para las otras configuraciones.

- Báscula monorrango (SINGLE)
El rango de pesaje total se subdivide, dependiendo del escalón real mínimo d y del peso máximo, en valores de escala legibles. La legibilidad corresponde al escalón real d.
- Báscula multiescalón (MULT.INT.)
La función »Báscula multiescalón« divide el rango de pesada en hasta 3 rangos con diferente legibilidad. El cambio respectivo se realiza automáticamente con los límites de rango prefijados. Después de tarar está también para la plataforma de pesaje cargada la mejor resolución posible a disposición (dígito de lectura más pequeño).
- Báscula multirango (MULT.R.)
Báscula con dos o tres rangos de pesaje. Al superarse el límite del rango de pesaje inferior, la báscula conecta al rango de pesaje más alto (resolución menor). Un retorno en la resolución más alta se realiza sólo después de descargar la báscula totalmente.

Escalón real d

El escalón real d da la resolución de la báscula. La entrada es posible sólo en escalones de 1, 2, 5, 10, 20, etc.

En la »Configuración de verificación« este ítem del menú está apagado.

El escalón real d es en las plataformas aptas para la verificación o verificadas (clase **(II)** y **(III)**) igual al escalón de verificación e.

Escalón de verificación e

El escalón de verificación e indica la resolución de la báscula en metrología legal. La entrada es posible sólo en escalones de 1, 2, 5, 10, 20, etc.

En el caso de »Configuración estándar« este ítem del menú está apagado.

Alcance máximo (Alcance máx.)

El alcance máximo es la carga máxima que puede colocarse en la plataforma de pesaje. Con pesos más altos, la báscula indica sobrepeso "H".

En base al alcance máximo y dígito de lectura mínimo d se calculan los escalones de la báscula (p. ej. alcance máx. = 15.000 kg, mínimo dígito de lectura d = 0.005 kg, resultan 3000 escalones).

Legibilidad máxima:

15.000 dígitos de lectura en pesaje normal (no en metrología legal).

En metrología legal, la cantidad de escalones no debe ser mayor que 3125 e y en básculas multiescalón no mayor que 3125 e por rango.

Rango 1, rango 2, rango 3 (RANGO 1, RANGO 2, RANGO 3)

Para cada rango individual se entran los límites de rango. La superación de estos límites modifica la exactitud. En la entrada es válido:
rango 1 < rango 2 < rango 3
< alcance máximo
De esta manera, el rango de pesaje puede dividirse hasta en 4 rangos.

La resolución cambia en intervalos 1, 2, 5, 10, 20 etc., en donde, la resolución mínima es el mínimo dígito de lectura d entrado. Rangos que no se necesitan, han de ajustarse en cero.

Unidades de peso utilizables (ítem del menú UNITS)


Aquí se seleccionan las unidades de peso que han de necesitarse para el modo de pesaje. Todas las unidades identificadas con (o) están disponibles, una selección múltiple es posible. Si se utiliza el visor en metrología legal, debe escogerse la unidad particular permitida.

Memorizar datos de configuración (ítem del menú SAVE)

Los datos de la configuración CA/D se protegen una vez al final del ajuste con SAVE.

Control y configuración para el uso en metrología legal


Con el visor se suministra también un rótulo para los datos metrológicos. Finalizada la configuración CAD, anotar los datos metrológicos para todos los rangos en el rótulo. Fijar el rótulo por debajo de la pantalla y cubrirlo con la lámina de acetato resistente al agua suministrada.




Bajo el ítem del menú 1.7 controlar que sean elegibles sólo unidades de medición autorizadas.

Árbol de menú de configuración CA/D

El menú numérico para COMSPEC (COMSpec) está ampliado en el modo Servicio en las siguientes posibilidades adicionales de ajuste para la configuración CA/D





Unidades de peso utilizables

Configuración de verificación
Clase de verificación

Elección del rango
Báscula monorrango
Digito de verificación

Alcance máximo

Báscula multiescalón
Digito de verificación

Límites de rango 1

Límites de rango 2

Límites de rango 3

Alcance máximo

Báscula multirango
Digito de verificación

Límites de rango 1

Límites de rango 2

Límites de rango 3

Alcance máximo

Menú de servicio

Objeto

El menú de servicio hace posible el acceso a los ítems de menú adicionales en el menú Setup (*SETUP*) que no están visibles con el modo Servicio desactivado.

En el menú de servicio se pueden realizar trabajos de calibración y compensación importantes en el visor y en la plataforma de pesaje conectada.

El modo Servicio activado está marcado por una “*S*” en la esquina derecha arriba de la pantalla. Este se desactiva por un reinicio del visor.

En el modo Servicio están a disposición las siguientes extensiones:

A continuación del ítem del menú fecha (*DATE*) y código (*CODE*) los ítems del menú:

- Fecha de servicio »*S-DATE*«
(Entrada de la próxima fecha de servicio)
- Número de memoria »*MEM-NØ*«
(Entrada de una transacción de código para una memoria Alibi externa)
- Número de serie del visor
»*SER-NØ*«
- Designación de modelo »*MODEL*«
(Entrada del número de serie del aparato)

Activar el modo Servicio



Encender el aparato e inmediatamente después (durante la inicialización del aparato)



pulsar corto, para visualizar el menú



Llamar el ítem del menú **SETUP**



Seleccionar parámetros del aparato ¹⁾



WP-

▲



Llamar el ítem del menú **CODE**
(pulsar la tecla **Fn** las veces necesarias hasta que aparezca **CODE** en la lectura)



Seleccionar el ítem del menú **CODE** y entrar la contraseña de acceso de servicio (ver anexo)
Entrada con las teclas **→0←** **→T←** **Fn** **[=]**



Aceptar la contraseña de acceso de servicio
El modo Servicio está activo: en la esquina superior a la derecha de la pantalla aparece »S«.



Retorno a »CODE« en el modo de servicio.



Retorno a »SETUP« en el modo de servicio.



¹⁾ Si en este lugar se pregunta por una contraseña, entrar la contraseña de acceso de servicio (ver anexo) y aceptar a continuación con la contraseña de acceso de servicio.

Configurar el convertidor CA/D



- Abrir el interruptor de bloqueo
- Quitar tapita protectora, atrás y a la izquierda de la carcasa del visor
- Deslizar interruptor hacia la izquierda ("posición accesible")

Ajustar modo Servicio (ver página anterior)

Confirmar parámetro aparato **SETUP**: pulsar la tecla **→T←**

Seleccionar la plataforma de referencia y confirmar: pulsar 2x teclas **Fn** y **→T←**

Seleccionar el convertidor A/D : pulsar la tecla **Fn**

Confirmar convertidor A/D: pulsar la tecla **→T←**

Seleccionar el ítem del menú configuración CA/D:
Pulsar la tecla **Fn** varias veces, hasta que aparezca **ABC-CON**

Confirmar el ítem del menú configuración CA/D: pulsar la tecla **→T←**

Escoger si debe efectuarse una configuración estándar (STAND.) o una configuración de verificación (VERIF.) (aquí p. ej. Configuración estándar).
Para el transcurso detallado ver próxima página.

Finalizada la configuración, memorizar datos bajo ítem de menú **SAVE**.

El convertidor A/D puede ser tratado ahora en conexión con el receptor de carga, igual que cualquier plataforma de pesaje estándar.

Cerrar el interruptor de bloqueo

Finalizada la configuración CA/D la plataforma tiene que alinearse (Calibración/ajuste y linealización) (ver página 94)
«Calibración/ajuste» y página 96 «Calibrar sin pesas»)

Ejemplo 1:

Entrar o cambiar los valores para la configuración estándar con una báscula monorrango en la unidad ajustada bajo 1.7.x.



Seleccionar el ítem del menú ADC-CON



Confirmar el ítem del menú ADC-CON para seleccionar el ítem del menú STAND.


Configuración estándar



Confirmar el ítem del menú STAND.



Elección del rango



Confirmar el ítem del menú RANGES

Seleccionar el ítem del menú SINGLE




Báscula monorrango



Confirmar ítem del menú SINGLE




Pesas



Confirmar el ítem del menú WEIGHTS




Dígito




Confirmar el ítem del menú D
Entrar valor (p. ej. 0,002 kg)
hasta que aparezca en la pantalla D

Seleccionar el ítem del menú MAX.



Alcance máximo



Confirmar el ítem del menú MAX.
Entrar valor (p. ej. 30 kg)
hasta que aparezca MAX.
Se visualiza el ítem del menú UNITS
para seleccionar las unidades de
peso utilizable (UNITS)

Se visualiza el ítem del menú SAVE




Memorizar los valores ingresados
(YES) o no memorizar (NO)

Ejemplo 2:

Entrar o cambiar los valores para la configuración estándar con una báscula multiescalón en la unidad ajustada bajo 1.7.x.
(Análogamente válido para una báscula multirango.)



Seleccionar el ítem del menú ADC-CON



Confirmar el ítem del menú ADC-CON y seleccionar el ítem del menú STAND.




Configuración estándar



Confirmar el ítem del menú STAND.



Elección del rango



Confirmar el ítem del menú RANGES

Seleccionar el ítem del menú MULT.INT



Báscula multiescalón



Confirmar el ítem del menú MULT.INT




Pesas



Confirmar el ítem del menú WEIGHTS



Dígito (p. ej. 0,002 kg)




Confirmar el ítem del menú D
Entrar valor (p. ej. 0,002 kg)
hasta que aparezca D en la pantalla
Seleccionar el ítem del menú RANGE 1.
Entrar igualmente los valores para:



Límites de rango 1 (p. ej. 6 kg)



Límites de rango 2 (p. ej. 15 kg)



Alcance máximo (p. ej. 30 kg)


Continuar como en el ejemplo 1 des-
pués de la entrada del alcance máximo

Ejemplo 3:

Entrar o cambiar los valores para la configuración de verificación con una báscula monorrango en la unidad ajustada bajo 1.7.x.



Seleccionar el ítem del menú ADC-CON



Confirmar el ítem del menú ADC-CON
(si es el caso. $\rightarrow T\leftarrow$ $\rightarrow 0\leftarrow$ \square) y seleccionar el ítem del menú VERIF.




Configuración de verificación



Confirmar el ítem del menú VERIF.




Clase de verificación



para confirmar la clase de verificación 3/4



Elección del rango



Confirmar el ítem del menú RANGES
si es el caso varias veces \square) Seleccionar el ítem del menú SINGLE



Báscula multiescalón



Confirmar el ítem del menú SINGLE




Pesas



Confirmar el ítem del menú WEIGHTS



Dígito de verificación



Confirmar el ítem del menú E
Entrar valor (p. ej. 0,002 kg)
hasta que aparezca E
Seleccionar el ítem del menú MAX
Entrar igualmente los valores para:



Alcance máximo (p. ej. 30 kg)


Continuar como en el ejemplo 1 después de la entrada del alcance máximo

Ejemplo 4:

Entrar o cambiar los valores para la configuración de verificación con una báscula multiescalón en la unidad ajustada bajo 1.7.x.
(Análogamente válido para una báscula multirango.)



Seleccionar el ítem del menú ADC-CON



Confirmar el ítem del menú ADC-CON
y seleccionar el ítem del menú VERIF.




Configuración de verificación



Confirmar el ítem del menú VERIF.




Clase de verificación



para confirmar la clase de verificación 3/4



Elección del rango



Confirmar el ítem del menú RANGES



Seleccionar el ítem del menú MULT.INT.



Báscula multiescalón



Confirmar el ítem del menú MULT.INT




Pesas



Confirmar el ítem del menú WEIGHTS



Dígito de verificación



Confirmar el ítem del menú E
Entrar valor (p. ej. 0,002 kg)
hasta que aparezca E en la pantalla
Seleccionar el ítem del menú RANGE 1
Entrar igualmente los valores para:



Límites de rango 1 (p. ej. 6 kg)

Límites de rango 2 (p. ej. 15 kg)

Alcance máximo (p. ej. 30 kg)

Continuar como en el ejemplo 1 después de la entrada del alcance máximo

Entrar datos geográficos

Objeto

La entrada de los datos geográficos permite la calibración externa de la báscula en un lugar de calibración (p. ej. del fabricante o del proveedor), que no es idéntico con el lugar de la instalación. Si la báscula se calibra en el lugar de instalación, no se necesita la entrada de los datos geográficos.

La sensibilidad de una báscula varía según el lugar de instalación, debido a que depende de la fuerza de gravedad del lugar (aceleración terrestre). Mediante la memorización de los datos geográficos es posible cambiar de lugar de instalación, después de la calibración externa.

La calibración de una báscula es válida para el lugar de instalación y dentro de una determinada zona de tolerancia. Con 3.000 e esta tolerancia es de ± 100 km de la latitud ajustada y ± 200 m de la altitud sobre NN.

Una excepción es el ajuste "Alemania (zona D)":

Si en la calibración externa de la báscula dentro de Alemania los datos geográficos entrados son

- 51,00° latitud norte
 - 513 m altitud sobre NN
- la báscula puede ser usada en toda Alemania. La fuerza de gravedad para la zona "Alemania" corresponde a $9,810 \text{ m/s}^2$.

De suministro se han definido los datos geográficos Alemania (zona D) en el aparato.

El ajuste de los datos geográficos para "Alemania (zona D)" se recomienda para la calibración y suministro de la báscula dentro de Alemania. La entrada de los datos geográficos exactos conduce a una exactitud más alta, no obstante limita la zona de tolerancia.

Advertencias de ajuste

- La entrada de los datos geográficos es posible sólo con interruptor de bloqueo en accesible.
- Entrada de datos geográficos se realiza con modo Servicio activado en el menú Setup para "COMSPEC". Los ajustes se realizan en el nivel numérico respectivo, bajo el ítem de menú 1.20.
- Puede entrarse, bien el par de valores Latitud en grados (ítem de menú 1.20.1) y Altitud del lugar en m sobre NN (ítem de menú 1.20.2), o bien el valor fuerza de Gravedad (ítem de menú 1.20.3).

En esto, la fuerza de Gravedad tiene prioridad frente a la Latitud y Altitud: Si estos son entrados, se indica para la Latitud 99999.99 y para la Altitud 9999999. Si sólo se entran Altitud y Latitud, aparece para la Gravedad 0000000.

- ⚠ Un retorno al nivel de menú numérico superior, sin memorización previa de los parámetros de configuración (ítem de menú 1.20.4), borra todos los ajustes previamente realizados.

Modo de proceder

- Abrir el interruptor de bloqueo. Si el aparato forma parte de un equipo de pesaje verificado, esto será posible sólo inutilizando la marca del sello. Luego, la báscula tiene que ser nuevamente verificada.
- Activar el modo Servicio
- Seleccionar la plataforma de pesaje
- Entrar datos geográficos para el lugar de instalación bajo los ítems de menú 1.20.1 hasta 1.20.3 y memorizar bajo el ítem de menú 1.20.4. Los datos pueden consultarse en la oficina de catastro/agrimensura.
- Realizar calibración externa (ver en la página 19).

- Despues de la calibración, entrar los datos geográficos para el lugar de instalación bajo los ítems de menú 1.20.1 hasta 1.20.3 y memorizar bajo el ítem de menú 1.20.4.
- Cerrar con el interruptor de bloqueo
- La báscula puede ahora usarse en el lugar de instalación, incluyendo la zona de tolerancia indicada anteriormente.

Advertencia:

Los valores geográficos ajustados se indican durante el proceso de calibración, si la lectura de estos datos está activada en el menú Setup bajo "UTILIT" ítem de menú 8.12.2 (ajuste previo de fábrica: 8.12.1, lectura desactivada).

Al activar la lectura de datos geográficos, el proceso de calibración se desarrolla de la siguiente manera:

Después del inicio del proceso de calibración "CAL" se visualiza, utilizando la altura y latitud, brevemente la palabra "LATITU" seguido de la altitud ajustada (en metros sobre el nivel del mar).

La lectura se confirma con la tecla **[T]** (cancelación con la tecla **[0]**). A continuación, aparece brevemente la palabra »LATITU« seguida de la latitud ajustada en grados. También se confirma la lectura con la tecla **[T]** (cancelación con la tecla **[0]**). A continuación,

aparece la solicitud para colocar la pesa de calibración. Si en lugar de Altitud y Latitud se entró la fuerza de Gravedad, "GRAVITY" aparece, seguido del valor ajustado. La lectura se confirma con la tecla **[T]** (cancelación con la tecla **[0]**).

Árbol del menú para la entrada de los datos geográficos

1. 20.	Lugar de calibración (Latitud y Altitud, alternativamente la fuerza de gravedad en el lugar de instalación)
	1. 20. 1 Latitud en grados
	1. 20. 2 Altitud en metros sobre NN
	1. 20. 3 Aceleración terrestre (fuerza de gravedad)
	1. 20. 4 Memorizar valores para 1. 20

Entrar pesas de calibración y linealización

Objeto

Entrada de las pesas de calibración y linealización

Advertencias de ajuste


- Para la entrada de las pesas de linealización, bajo los ítems de menú 1.18.2 a 1.18.5 se requiere la activación del modo Servicio.

- La entrada de las pesas de calibración y linealización se realiza en menú Setup bajo "COMSPEC". Los ajustes se realizan en el nivel numérico respectivo, bajo el ítem de menú 1.18.
- Para la entrada de la pesa de calibración externa de usuario, bajo el ítem 1.18.1, no es necesario la activación del modo Servicio.

Modo de proceder

- Activar modo Servicio (necesario sólo si se entran las pesas de linealización).
- Seleccionar plataforma de pesaje.
- Entrar pesa de calibración externa de usuario, bajo el ítem 1.18.1.
- Entrar pesas externas de linealización, bajo los ítems 1.18.2 hasta 1.18.5.

Árbol de menú para la entrada de las pesas de calibración y linealización



Linealización externa

Advertencias de ajuste

- ⚠ Una linealización externa en básculas para la metrología legal es posible sólo con interruptor de bloqueo en accesible.
- La tecla **[ISO-test]** tiene que tener asignada la función linealización externa (ítem del menú 1.9.6 o bien 1.9.7).

⚠ Una vez realizada la linealización externa poner el interruptor nuevamente en posición de bloqueo y asignar a la tecla **[ISO-test]** otra vez su función original (p. ej. calibración/ajuste externos con pesas definidas por el usuario) bajo el ítem del menú 1.9.

Modo de proceder



Poner la plataforma de pesaje a cero.




Iniciar la linealización.



Después de 2 segundos aprox. aparece requerimiento para colocar la primera pesa de linealización.



Colocar a pesa requerida. Después de corto tiempo se visualiza la diferencia entre el valor de medición y el valor de masa real.



Aceptar pesa de linealización (cancelación con tecla **[0-]**).



Aparece requerimiento para colocar la segunda pesa linealización. Repetir proceso para todas las pesas de linealización requeridas.



Después de aceptar la última pesa de linealización, aparece requerimiento para descargar completamente el plato de carga.

Calibración, ajuste

Objeto

Controlar la exactitud de los resultados de medida. Esto se realiza por la calibración y el ajuste.

Con el ajuste se reconoce una posible desviación entre el valor de medida indicado y el valor de masa real. Al ajustar no se modifica nada en la báscula.

La calibración elimina una desviación entre el valor de medida indicado y el valor de masa real, o bien reduce la desviación a límites de error permisible.

Características

La plataforma de pesaje configurada define qué características están disponibles:

- Calibración externa, con la pesa del ajuste previo de fábrica – pesa estándar (1.9.1), excepto en básculas verificadas
- Calibración externa, con una pesa definida por el usuario (1.9.3), excepto en básculas verificadas
- Bloqueo de la tecla  para no activar las funciones anteriormente mencionadas (1.9.10)
- Calibración con ajuste automático (1.10.1), excepto en básculas verificadas
- Calibración con posibilidad de activar la función de ajuste manualmente (1.10.2)
- Advertencia de calibración – símbolo  parpadeante (1.15.2).
- Bloqueo de calibración externa (1.16.2)

- Lectura de Altitud y Latitud geográfica, o bien la Aceleración terrestre (Gravity) después de la lectura Cal, al iniciar el proceso de calibración (ítem de menú 8.12.2). Estos valores se indican sólo si han sido entrados y activados en el menú Servicio.

El concepto (Altitud), (Latitud), o bien (Gravity), para la aceleración terrestre) se indican por 1 segundo respectivamente, a continuación el valor respectivo a confirmar con la tecla .


Advertencia

La función calibración externa en los aparatos verificados es posible sólo con interruptor de bloqueo abierto, después de romper la marca de sello adhesivo. A continuación, el aparato tiene que ser nuevamente verificado.

Ejemplo

Calibración externa y ajuste manual, con pesas estándares

Ajustes previos en el Setup:
1.9.1; 1.10.2



Descargar báscula y poner a cero




Iniciar calibración (p. ej. después de parpadear el símbolo )



Esta lectura aparece por 2 segundos



Aparece la solicitud para colocar pesa de calibración/ajuste (p. ej. 10 kg)



Colocar pesa de calibración/ajuste en la plataforma



Se indica diferencia entre valor de medida y valor real de masa, con signo antepuesto.

Ajuste externo
Debido + 10000 g
Dif. - 2 g

Se imprime protocolo, si no se realiza ajuste y se cancela el proceso con la tecla (.



Activar el ajuste manualmente (cancelar calibración/ajuste con la tecla ()




Finalizado el ajuste, aparece la pesa de calibración

14.01.2007 13:00
Tipo SIWR
N . serie 12345678
Tipo SIGNUM ADC
N . serie 12345678
Vers. 1.1007.12.1
BVers. 01-25-01

Se imprime el protocolo GMP

Ajuste externo
Debido + 10000 g
Dif. - 2 g
Calibracion externa
Dif. + 0 g

14.01.2007 13:02
Nombre:



Descargar la báscula

Colocar precarga

Advertencias de ajuste

⚠ El ajuste de precarga es sólo posible con interruptor de bloqueo en posición accesible.

- La tecla tiene que tener asignada la función ajustar precarga (ítem 1.9.8).

⚠ Despues del ajuste de la precarga, bloquear con el interruptor y volver asignar la función original a la tecla (p. ej. calibración/ajuste externos con pesas definidas por el usuario), bajo el ítem de menú 1.9.

Borrar precarga

Advertencias de ajuste

⚠ Para borrar una precarga es posible sólo con interruptor de bloqueo en posición accesible.

- La tecla tiene que tener asignada la función borrar precarga (ítem del menú 1.9.9) (ver página 15).

⚠ Despues de borrar una precarga bloquear con interruptor y asignar nuevamente a la tecla su función original (p. ej. calibración/ajuste externos con pesas definidas por el usuario), bajo el ítem de menú 1.9.

Calibrar sin pesas

En el menú Servicio puede realizarse una calibración sin pesa, entrando los datos de referencia de las células de carga (p. ej. pesaje de silo con datos de referencia conocidos de las células de carga)

Advertencias de ajuste

⚠ La calibración sin pesa no debe ejecutarse en básculas usadas en metrología legal.


- Una calibración sin pesa es posible sólo con interruptor de bloqueo en posición accesible en modo Servicio.

- La entrada de los parámetros necesarios para la calibración sin pesa se realiza con modo Servicio activado en el menú Setup bajo "COMSPEC". Los ajustes se realizan en el nivel numérico respectivo, bajo ítem 1.19.
- El parámetro "Carga nominal" tiene que entrarse en la unidad que se ha ajustado bajo 1.7.x.
- El parámetro "Sensibilidad" tiene que entrarse en mV/V (tomar el valor, p. ej., de la hoja de datos).
- Advertencia:
Los datos definidos se memorizan seleccionando el ítem de menú "1.19.8". Despues de la memorización, ya no es posible seleccionar los datos.

Modo de proceder

- Abrir el interruptor de bloqueo
- Activar el modo Servicio
- Seleccionar plataforma de pesaje
- Entrar carga nominal de célula(s) de carga bajo ítem de menú 1.19.1. En una plataforma de pesaje que consta de varias células de carga, multiplicar la carga nominal correspondientemente (p. ej. 4 células de carga de 50 kg cada una, resulta una carga nominal de 200 kg)
- Entrar la sensibilidad de la célula de carga en mv/V bajo el ítem 1.19.3.
- En plataformas de pesaje con varias células de carga se entran los valores individuales de las células de carga en los ítems 1.19.3 hasta 1.19.6, o bien el valor promedio de todas las células, en el ítem 1.19.3.
- La carga muerta en una construcción de silo se entra en mV/V bajo el ítem 1.19.7.
- Memorizar valores para la calibración sin pesa bajo el ítem de menú 1.19.8
- Cerrar el interruptor de bloqueo


Árbol de menú para la calibración sin pesa



Ajustes previos

Menú operativo »Báscula de referencia«

SETUP



Parámetros del aparato

Se solicita la contraseña, si está activada

Conecotor de interfaz para báscula de referencia

Convertidor analógico / digital para báscula de referencia
(Identificación de lectura en este nivel de menú: 5)

Adaptación al lugar de instalación (adaptación del filtro)

Muy tranquilo
Tranquilo
Intranquilo
Muy intranquilo

Filtro aplicación

Pesar
Dosificar
Filtro mínimo
Sin filtro

Rango de estabilidad

4 dígito
1 dígito
1 dígito¹⁾
2 dígitos¹⁾
4 dígitos¹⁾
8 dígitos¹⁾

Retardo de estabilidad

Sin retardo
Breve retardo
Mediano retardo
Largo retardo

Tara¹⁾

Sin estabilidad
Después de estabilidad

Auto-cero

Activada
Desactivada

Unidad de peso 1²⁾

Gramos /o
Gramos /g
Kilogramos /kg
Quilates /ct¹⁾
Libras /lb¹⁾
Onzas /oz¹⁾
Onzas Troy/ozt¹⁾
Taeles Hongkong /tlh¹⁾
Taeles Singapur /ts¹⁾
Taeles Taiwan /tlt¹⁾
Granos /GN¹⁾
Pennyweight /dwt¹⁾
Piezas por Libra //lb¹⁾
Taeles China /tcl¹⁾
Mommes /mom¹⁾
Quilates /K¹⁾
Tolas /tol¹⁾
Bahts /bat¹⁾
Mesgahles /MS¹⁾
Toneladas /t
Libras: Onzas (lb:oz)¹⁾

Exactitud lectura 1¹⁾

Todas las posiciones
Reduce 1 posición al modificar la carga
Resolución factor 10
Aumenta resolución en 2 escalones (p. ej. 5 g a 1 g)
Aumenta resolución en 1 escalón (p. ej. de 2g a 1 g o 10 g a 5 g)

¹⁾ = sin modificación de ajuste en aparatos verificados

²⁾ = dependiente del tipo de plataforma de pesaje

COMSPEC 5**RJU-232 5**

1. 9.	1. 9. 1 * 1. 9. 3 1. 9. 4 1. 9. 8 1. 9. 9 1. 9.10	Calibración, ajuste Cal./ajuste externos; pesa estándar Cal./ajuste externos; pesa seleccionable (ítem de menú 1.18.1) Calibración interna (sólo con modelos con comutación de pesas) Colocar precarga Borrar precarga Tecla bloqueada
1.10.	1.10. 1 1.10. 2 *	Proceso Cal./ajuste Ajuste con cal. autom. Ajuste con cal. manual
1.11.	1.11. 1 1.11. 2 *	Rango puesta a cero 1 por ciento/carga máx. 2 por ciento/carga máx.
1.12.	1.12. 1 1.12. 2 1.12. 3	Rango de activación puesta a cero Ajustado previamente en fábrica (según tipo de modelo) 2 por ciento/carga máx. 5 por ciento/carga máx. (Posibilidad de ajuste según tipo de modelo)
1.13.	1.13. 1 * 1.13. 2 1.13. 3	Activación Tara/cero Activada Desactivada y recarga los valores de tara antiguos Sólo activación cero
1.15.	1.15. 1 * 1.15. 2	Advertencia de calibración Desactivada Advertencia de calibración "W" aparece parpadeante en la lectura
1.16.	1.16. 1 * 1.16. 2 ²⁾	Calibración externa¹⁾ Accesible Bloqueada
1.17.	1.17. 1 1.17. 2 * 1.17. 4	Entrada para pesa de calibración Gramos Kilogramos Libras ¹⁾
1.18.	1.18. 1	Entrar pesa de calibración Pesa de calibración externa del usuario (entrada, p. ej.: 10.000 kg)
3. 1.	3. 1. 1 3. 1. 2 3. 1. 3 * 3. 1. 4 3. 1. 5 3. 1. 6 3. 1. 7 3. 1. 8 3. 1. 9 3. 1.10 3. 1.11 3. 1.12 3. 1.14 3. 1.15 3. 1.16 3. 1.17 3. 1.18 3. 1.19 3. 1.20 3. 1.21 3. 1.22	Unidad de peso 2³⁾ Gramos /o Gramos /g Kilogramos /kg Quilitates /ct ¹⁾ Libras /lb ¹⁾ Onzas /oz ¹⁾ Onzas Troy/ozt ¹⁾ Taeles Hongkong /tlh ¹⁾ Taeles Singapur /tls ¹⁾ Taeles Taiwan /tit ¹⁾ Granos /GN 1) Pennyweight /dwt ¹⁾ Piezas por Libras //lb ¹⁾ Taeles China /tcl ¹⁾ Momme /mom ¹⁾ Quilitates /K ¹⁾ Tola /tol ¹⁾ Baht /bat ¹⁾ Mesgahl /MS ¹⁾ Toneladas /t Libras: Onzas (lb:oz) ¹⁾
3. 2.		Exactitud lectura 2 (Parámetros ver 1.8 "Unidad de peso 1")
3. 3.		Unidad de peso 3³⁾ (Parámetros ver 3.1 "Unidad de peso 2")
3. 4.		Exactitud lectura³⁾ (Parámetros ver 3.2 "Exactitud lectura 2")
9. 1.	9. 1. 1 9. 1. 2 *	Ajustes de fábrica del menú Contaje para WP1 Sí No

¹⁾ = sin modificación de ajuste en los aparatos verificados²⁾ = ajuste previo de fábrica en los aparatos verificados³⁾ = menú dependiente del tipo de plataforma de pesaje

Sartorius AG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen, Germany

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius-mechatronics.com

Copyright by Sartorius AG,
Goettingen, Germany.
All rights reserved. No part
of this publication may
be reprinted or translated in
any form or by any means
without the prior written
permission of Sartorius AG.
The status of the information,
specifications and illustrations
in this manual is indicated
by the date given below.
Sartorius AG reserves the
right to make changes to
the technology, features,
specifications and design of
the equipment without notice.

Status:
May 2007, Sartorius AG,
Goettingen, Germany